

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Базалеева М.В.



«13» декабря 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™

2022г.

ACUVUE®

FOR DAILY WEAR
2 WEEK REPLACEMENT
UV BLOCKING
6 CONTACT LENSES

OASYS
with
Transitions™

Фото 1. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – потребительская упаковка






Фото 3. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – маркировка потребительской упаковки (торцевая сторона).




Фото 4. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – маркировка потребительской упаковки (торцевая сторона).



Фото 5. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – маркировка стерильной упаковки (блистеры с раствором)



Фото 6. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – изделие в стерильной упаковке (блистеры с раствором)



Фото 7. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки (версия 1)



9




Фото 9. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 1 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для врача (версия 2)





Фото 11. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 6 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для пациента (версия 2.2)



Shown with etching



Фото 13. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 1 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для врача (версия 3)




Фото 14. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™, 1 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для врача (версия 3)



Фото 17. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™ – макет стерильной упаковки (версия 1)




Фото 18. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™— макет стерильной упаковки (версия 2)




Фото 19. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™– макет стерильной упаковки (версия 3)

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ

ACUVUE® OASYS with Transitions™

Рекомендованный срок ношения: дневное ношение – замена 1 раз в 2 недели.

Упаковка: 1, 5 или 6 линз в блистерах в боратном буферном физиологическом растворе с метилцеллюлозой. Количество блистеров и дату изготовления см. на упаковке.

Материал: сенофилкон А, влагосодержание – 38%. **Нетоксично.** Специальных условий хранения не требуется. Не для продажи отдельными блистерами.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2020/9922 от ХХ.ХХ.ХХХХ г. Важно: внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

 **Производитель:** «Джонсон & Джонсон Вижн Кээр, Инк.», США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA. **Место производства:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Уполномоченный импортер:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614,
г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2.

Горячая линия: Х ХХХ ХХХ ХХ ХХ
(звонок по России бесплатный).

ГОСТ 31586-2012 XXXXX_XXX_XX(X)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА



ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ACUVUE® OASYS with Transitions™

Рекомендованный срок ношения: дневное ношение – замена 1 раз в 2 недели.

Упаковка: 1, 5 или 6 линз в блистере в боратном буферном физиологическом растворе с метилцеллюлозой. Количество блистеров и дату изготовления см. на упаковке.

Материал: сенофилкон А, влагосодержание – 38%. Нетоксично.

Специальных условий хранения не требуется.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2020/9922 от xx.xx.xxxx г.

Важно: внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

 **Производитель:** «Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.», США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA. **Место производства:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Уполномоченный импортёр:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614,
г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2.

Горячая линия: X XXX XXX XX XX

(звонок по России бесплатный).

ГОСТ 31586-2012 XXXXX XXX XX(X)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА



НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

QR



Фото 23. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with Transitions™ – макет дополнительного стикера «Не для продажи»

Всего пронумеровано,
прошнуровано 19
скреплено печатью
24. листа (с 3)