

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Айболит-2000»

Ильин В.А.


«20» сентября 2019 г.




Фотографические изображения и маркировка медицинского изделия

**«Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур
«Айболит – 2000» в исполнениях с принадлежностями по ТУ 32.50.50-023-
51768895-2018»**


Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит – 2000» в исполнении «Кресло КМП на электроприводе и колесах»




Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит – 2000» в исполнении «Кресло КМП на электроприводе и стационарных опорах»




Рельс для крепления дополнительного оборудования




Стойка для вливаний



Опора для руки



Держатель бумажного рулона



Вращаемый зажим



Маркировка изделия (Проект маркировки): Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит – 2000» в исполнении «Кресло КМП на электроприводе и колесах»



АЯ 74

Сделано в России

220 В 50 Гц

ООО «Айболит-2000»

**г. Нижний Новгород,
ул. Электровозная, 7 Г**

**«Кресло функциональное для забора крови и терапевтических
процедур «Айболит – 2000»
КМП на электроприводе и колесах»**

ТУ 32.50.50-023-51768895-2018

РУ _____

Дата изготовления: _____ Номер: _____

Потребляемая мощность: 50 ВА

Режим работы блока управления:

«повторно-кратковременный» 2 мин/18 мин.

Маркировка изделия (Проект маркировки): Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит – 2000» в исполнении «Кресло КМП на электроприводе и стационарных опорах»



АЯ 74

Сделано в России

220 В 50 Гц

ООО «Айболит-2000»

**г. Нижний Новгород,
ул. Электровозная, 7 Г**

**«Кресло функциональное для забора крови и терапевтических
процедур «Айболит – 2000»
КМП на электроприводе и стационарных опорах»**

ТУ 32.50.50-023-51768895-2018

РУ _____

Дата изготовления: _____ Номер: _____

Потребляемая мощность: 50 ВА

Режим работы блока управления:

«повторно-кратковременный» 2 мин/18 мин.

Маркировка транспортной упаковки изделия (Проект маркировки): Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит – 2000» в исполнении «Кресло КМП на электроприводе и колесах»



ООО «Айболит-2000»

г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 Г

Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит-2000»,



КМП на электроприводе и колесах

Цвет каркаса _____

Цвет ложементов _____

Принадлежности: _____

ТУ 32.50.50-023-S1768895-2018
РУ _____

Условия хранения: Кресло должно храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре от +2° С до +40°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Дата изготовления _____

Маркировка транспортной упаковки изделия (Проект маркировки): Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит – 2000» в исполнении «Кресло КМП на электроприводе и стационарных опорах»



ООО «Айболит-2000»

г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 Г

Кресло функциональное для забора крови и терапевтических процедур «Айболит-2000»,



КМП на электроприводе и стационарных опорах

Цвет каркаса _____

Цвет ложементов _____

Принадлежности: _____

ТУ 32.50.50-023-51768895-2018

РУ _____

Условия хранения: Кресло должно храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре от +2°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Дата изготовления _____

Маркировка блока управления Medi-i-Drive 24/1m, производства Medi-i-Drive (Китай)



Маркировка электропривода Medi-i-Drive, производства Medi-i-Drive (Китай)



КОПИЯ ВЕРНА

**Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью и подписью**

13/11/2019 г. _____ ЛИСТОВ
Директор
В. А. Ильин
Аибулит-2000
« ____ » _____ 2019 г.

