


Фотографические изображения медицинского изделия:

**Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ
в исполнении «Нейрон-Спектр-4/ВПМ»**



Блок электронный «Нейрон-Спектр-4/ВПМ» (NS044201.009-010)




Стойка напольная «СН-3», NS016998.007



Крепление к стойке, NS016221.009



Фотостимулятор светодиодный «ФС-1», NS005302.005




Стойка напольная «CH-8», NS016201.041



Стойка напольная «СН-14», NS016998.021

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:




Ушной электрод

Мостиковый электрод

Комплект ЭЭГ-электродов (25 мостиковых, 3 ушных), NS015998.015-03

РУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017


Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Шлем для крепления электродов ЭЭГ (54-62), NS023211.007-02

РУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017


Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Шлем для крепления электродов ЭЭГ (48-54), NS023211.007-01

РУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Шлем для крепления электродов ЭЭГ (42-48) NS023211.007-00

РУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ красный, 1 м, NS990103.036-03.10

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ черный, 1 м, NS990103.036-04.10

ПУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ белый, 1 м, NS990103.036-01.10

ПУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017

Аксессуары для регистрации ЭКГ:



Электрод ЭКГ прижимной многоцветный на конечность, тип «прищепка»

Ф 9024 SSC (FIAB, Италия), РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.06.2010

Аксессуары для регистрации ЭКГ:



Кабель отведения для одного канала ЭКГ (комплект 3 шт.), NS007103.016

Комплект упаковочной тары:




Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски), NS002901.001



Гарнитура компьютерная, диапазон частот 100-10000 Гц, KOSS KE5k Black (шнур 1,2м)



**Светодиодный фотостимулятор «ФС-2», NS066999.001 в составе:
блок фотостимулятора светодиодного, стойка напольная СН-7**



Датчик дыхания «ДДТ-7/В-20», NS990351.008



Датчик дыхания «ДДТ-7/Д-20», NS990351.008-01



Датчик пульсоксиметрический взрослый (ООО «Микролюкс», Россия)
РУ № ФСР 2010/08889 от 03.11.2010



**Датчик пульсоксиметрический детский (ООО «Микролюкс», Россия)
РУ № ФСР 2010/08889 от 03.11.2010**




**Датчик SpO2 для одного пациента клейкий (Covidien LLC., США)
РУ № ФСЗ 2012/11628 от 16.03.2012**




Концентратор USB-LAN «KM-52E», DS079.01.01.001.000



Преобразователь сетевого интерфейса LAN-LAN, развязка 4 кВ
Network Isolator MED MI 1005 (5kV) (RoHS)



Выносной блок для коммутации электродов «Нейрон-Спектр-БП5» DS055.01.02.001.000, DS055.01.01.001.000 в составе: выносной блок для коммутации электродов «Нейрон-Спектр-БП5», кабель для подключения блока пациента «К-5» или «К-4ВПМ», ремешок шейный, датчик дыхания "ДДТ-7/В-20", датчик дыхания "ДДТ-7/Д-20", датчик воздушного потока "ДДДп-1-05", датчик воздушного потока "ДДД-3-05", датчик храпа "ДХ-1-08", датчик дыхания пьезокерамический с комплектом ремней "ДДП-4-05", датчик индукционный экскурсии грудной клетки и брюшной стенки "ДДИ-1-05" в комплекте с индукционным ремнем и фиксирующей лентой, датчик положения тела "ДПТ-2-05"



Кабель touch-proof- touch-proof NS990103.038-01.05, NS990103.038-02.10



Блок формирования синхроимпульсов «БФСИ-1», NS990201.006-01

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



**Шлем для крепления электродов ЭЭГ (34-42), NS023211.002-02
РУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017**

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



**Электрод ЭЭГ чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», NS990106.072-01.10
ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008 г.**

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



**Электрод ЭЭГ ушной, NS015106.017,
РУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017**

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



**Электрод ЭЭГ чашечковый с кабелем отведения «1234», NS990106.049
ПУ №ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



**Электрод одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716», NS990106.043
РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012 г.**

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для 19-канальной регистрации ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 46-50 (XSM)

РУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для 19-канальной регистрации ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 50-54 (SM)

ПУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для 19-канальной регистрации ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 38-42 (детский)

ПУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для 19-канальной регистрации ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 42-46 (детский)

ПУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для регистрации 19-канальной ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 54-58 (M)

ПУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для регистрации 19-канальной ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 58-62 (L)

РУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Электродная шапочка для 19-канальной регистрации ЭЭГ (Electro-CAP, США)

Размер 34-88 (детский)

ПУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Ремешок-крепление для электродной шапочки 46-50 (XSM), 50-54 (SM), 54-58 (M), 58-62 (L), детский (Electro-CAP, США)
Размер 42-46 (детский)

ПУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Удлинитель кабеля шапочки ЭЭГ, NS007103.023-30
ПУ № РЗН 2017/5783 от 26.05.2017

Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



**Пара ушных электродов для электродной шапочки (Electro-CAP, США)
РУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012**


Аксессуары для регистрации ЭЭГ:



Специальная игла для заполнения электродов гелем (Electro-CAP, США)

РУ №ФСЗ 2012/11894 от 17.04.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:




Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39», NS032305.010 («HDA-280», NS032305.003)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Адаптер для подключения стандартного паттерн-стимулятора, NS033201.005

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:




Адаптер паттерн-стимулятора высокого разрешения, NS033201.006

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Переходник VGA-VGA Rich Pro RP943 (ExeGate Limited, Гонг Конг)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Видеокарта двухмониторная Nvidia PCI-E

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Стимулятор зрительный (светодиодные очки), NS005302.001ъ
ПУ № РЗН 2016/4600 от 25.08.2016

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



**Электрод стимулирующий токовый с фиксированным межэлектродным расстоянием (детский) «ЭС-1»
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Электрод стимулирующий токовый с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый)

«ЭС-2», NS990998.009

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008



Электрод стимулирующий токовый вилочковый (детский) «ЭСТ-1», NS990106.076-25
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Электрод стимулирующий токовый вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2», NS990106.075-25
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



**Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием
и поворотным механизмом «Скат», NS056998.001
ПУ № РЗН 2017/6133 от 23.08.2017 г**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Блок управления токовым стимулятором «Нейро-МВП», NS024201.017

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Блок аудиовидеостимулятора «Нейро-МВП», NS025201.014-010

Оборудование «Нейрон-Спектр-ДВП»:



Кнопка регистрации реакции пациента, NS028201.009-010

Компьютерная и электронная техника:



Системный блок «Элитный»

Компьютерная и электронная техника:



**Принтер, лазерная или струйная печать, 18 стр/мин, макс. формат печати A4, интерфейс USB 2.0 и выше,
(модель HP LaserJet Pro P1102 <CE651A>)**

Компьютерная и электронная техника:



Портативный компьютер, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3), ОС Mac OS X (Mac OS X 10.7 Lion и выше), экран с разрешением не менее 1280×800, процессор не хуже Intel Core Duo с тактовой частотой 1.8 ГГц и выше, оперативная память: 1 Гб и более, свободное место на диске: не менее 1 Гб, наличие USB-порта

(модель ASUS 17.3" N751JK)

Компьютерная и электронная техника:



Монитор (для паттерн-стимуляции), LCD 18,5", разрешение не менее 1280×800, наличие крепления VESA, встроенный блок питания (модель ASUS VS229NH IPS)

Компьютерная и электронная техника:




Концентратор USB внешний «KM-7-2» DS042.01.01.001.000

Компьютерная и электронная техника:




Трансформатор сетевой развязывающий TM-630, DS036.01.02.001.000

Компьютерная и электронная техника:



Специализированный блок питания портативного компьютера, модель RMP15M-10

Принадлежности для поверки комплекса:



Кабель для проверки параметров токового стимулятора, NS024103.002

Принадлежности для поверки комплекса:



Кабель для проверки параметров фотостимулятора, NS006103.016

Принадлежности для поверки комплекса:




Кабель для проверки параметров слухового стимулятора, NS006103.017

Принадлежности для поверки комплекса:



Коммутационное устройство для контроля канала SpO2 МАРГ 10-01 (ООО «Микролюкс», Россия)

Принадлежности для поверки комплекса:



Поверочно-коммутационное устройство «ПКУ-ЭМГ-02», NS800998.001

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



**Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (комплект 8 шт.): NS990106.027-01.10 белый, 1 м, NS990106.027-02.10 зеленый, 1 м, NS990106.027-03.10 красный, 1 м, NS990106.027-04.10 черный, 1 м, NS990106.027-05.10 желтый, 1 м, NS990106.027-06.10 синий, 1 м, NS990106.027-09.10 коричневый, 1 м, NS990106.027-10.10 фиолетовый, 1 м
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:




Объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП, NS006103.019

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Стимулятор зрительный (светодиодные очки), NS005302.001
ПУ № РЗН 2016/4600 от 25.08.2016

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Стимулятор слуховой (аудиометрические наушники) «TDH-39», NS032305.010
ПУ № РЗН 2017/5299 от 31.01.2017

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



**Электрод стимулирующий токовый
с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый) «ЭС-2», NS990998.009
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Адаптер для подключения стандартного паттерн-стимулятора, NS033201.005

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



**Монитор , LCD 18,5", наличие крепления VESA, встроенный блок питания
(модель ASUS VS229NH IPS)**

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Удлинитель SVGA, 3 м

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Кнопка регистрации реакции пациента NS028201.009-010

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Паста абразивная, предназначенная для уменьшения сопротивления и подготовки кожи перед наложением электродов

(Паста абразивная EVERI 160 г, Fiab, РУ № ФСЗ 2009/04989 от 31.08.2009 г)

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Паста электродная клеящая, предназначенная для обеспечения надежного контакта и фиксации электрода с кожей
(Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная «Унипаста», 120 г., ООО «Гельтек-Медика», Россия)
РУ № РЗН 2013/1345 от 15.10.2014

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Пластырь, пористый и воздухопроницаемый, прозрачный, ширина не менее 1 см
(Пластырь 3M Company, артикул Transpore), РУ № ФСЗ 2009/04989 от 31.08.2009 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



**Электрод стимулирующий токовый с фиксированным межэлектродным расстоянием (детский) «ЭС-1»
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Электрод стимулирующий токовый вилочковый (детский) «ЭСТ-1», NS990106.076-25
ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



**Электрод стимулирующий токовый вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2», NS990106.075-25
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



**Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием
и поворотным механизмом «Скат», NS056998.001**


ПУ № РЗН 2017/6133 от 23.08.2017 г

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Клавиатура функциональная «КФ-01», DS035.01.01.001.000 (01)
РУ № РЗН 2017/6148 от 23.08.2017 г

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:




Адаптер для подключения паттерн-стимулятора высокого разрешения, NS033201.006

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Переходник, VGA-VGA Rich Pro RP943 (ExeGate Limited, Гонг Конг)

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Видеокарта двухмониторная, Nvidia PCI-E

Оборудование «Нейрон-Спектр-КВП»:



Переходник к телефонам аудиометрическим, NS032103.004

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Клавиатура функциональная «КФ-01», DS035.01.01.001.000

(комплектация с держателем)

ПУ № РЗН 2017/6148 от 23.08.2017 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Блок педального управления, NS028353.004

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:




**Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием
и поворотным механизмом «Скат», NS056998.001
РУ № РЗН 2017/6133 от 23.08.2017 г**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Концентратор USB внешний «KM-7-2, DS042.01.01.001.000

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием «ЭПП-1», NS990998.001

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод поверхностный отводящий с фиксированным межэлектродным расстоянием

«ЭП-2» (взрослый), NS990998.029

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод поверхностный отводящий с фиксированным межэлектродным расстоянием

«ЭП-1» (детский), NS990998.028

ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008


Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий с кабелем отведения «ЭСО-2», NS990998.004

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод поверхностный заземляющий с кабелем отведения «ЭЗ-1» (детский) (250 мм), NS990998.007

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод поверхностный заземляющий с кабелем отведения «ЭЗ-2» (взрослый) (400 мм), NS990998.006

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008


Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (к-т 5 шт.) NS990998.023: NS990106.027-01.10 белый, 1 м,
NS990106.027-02.10 зеленый, 1 м, NS990106.027-03.10 красный, 1 м, NS990106.027-04.10 черный, 1 м,
NS990106.027-05.10 желтый, 1 м

ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «1234», NS990106.049

РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» 20 мм
NS990106.039-001, РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**



**Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» 30 мм
NS990106.039-001, РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**



**Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» 40 мм
NS990106.039-004, РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Электрод многоразовый concentрический игольчатый «D1216» 50 мм
NS990106.039-005, РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**



**Электрод многоразовый concentрический игольчатый «D1216» 60 мм
NS990106.039-006, РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600»37 мм NS990106.038-003

ПУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600»25 мм NS990106.038-001

РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600»25 мм NS990106.038-002

РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600»25 мм NS990106.038-004

РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600»25 мм NS990106.038-001,
РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Адаптер для подключения концентрических игольчатых электродов «D60451», NS990103.044

РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Электрод поверхностный отводящий одноразовый, самоклеящийся, тип коннектора «крокодил»

F9079, F9049 (FIAB, Италия)

№ ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, красный (1 м)
NS990103.027-03.02, NS990103.022-03.02**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, черный (1 м)
NS990103.027-04.02, NS990103.022-04.02**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Электрод стимулирующий токовый с фиксированным межэлектродным расстоянием
«ЭС-2» (взрослый), NS990998.009
ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Рулетка измерительная, 1 м

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Маркер, flipchart marker, красный, на водной основе, диаметр острия 0,5 мм

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Гель электродный контактный «Унимакс», 250 г (ООО ГельтекМедика, Россия)
РУ № ФСР 2010/08252 от 15.10.2014

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Паста абразивная, предназначенная для уменьшения сопротивления и подготовки кожи перед наложением электродов

(Паста абразивная EVERI 160 г, Fiab, РУ № ФСЗ 2009/04989 от 31.08.2009 г)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Паста электродная клеящая, предназначенная для обеспечения надежного контакта и фиксации электрода с кожей
(Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная «Унипаста», 120 г., ООО «Гельтек-Медика», Россия)
РУ № РЗН 2013/1345 от 15.10.2014

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Пластырь, пористый и воздухопроницаемый, прозрачный, ширина не менее 1 см
(Пластырь 3M Company, артикул Transpore), РУ № ФСЗ 2009/04989 от 31.08.2009 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Гарнитура компьютерная, диапазон частот 100-10000 Гц, KOSS KE5k Black (шнур 1,2м)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Электрод стимулирующий токовый с фиксированным межэлектродным расстоянием (детский) «ЭС-1»
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:




**Электрод стимулирующий токовый вилочковый (детский) «ЭСТ-1», NS990106.076-25
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:




Электрод стимулирующий токовый вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2», NS990106.075-25
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) узкий с кабелем отведения «ЭСО-1», NS990998.005
ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:




**Электрод поверхностный заземляющий с кабелем отведения «ЭЗ-3» (взрослый) (700 мм), NS990998.015
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», DIN 240°, NS990103.050

Оборудование «Нейрон-Спектр-ЭМГ»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор» (зеленый)
NS990103.027-02.10, NS990103.022-02.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



**Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения (для регистрации ЭЭГ), NS990106.027-01.15
РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка», разъем «touch-proff»:
красный, 1,5 м (NS990103.037-03.15); черный, 1,5 м (NS990103.037-04.15); красный, 2,5 м (NS990103.037-03.25);
черный, 2,5 м(NS990103.037-04.25).


Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Электрод поверхностный отводящий одноразовый, самоклеющийся, гидрогелевый, коннектор типа "кнопка"

(одноразовый электрод Fiab, артикул F9079,
РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010 г.)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Датчик дыхания «ДДТ-7/В-20» с руководством по эксплуатации, NS990351.008

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Датчик дыхания «ДДТ-7/Д-20», NS990351.008-01

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:




Датчик храпа «ДХ-1», NS990356.006

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:




**Датчик индукционный экскурсии грудной клетки и брюшной стенки "ДДИ-1-22" NS990998.036-01 в составе:
блок электронный "ДДИ-1-22", лента фиксирующая , фиксатор , индукционный ремень**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



**Датчик положения тела «ДПТ-2-22» NS990998.042-02 в составе:
-блок электронный «ДПТ-2-22», крепление**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Датчик освещенности «ДО-1», NS990998.041

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Блок пульсоксиметрический, NS045201.001

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



**Датчик пульсоксиметрический SpO2 одноразовый Covidien Llc (США)
РУ №ФСЗ 2012/11628 от 16 марта 2012 года**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Видеокамера моторизованная сетевая на креплении, питание от PoE или от сети, через отдельный блок питания, поддержка функции PTZ (Pan Tilt Zoom), оптический зум не менее x4, крепление на стене, потолке или штативе, автоматическое переключение режима съемки день/ночь и ИК-подсветка, поддерживаемое разрешение 720p и выше, наличие встроенного или подключаемого микрофона, поддержка протоколов передачи данных RTSP и ONVIF (Модель PTZ IP Dahua, Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Штатив для видеокамеры с креплением-максимальная нагрузка – не менее 5 кг, максимальная высота не менее 1500 мм, минимальная высота не более 600 мм, модель HAMA Star61 Dicom

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Кабель сетевой для подключения IP-камеры UTP, cat.5E, 4x2

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Коммутатор сетевой 5 портов


Модель D-Link DGS-1005D

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:




Концентратор USB-LAN «KM-52E», DS079.01.01.001.000

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Блок пациента для электроэнцефалографов «Нейрон-Спектр-БП/ПСГ» DS055.01.02.001.000 в составе:
блок электронный «Нейрон-Спектр-БП/ПСГ», кабель связи БП/ПСГ «К-5», ремень наплечный, датчик дыхания ДДТ-8/В-10, датчик дыхания ДДТ-8/Д-10, датчик воздушного потока "ДДДп-1-05", датчик воздушного потока "ДДД-3-05", датчик храпа "ДХ-1-08", датчик дыхания пьезокерамический с комплектом ремней "ДДП-4-05", датчик индукционный экскурсии грудной клетки и брюшной стенки "ДДИ-1-05" в комплекте с индукционным ремнем и фиксирующей лентой, датчик положения тела "ДПТ-2-05"

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:




Пластырь, пористый и воздухопроницаемый, прозрачный, ширина не менее 1 см
(Пластырь 3M Company, артикул Transpore), РУ № ФСЗ 2009/04989 от 31.08.2009 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Паста электродная клеящая, предназначенная для обеспечения надежного контакта и фиксации электрода с кожей
(Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная «Унипаста», 120 г., ООО «Гельтек-Медика», Россия)
РУ № РЗН 2013/1345 от 15.10.2014

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски), NS002901.002

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Гарнитура компьютерная, диапазон частот 100-10000 Гц, KOSS KE5k Black (шнур 1,2м)

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Выносной блок для коммутации электродов «Нейрон-Спектр-БП5» DS055.01.01.001.000, в составе:
выносной блок для коммутации электродов «Нейрон-Спектр-БП5» – 1 шт; кабель для подключения блока пациента «К-4ВПМ» (для исполнений «Нейрон-Спектр-4/ВПМ, 4/ВПМ/S») – 1 шт; кабель для подключения блока пациента «К-5» (для исполнений «Нейрон-Спектр-5, 5/S») – 1 шт; ремешок нашейный – 1 шт; датчик дыхания "ДДТ-7/В-20" – 1 шт; датчик дыхания "ДДТ-7/Д-20" – 1 шт; датчик воздушного потока "ДДДп-1-05" – 1 шт, датчик воздушного потока "ДДД-3-05" – 1 шт, датчик храпа "ДХ-1-08" – 1 шт., датчик дыхания пьезокерамический с комплектом ремней "ДДП-4-05", датчик индукционный экскурсии грудной клетки и брюшной стенки "ДДИ-1-05" в комплекте с индукционным ремнем и фиксирующей лентой – 1 шт., датчик положения тела "ДПТ-2-05" – 1 шт.,

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



**Датчик пульсоксиметрический взрослый (ООО «Микролюкс», Россия)
РУ № ФСР 2010/08889 от 03.11.2010**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



**Датчик пульсоксиметрический детский (ООО «Микролюкс», Россия)
РУ № ФСР 2010/08889 от 03.11.2010**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Датчик воздушного потока «ДДД-3-20», NS990998.047-01

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:




Датчик воздушного потока «ДДДп-1-20», NS990998.046-01

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



**Датчик экскурсии грудной клетки и брюшной стенки NS990998.020 в составе:
датчик дыхания пьезокерамический «ДДП-4-22» , комплект ремней**

Оборудование «Нейрон-Спектр-ПСГ»:



Накладка «Полисомнограф «Нейрон-Спектр-4/П», NS015210.035-06

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Видеокамера моторизованная сетевая на креплении, питание от PoE или от сети, через отдельный блок питания, поддержка функции PTZ (Pan Tilt Zoom), оптический зум не менее x4, крепление на стене, потолке или штативе, автоматическое переключение режима съемки день/ночь и ИК-подсветка, поддерживаемое разрешение 720p и выше, наличие встроенного или подключаемого микрофона, поддержка протоколов передачи данных RTSP и ONVIF (Модель PTZ IP Dahua, Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.)

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Штатив для видеокамеры с креплением-максимальная нагрузка – не менее 5 кг, максимальная высота не менее 1500 мм, минимальная высота не более 600 мм, модель HAMA Star61 Dicom

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Кабель сетевой для подключения IP-камеры, патч-корд UTP (длина не менее 5 м)

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Система электродная MCScar-EC21 ООО «Медицинские компьютерные системы», Россия

РУ № ФСР 2010/08198 от 21.07.2010 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Удлинитель кабеля шапочки ЭЭГ, NS007103.023-30

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Коммутатор сетевой 5 портов
Модель D-Link DGS-1005D

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:




Концентратор USB-LAN «KM-52E», DS079.01.01.001.000

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Гарнитура компьютерная, диапазон частот 100-10000 Гц, KOSS KE5k Black (шнур 1,2м)

Оборудование «Нейрон-Спектр-Видео»:



Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски), NS002901.002

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:



**Динамометр кистевой, с измерением усилия не менее 50 даН, ДК-50» ТУ 64-1-3842-84,
ОАО «Нижнетагильский Медико-инструментальный завод» (Россия),
РУ № ФСР 2008/02239 от 17.03.2008**

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:



Тонометр механический, диапазон измерения АД от 20 до 300 мм.рт.ст.

Medical Technology Products, Inc. / MEDITECH /» (США)

РУ ФС № 2016/4479 от 27.07.2016

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:



Манометр с приставкой для проведения пробы Вальсальвы, NS003359.001

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:



Мундштук для проведения пробы Вальсальвы, NS003204.002
№ ФСР 2010/06875 от 06.06.2016

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:



Кабель отведения для одного канала ЭКГ (комплект 3 шт.), NS007103.016

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:




Электрод ЭКГ прижимной многоцветный на конечность, тип электрода «прищепка»,

F 9024 SSC (FIAB, Италия)

РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:



Датчик дыхания «ДДТ-7/В-20», NS990351.008

Оборудование «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ»:




Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски), NS002901.001

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:




Блок пациента для «Нейрон-Спектр-БП1», NS015201.040-01.20

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Электрод поверхностный отводящий одноразовый гидрогелевый, разноцветный,
длина кабеля не менее 0.5 м, разъем touchproof
F9058N (FIAB, Италия), РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29 июля 2010 года

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Электрод поверхностный отводящий одноразовый гидрогелевый, одноцветный,
длина кабеля не менее 0.5 м, разъем touchproof
F9058NRM (FIAB, Италия)
РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29 июля 2010 года

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



**Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (комплект 6 шт.) NS990998.049: NS990106.027-01.10 белый, 1 м, NS990106.027-02.10 зеленый, 1 м, NS990106.027-03.10 красный, 1 м, NS990106.027-04.10 черный, 1 м, NS990106.027-05.10 желтый, 1 м, NS990106.027-06.10 синий, 1 м
ПУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008**

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



**Электрод одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716», NS990106.043-001,
РУ № ФСР 2012/14160 от 14 декабря 2012**

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Объединитель однополярных гнезд, NS006103.019

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Паста абразивная, предназначенная для уменьшения сопротивления и подготовки кожи перед наложением электродов

(Паста абразивная EVERI 160 г, Fiab, РУ № ФСЗ 2008/02806 от 21.10.2008 г)

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Паста электродная клеящая, предназначенная для обеспечения надежного контакта и фиксации электрода с кожей
(Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная «Унипаста», 120 г., ООО «Гельтек-Медика», Россия)


РУ № РЗН 2013/1345 от 15.10.2014

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



**Пластырь, пористый и воздухопроницаемый, прозрачный, ширина не менее 1 см
(Пластырь 3M Company, артикул Transpore), РУ № ФСЗ 2009/04989 от 31.08.2009 г.**

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Линейка NS015210.038-01, NS015210.039-01

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Мобильная мини-стойка, на колесах с тормозами, с полкой и корзиной для принадлежностей, с возможностью изменять высоту полки, с креплением для монитора или моноблочного компьютера, тип крепления Vesa, CNH01 (HighGradeTech, Тайвань)

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Блок пульсоксиметрический, NS045201.001

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



**Датчик пульсоксиметрический взрослый (ООО «Микролюкс», Россия)
РУ № ФСР 2010/08889 от 03.11.2010**

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:




**Датчик пульсоксиметрический детский (ООО «Микролюкс», Россия)
РУ № ФСР 2010/08889 от 03.11.2010**

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



**Датчик SpO2 для одного пациента клейкий (Covidien Llc., США)
РУ № ФСЗ 2012/11628 от 16.03.2012**

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Датчик дыхания «ДДТ-7/В-20», NS990351.008

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Датчик дыхания «ДДТ-7/Д-20», NS990351.008-01

Оборудование «Нейрон-Спектр-МЦФ»:



Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски), NS002901.001


Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (комплект 8 шт.): NS990106.027-01.10 белый, 1 м, NS990106.027-02.10 зеленый, 1 м, NS990106.027-03.10 красный, 1 м, NS990106.027-04.10 черный, 1 м, NS990106.027-05.10 желтый, 1 м, NS990106.027-06.10 синий, 1 м, NS990106.027-09.10 коричневый, 1 м, NS990106.027-10.10 фиолетовый, 1 м

РУ № ФСР 2008/02725 от 23.05.2008

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «1234», NS990106.049

РУ № ФСР 2012/14160 от 14.12.2012

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Датчик экскурсии грудной клетки и брюшной стенки NS990998.020 в составе:
датчик дыхания пьезокерамический «ДДП-4-22» , комплект ремней**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:




Электрод поверхностный отводящий одноразовый, самоклеящийся, тип коннектора «крокодил»,
F 3001 (FIAB, Италия)
РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29 июля 2010 г.

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, белый (1 м)
NS990103.027-01.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, зеленый (1 м)
NS990103.027-02.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, красный (1 м)
NS990103.027-03.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, черный (1 м)
NS990103.027-04.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, желтый (1 м)
NS990103.027-05.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, синий (1 м)
NS990103.027-06.10**

Оборудование «Нейрон-Спектр-БОС»:



Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски), NS002901.001

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:




Стол-тележка NS059998.008, на колесах с фиксаторами положения, наличие полок минимум в трех уровнях, с креплением для монитора, тип крепления Vesa, наличие двух креплений для штатива настольного "ШН-5", грузоподъемность не менее 50 кг

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Мобильная мини-стойка, на колесах с тормозами, с полкой и корзиной для принадлежностей, с возможностью изменять высоту полки, с креплением для монитора или моноблочного компьютера, тип крепления Vesa, CNH01 (HighGradeTech, Тайвань)

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:




Штатив настольный «ШН-5», NS016201.044-01

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Крепление к штативу, NS006200.002

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:




Крепление, NS016221.065

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Фотостимулятор светодиодный «ФС-2», NS066201.002

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Фотостимулятор светодиодный на штативе «ФС-3», NS012302.005

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Видеокамера моторизованная сетевая на креплении, питание от PoE или от сети, через отдельный блок питания, поддержка функции PTZ (Pan Tilt Zoom), оптический зум не менее x4, крепление на стене, потолке или штативе, автоматическое переключение режима съемки день/ночь и ИК-подсветка, поддерживаемое разрешение 720p и выше, наличие встроенного или подключаемого микрофона, поддержка протоколов передачи данных RTSP и ONVIF (Модель PTZ IP Dahua, Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.)

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Штатив для видеокамеры с креплением-максимальная нагрузка – не менее 5 кг, максимальная высота не менее 1500 мм, минимальная высота не более 600 мм, модель HAMA Star61 Dicom

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



Патч-кабель UTP, cat.5E, 4x2, RJ45, длина не менее 5 м

Оборудование для мобильной регистрации «Видео-ЭЭГ»:



**Кабель питания IEC C14 – Schuko type F socket 220/230 В, 10 А, L не более 1 м
(3G×0,75 кв. мм)**



ПРОДУКЦИОННО
ПРОИЗВЕДЕНА
СЕРИЙНО ПЕЧАТНО

НА 216 ЛИСТАХ

ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А. Б. ШУБИН

Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ в исполнении «Нейрон-Спектр-4/ВПМ» по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017

Маркировка и упаковка

На рис. 1-5 приведены примеры макетов маркировок групп однородных изделий, а также программного обеспечения, входящих в состав комплексов (за исключением входящих в состав самостоятельных медицинских изделий, имеющих собственные регистрационные удостоверения и маркировка которых приведена в соответствующих регистрационных досье). Маркировка изделий наносится непосредственно на корпус изделия или его несъемный кабель, маркировка программного обеспечения – на его упаковку




Рис. 1 Макеты маркировок электронных блоков комплексов «Нейрон-Спектр-4/ВПМ», (на примере блока «Нейрон-Спектр-4/ВПМ», концентратора USB «KM-7-2», блока pedalного управления, клавиатуры функциональной)




Рис. 2 Макет маркировки стоек напольных (на примере стойки «СН-3»)




Рис. 3 Макет маркировки датчиков дыхания, датчиков храпа, датчиков индукционных экскурсий грудной клетки и брюшной стенки, датчиков воздушного потока, датчика положения тела, датчика освещенности (на примере датчика дыхания «ДДТ-7/В-20»)




Рис. 4 Макет маркировки системного блока персонального компьютера

Нейрон-Спектр.NET

Программное обеспечение для комплексов
компьютерных многофункциональных
для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ

Лицензия 220515

Версия 1.7.6.0 (09.08.2017)

Состав дополнительных модулей:

-ДВП -ПСГ -Видео -ВП
-ЭМГ -Ритм -МЦФ -БОС
-КВП



153032, Россия, г.Иваново,
ул.Воронина, д. 5



Нейрософт




Рис. 5 Макет маркировки программного обеспечения «Нейрон-Спектр.NET»

Расшифровка значений символов на маркировке:



– внимание: обратитесь к эксплуатационным документам.



рабочие части типа CF по ГОСТ Р 50267.0-92 или ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010.



– знак соответствия в Системе ГОСТ Р.



знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.



– средство измерения с утвержденным типом.



– маркировка соответствия директиве 93/42/ЕЕС «О медицинских изделиях».



маркировка соответствия директиве 2012/19/ЕС
«Об отходах электрического и электронного оборудования».



– номер по каталогу по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.



– серийный номер по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.



– дата изготовления по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.



– наименование и адрес производителя по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

IP20 степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254

На рис. 6 приведен пример фотографического изображения маркировки на корпусе электронного блока «Нейрон-Спектр-4/ВПМ».



Рис. 6 Пример фотографического изображения маркировки на корпусе электронного блока

На рис. 7 приведен макет маркировки индивидуальной упаковки составных элементов комплексов (на примере блока электронного «Нейрон-Спектр-4/ВПМ») и ее фотографическое изображение.



Электронный блок
Нейрон-Спектр-4/ВМ

Electronic unit
Neuron-Spectrum-4/EPM



LOT	00000 · 224353 · 00
REF	NS000000.000
SN	00050001

155032, Россия, г. Иваново, ул. Боронина, д. 3
5, Иваново, ул. Валова, 155032, Russia
info@neurosoft.com, www.neurosoft.com



Сделано в России / Made in Russia



Рис. 7 Макет маркировки индивидуальной упаковки составных элементов комплексов и ее фотографическое изображение

На рис. 8 приведены фотографические изображения индивидуальной упаковки программного обеспечения «Нейрон-Спектр.NET».

На рис. 9а, 9b приведена транспортная маркировка комплексов по ГОСТ 14192-96.



Рис. 9а Фотографическое изображение транспортной маркировки комплексов




Рис. 9б Фотографическое изображение транспортной маркировки комплексов

Расшифровка значений символов на транспортной маркировке:



- «Верх». При транспортировании и хранении необходимо сохранять вертикальное положение груза



- «Беречь от влаги». Необходимость защиты груза от воздействия влаги




- «Хрупкое. Осторожно». Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
Не допускается штабелировать груз



- «Не выбрасывать». Для утилизации груз необходимо сдать в специализированный пункт утилизации.



- при транспортировании и хранении не допускается штабелирование более чем в три ряда (максимальное количество одинаковых грузов, которые можно штабелировать один на другой)



- диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им.

Электронный блок комплексов вместе с аксессуарами для регистрации ЭЭГ и ЭКГ из базового комплекта поставки упаковывается в комплект упаковочной тары NS002901.001 (см. рис. 10), состоящей из:

- гофрокороба размером 440×350×190 мм с пластиковой ручкой;
- сумки для переноски размером 430×345×165.




Рис. 10 Фотографическое изображение упаковки изделий базового комплекта поставки комплексов

Дополнительное оборудование комплексов упаковывается в комплект упаковочной тары NS002901.002 (см. рис.11), состоящей из:

- гофрокороба размером 460×300×250 мм;
- сумки для переноски размером 440×300×260 мм.




Рис.11 Фотографическое изображение упаковки изделий дополнительного комплекта поставки комплексов



Президент ООО «Нейрософт»

М.П.

14.01.2019

А. Б. Шубин



ПРОШУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
ОКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА 9 ЛИСТАХ

ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А.Б. ПУБИН