

ИНН/КПП 5029204750/502901001

р/с 40702810820100002976

в ТКБ БАНК ПАО

БИК 044525388

к/с 30101810800000000388

Юридический адрес: 141001, Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Вокзальная, д. 8

Тел/факс (495) 956-83-16; (499) 706-83-16

raymedoffice@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»




Кумар Р.

2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Катетер для периферической баллонной
ангиопластики iVascular Luminor, выделяющий
Паклитаксел»**

**Катетер для периферической баллонной ангиопластики iVascular Luminor, выделяющий
Паклитаксел, вариант исполнения Luminor 14m**





iw luminor 14 m

PERIPHERAL AREA
ÁREA PERIFÉRICA

paclitaxel eluting
PTA balloon dilatation catheter

catéter balón de dilatación para ATP con liberación de paclitaxel

отм luminor 14 m


1,5 mm 40 mm 100 cm

BP DPC14M.100.150.040

16/2010-
2012-12

1612010
2019-12

Abstracts of papers presented at the 2001 Annual Meeting of the PTA, held at the Sheraton Grand Hotel, Las Vegas, NV, 2-6 October 2001. Abstracts are available in the PTA Bulletin, Vol. 29, No. 1, 2001, and on the PTA website, <http://www.pta.org>.



GW
Goulds Engineering
0.014" - 0.36 mm

Year	1P	10P	100P	1000P
1966	6.06	6	14.3	
1969	7.09	7	NOMINAL	14.8
1971	8.11	8		15.2
1972	9.12	9		15.6
1973	10.13	10		16.0
1976	12.16	12		16.8
1977	13.17	13		17.1
1978	14.19	14		17.4
1979	15.20	15		17.8
1981	16.21	16	RRP	18.2
1982	17.23	17		18.5
1984	18.24	18		18.9
1985	19.25	19		19.2
2007	20.27	20		19.5

Life Vascular Devices Biotech S.r.l.



LVD Biotek S. L.
C/da de San Roque, 11
P.O. Box 135, Equitativo
08030 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Spain
Tels: 093 88 00 00
Telex: 310000



luminor 14 m OTW luminor 14 m OTW luminor 14 m OTW



019-12 Vascular 019-12 Vascular 019-12 Vascular

STERNEO

MS402366.00

rejnsera
therapies for living


Vascular


therapies for living


P (kPa)	P (atm)	Ø (mm)
608	6	1.43
709	7 NOMINAL	1.48
811	8	1.52
912	9	1.56
1013	10	1.60
1115	11	1.64
1216	12	1.68
1317	13	1.71
1419	14	1.74
1520	15	1.78
1621	16 RBP	1.82
1723	17	1.85
1824	18	1.89
1925	19	1.92
2027	20	1.95

* Rated Burst Pressure. Do not exceed this value.


1000000000







**Катетер для периферической баллонной ангиопластики iVascular Luminor, выделяющий
Паклитаксел, вариант исполнения Luminor 18**



EO processed
galb-yellow-purple



EO processed
galb-yellow-purple



EO processed
galb-yellow-purple



PERIPHERAL AREA
ÁREA PERIFÉRICA

luminor
18

paclitaxel eluting
PTA balloon dilatation catheter

catéter balón de dilatación para ATP con liberación de paclitaxel

от W luminor 18

BP DPC18 100 200 020

2 mm


20 mm

100 cm



1611369

2019-11




Vascular


therapies for living


P (kPa)	P (atm)	Ø (mm)
608	6	1.95
709	7 NOMINAL	1.99
811	8	2.03
912	9	2.05
1013	10	2.08
1115	11	2.10
1216	12	2.12
1317	13	2.15
1419	14	2.17
1520	15	2.19
1621	16 RBP	2.21
1723	17	2.23
1824	18	2.25
1925	19	2.26
2027	20	2.28

* Rated Burst Pressure. Do not exceed/No sobrepasar


MP 41001-000









**Катетер для периферической баллонной ангиопластики iVascular Luminor, выделяющий
Паклитаксел, вариант исполнения Luminor 35**







EO processed
gdyb-yellow-jaune



EO processed
gdyb-yellow-jaune



EO processed n.A.
gdyb-yellow-jaune



PERIPHERAL AREA
ÁREA PERIFÉRICA

**luminor
35**

paclitaxel eluting
PTA balloon dilatation catheter

catéter balón de dilatación para ATP con liberación de paclitaxel

отм luminor 35
BP DPC35 140 600 120

6 mm

120 mm

140 cm

ISO
C.035°



1702084

2020-02


Vascular


therapies for living

P (kPa)	P (atm)		Ø (mm)
608	6	NOMINAL	5.97
709	7		6.08
811	8		6.15
912	9		6.22
1013	10		6.29
1115	11		6.34
1216	12		6.41
1317	13		6.49
1419	14		6.53
1520	15		6.60
1621	16	ABP	6.66
1723	17		6.73
1824	18		6.80
1925	19		6.87
2027	20		6.90

* Rated Burst Pressure. Do not exceed/No sobrepasar

MP 4001-000





Макет маркировки на русском языке медицинского изделия

Катетер для периферической баллонной ангиопластики iVascular Luminor 14m, выделяющий Паклитаксел

Стерильно! Апирогенно!

Размеры: см. на упаковке.

Минимальный требуемый размер проволочного проводника: 0.014" (0.36 мм).

Совместимый интродьюсер: см. на упаковке

Производитель: Life Vascular Devices Biotech S.L. (LVD Biotech S.L.)

Camí de Can Ubach, 11; Pol. Ind. Les Fallulles, 08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona, Spain

Страна происхождения: см. на упаковке.

LOT Серия: см. на упаковке.



Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения: см. инструкцию по применению.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов см. инструкцию по применению.

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «РАЙМЕД ТРЕЙДИНГ ГРУПП ПВТ»
(ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»)

141001, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. 1-я Вокзальная, д.8

Тел: (495) 956-83-16;

Факс: (499) 706-83-16

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ / _____ от _____ 20__ года

Макет маркировки на русском языке медицинского изделия

Катетер для периферической баллонной ангиопластики iVascular Luminor 18, выделяющий Паклитаксел

Стерильно! Апирогенно!

Размеры: см. на упаковке.

Минимальный требуемый размер проволочного проводника: 0.014"/0.18" (≤ 0.46 мм).

Совместимый интродьюсер: см. на упаковке

Производитель: Life Vascular Devices Biotech S.L. (LVD Biotech S.L.)

Camí de Can Ubach, 11; Pol. Ind. Les Fallulles, 08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona, Spain

Страна происхождения: см. на упаковке.

LOT

Серия: см. на упаковке.



Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения: см. инструкцию по применению.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов см. инструкцию по применению.

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «РАЙМЕД ТРЕЙДИНГ ГРУПП ПВТ»
(ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»)

141001, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. 1-я Вокзальная, д.8

Тел: (495) 956-83-16;

Факс: (499) 706-83-16

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ / _____ от _____ 20__ года

Макет маркировки на русском языке медицинского изделия

Катетер для периферической баллонной ангиопластики iVascular Luminor 35, выделяющий Паклитаксел

Стерильно! Апирогенно!

Размеры: см. на упаковке.

Минимальный требуемый размер проволочного проводника: 0.035" (0.89 мм).

Совместимый интродьюсер: см. на упаковке

Производитель: Life Vascular Devices Biotech S.L. (LVD Biotech S.L.)

Camí de Can Ubach, 11; Pol. Ind. Les Fallulles, 08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona, Spain

Страна происхождения: см. на упаковке.

LOT

Серия: см. на упаковке.



Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения: см. инструкцию по применению.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов см. инструкцию по применению.

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «РАЙМЕД ТРЕЙДИНГ ГРУПП ПВТ»
(ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»)

141001, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. 1-я Вокзальная, д.8

Тел: (495) 956-83-16;

Факс: (499) 706-83-16

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ / _____ от _____ 20__ года

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 24
(дв.з.д.к.м.м.с.м.с.) листов.

Генеральный директор
ООО «РАЙМ-ТГ ПВТ»
Раджив Кумар

