

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»



Тамаровский М.М.

21 " *ноября* 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер)
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018**

1. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа R.
1.1. Общий вид



1.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

45R H

Скинер

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 45 скоб размера R, материал H
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 45 шт.

Размер скобы: 11,85 мм x 3,2 мм x 0,5 мм

Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-45R-H-0000001-R Использовать до: 10.09.2020

STERILE R



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91

info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:

303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51



1.3. Сшиватель без упаковки



2. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа R1
2.1. Общий вид



2.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

15R1 H Скинер

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 15 скоб размера R1, материал H
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 15 шт.

Размер скобы: 10,8 мм x 2,75 мм x 0,5 мм


Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-15R1-H-0000001-R

Использовать до: 10.09.2020



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91
info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru
Место производства:
303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51

2.3. Сшиватель без упаковки



3. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа R2

3.1. Общий вид



3.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

45R2 Н

Скинер

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 45 скоб размера R2, материал Н
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 45 шт.

Размер скобы: 11,0 мм х 3,2 мм х 0,5 мм


Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-45R2-H-0000001-R

Использовать до: 10.09.2020



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91

info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:

303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51



3.3. Сшиватель без упаковки



4. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа R3
4.1. Общий вид



4.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

25R3 Н *Скинер*

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 25 скоб размера R3, материал Н
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 25 шт.

Размер скобы: 12,14 мм х 3,35 мм х 0,56 мм

Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-25R3-H-0000001-R

Использовать до: 10.09.2020

STERILE R



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91

info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:

303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51



4.3. Сшиватель без упаковки



5. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа S
5.1. Общий вид



5.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

35S H

Скинер

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 35 скоб размера S, материал H
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 35 шт.

Размер скобы: 10,9 мм x 3,0 мм x 0,4 мм

Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-35S-H-0000001-R

Использовать до: 10.09.2020

STERILE R



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91

info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:

303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51



5.3. Сшиватель без упаковки



6. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа W1
6.1. Общий вид



6.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

15W1 Ti *Скинер*

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 15 скоб размера W1, материал Ti
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 15 шт.

Размер скобы: 14,9 мм х 3,6 мм х 0,6 мм

Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-15W1-Ti-0000001-R

Использовать до: 10.09.2020

STERILE R



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91

info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:

303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51



6.3. Сшиватель без упаковки



7. Сшиватель кожи одноразовый стерильный «МЕДСТЕП Скинер» (MEDSTEP Скинер), содержащий 15, 25, 35 или 45 скоб типа W2.

7.1. Общий вид



7.2. Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки

MEDSTEP

15W2 Ti

Скинер

Сшиватель кожи одноразовый стерильный
"МЕДСТЕП Скинер" (MEDSTEP Скинер),
содержащий 15 скоб размера W2, материал Ti
по ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

ТУ 32.50.13-001-89745661-2018

Количество скоб: 15 шт.

Размер скобы: 14,0 мм х 3,7 мм х 0,6 мм

Материал скобы: Нержавеющая сталь

РУ РЗН №:

Дата стерилизации: 11.09.2019

Серийный номер: MS-15W2-Ti-0000001-R Использовать до: 10.09.2020

STERILE R



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения +5 ... +40 °С, условия применения +10 ... +45 °С. Подробнее см. руководство по эксплуатации



ОРЕЛМЕДТЕХ

ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 13/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91
info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:

303900, Орловская обл., Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51

7.3. Сшиватель без упаковки



Всего прошито и пронумеровано
22 (Двадцать два) листа
Генеральный директор
Тамаровский М.М.

