

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «НОРТА плюс»

Зубрилин Е.В.

сентября 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Наборы стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для
ортодонтического использования»**

Логотип компании производителя **Dentos**

Наименование изделия Наборы стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для ортодонтического использования.
Набор №3

REF номер по каталогу: Set 3

LOT номер партии: CD80528Y

дата изготовления: 2019-07-15

использовать до: 2024-07-14 Количество: 1 шт

QR-
КОД



Обратитесь к инструкции по применению

Условия хранения: Хранение в помещении при температуре (1-35°C)

изготовитель: DENTOS Inc. (ДЕНТОС Инк)

41, Seongseo-ro 68-gil, Dalseo-gu, Daegu, 42697 Korea (Корея)

тел. +82-53-592-5908

e-mail: webmaster@dentos.co.kr

Уполномоченный представитель в РФ

ООО «НОРТА плюс» («NORTA plus» Co.Ltd)


Адрес: Россия, 630049, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Галушака, дом 1, квартира 38

Тел: +7(921)935-84-48

e-mail nortaspb@mail.ru , info@nortaonline.com

⚠ Не использовать для стерилизации паром

Dentos



For better orthodontic solutions

Microimplant (AbsoAnchor) for orthodontic anchorage AbsoAnchor microimplant is a titanium screw for orthodontic anchorage that is used by implanting on maxillary and mandibular bone, and acts as a fixing agent, providing a fixed anchorage point for attachment of orthodontic appliances to facilitate the orthodontic movement of teeth.

AbsoAnchor Microimplant

CASE

⚠ Steam Sterilization for 20 minutes at 121°C (or 3 at 134°C) before use

Упаковка с макетом маркировки Набора стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для ортодонтического

Логотип компании производителя **Dentos**

Наименование изделия Наборы стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для ортодонтического использования.
Набор №72

REF номер по каталогу: Set 72

LOT номер партии: CM81106M4

дата изготовления: 2018-11-06

использовать до: 2023-11-05 Количество: 1 шт

обратитесь к инструкции по применению

Условия хранения: Хранение в помещении при температуре (1~35°C)

изготовитель: DENTOS Inc.(ДЕНТОС Инк)

41, Seongseo-ro 68-gil, Dalseo-gu, Daegu, 42697 Korea (Корея)
тел.+82-53-592-5908

e-mail: webmaster@dentos.co.kr

Уполномоченный представитель в РФ
ООО «НОРТА плюс» («NORTA plus» Co.Ltd)

Адрес: Россия, 630049, Новосибирская область, город Новосибирск,
улица Галушака, дом 1, квартира 38
Тел: +7(921)935-84-48

e-mail nortaspb@mail.ru, info@nortaonline.com

Не использовать для стерилизации паром

QR-
код



For better orthodontic solutions

Microimplant (AbsoAnchor) for orthodontic anchorage Abso-Anchor microimplant is a titanium screw for orthodontic anchorage that is used by implanting on maxillary and mandibular bone, and acts as a fixing agent, providing a fixed anchorage point for attachment of orthodontic appliances to facilitate the orthodontic movement of teeth.

AbsoAnchor Microimplant

CASE

Steam Sterilization for 20minutes
at 121°C (or 3 at 134°C) before use

Упаковка с макетом маркировки Набора стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для ортодонтического использования.

Логотип компании производителя **Dentos**

Наименование изделия SM-Sample Model (Typodont) –
Силиконовая Модель зубов (Типодонт)

REF номер по каталогу: SM

LOT номер партии: MS 70731J

☞ дата изготовления: 2019-07-03

🕒 использовать до: Количество: 1 шт

📖 обратитесь к инструкции по применению

Условия хранения: Хранение в помещении
при температуре (1~35°C)

🏢 изготовитель: DENTOS Inc.(ДЕНТОС Инк)

41, Seongseo-ro 68-gil, Dalseo-gu, Daegu, 42697 Korea (Корея)

тел.+82-53-592-5908

e-mail: webmaster@dentos.co.kr

Уполномоченный представитель в РФ

ООО «НОРТА плюс» («NORTA plus» Co.Ltd)

Адрес: Россия, 630049, Новосибирская область, город
Новосибирск,

улица Галушака, дом 1, квартира 38

Тел: +7(921)935-84-48

e-mail nortaspb@mail.ru, info@nortaonline.com

QR-
код

Упаковка SM-Sample Model (Typodont) – Силиконовая Модель зубов (Типодонт).

Логотип компании производителя 

Наименование изделия Наборы стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для ортодонтического использования.

Количество: 2 шт.


Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя

Наименование пункта назначения

Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя: ООО «НОРТА плюс» («NORTA plus» Co.Ltd)

Наименование пункта отправления: Россия, 630049, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Галушака, дом 1, квартира 38

Условия хранения: Хранение в помещении при температуре (1~35°C)



изготовитель: DENTOS Inc.(ДЕНТОС Инк)
41, Seongseo-ro 68-gil, Dalseo-gu, Daegu, 42697 Korea (Корея)
тел.+82-53-592-5908

e-mail: webmaster@dentos.co.kr

Уполномоченный представитель в РФ

ООО «НОРТА плюс» («NORTA plus» Co.Ltd)

Адрес: Россия, 630049, Новосибирская область, город Новосибирск,

улица Галушака, дом 1, квартира 38

Тел: +7(921)935-84-48

e-mail nortaspb@mail.ru, info@nortaonline.com

QR-код

Групповая упаковка с макетом маркировки Наборов стоматологических инструментов с принадлежностями AbsoAnchor для ортодонтического использования.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 5 (нз) листов

Должность Генеральный директор

ООО «НОРТА ЦИОС»

Подпись



Е.В.Зубрилин /

