

Эксплуатационная документация МИ

Гель для диагностических исследований УЗИГЕЛЬ

по ТУ 9398-006-22261422-2015

Генеральный директор

ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Д.В. Ковальчук

Инструкция по применению

Гель для ультразвуковых исследований УЗИГЕЛЬ: высокой вязкости

ТУ 9398-006-22261422-2015, РУ _____

Гель для диагностических исследований УЗИГЕЛЬ предназначен для применения в качестве высокоэффективной контактной, проводящей ультразвук среды для следующих ультразвуковых исследований: УЗИ, доплерографии, эхографии и терапии.

Условия применения: медицинские организации, специализированные транспортные средства, полевые условия.

Состав: гумектант: глицерин дистиллированный, полимер: FLOGEL™ 700 (карбомер по СТФА/INCI), натрий тетраборнокислый, краситель: индиго кармин E132, вода очищенная.

Гель наносят непосредственно на датчик или кожу пациента для проведения процедуры ультразвукового исследования. После окончания процедуры исследования, гель легко смывается водой и удаляется салфеткой. Остатки геля после исследования не вызывают аллергии, нетоксичны и не пачкают одежду. Не использовать повторно.

Гель хранится в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 50 до 80%. Гель должен храниться на стеллажах, расположенных от отопительных и нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м с защитой от воздействия прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание геля.

Условия транспортирования геля – при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности 98% при 25°C.

Основные параметры, характеристики:

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений. В геле допускается наличие пузырьков воздуха.
2 Цвет	Светло-голубой, прозрачный или слегка мутноватый
3 Запах	Без запаха
4 Водородный показатель pH	$6,2 \pm 0,4$
5 Плотность, г/см ³	1,02
6 Динамическая вязкость, Па×с (при +20 °C)	$13,0 \pm 2,0$ (скорость сдвига $(16,8 \pm 0,3) \times c^{-1}$)
7 Водорастворимость	Полная
8 Акустический импеданс, г/см ² ×с	$1,57 \times 10^5$

Утилизация геля и элементов его упаковки в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790: с окончанным сроком годности: как отходы класса А; после применения по назначению: как отходы класс Б.

В комплект поставки должны входить:

- гель в потребительской упаковке – в количестве согласно заказу потребителя;
- пустая укупоренная навинчиваемой крышкой бутылка вместимостью 0,250 дм³ – в количестве согласно заказу потребителя (только с гелем в канистрах по 5,000 кг);
- инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению должна быть вложена в коробку или приклеена к бутылке (канистре). Не вызывает побочных эффектов.

Противопоказаний нет.

Гель поставляется в нестерильном виде.

Гель поставляется в полимерной емкости в различной фасовке: в канистрах по 5,00 кг, в бутылках по 1,00 кг, в бутылках по 250 г.

Гарантийный срок годности 3 года со дня производства.

Производитель: ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова 161-г

Сведения организации, принимающей претензии потребителей: ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова 161-г

Отдел продаж: (4722) 21-49-94, Факс (4722) 21-49-95, www.bfdb.ru, zao-bfdb@yandex.ru

Инструкция по применению

Гель для ультразвуковых исследований УЗИГЕЛЬ: средней вязкости

ТУ 9398-006-22261422-2015, РУ _____

Гель для диагностических исследований УЗИГЕЛЬ средней вязкости предназначен для применения в качестве высокоэффективной контактной, проводящей ультразвук среды для следующих ультразвуковых исследований: УЗИ, доплерографии, эхографии и терапии.

Условия применения: медицинские организации, специализированные транспортные средства, полевые условия.

Состав: гумектант: глицерин дистиллированный, полимер: FLOGEL™ 700 (карбомер по СТFA/INCI), натрий тетраборнокислый, краситель: индиго кармин E132, вода очищенная.

Гель наносят непосредственно на датчик или кожу пациента для проведения процедуры ультразвукового исследования. После окончания процедуры исследования, гель легко смывается водой и удаляется салфеткой. Остатки геля после исследования не вызывают аллергии, нетоксичны и не пачкают одежду. Не использовать повторно.

Гель хранится в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 50 до 80%. Гель должен храниться на стеллажах, расположенных от отопительных и нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м с защитой от воздействия прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание геля.

Условия транспортирования геля – при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности 98% при 25°C.

Основные параметры. характеристики:

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений. В геле допускается наличие пузырьков воздуха.
2 Цвет	Светло-голубой, прозрачный или слегка мутноватый
3 Запах	Без запаха
4 Водородный показатель pH	$6,2 \pm 0,4$
5 Плотность, г/см ³	1,02
6 Динамическая вязкость, Па×с (при +20 °C)	$9,0 \pm 1,0$ (скорость сдвига $(16,8 \pm 0,3) \times c^{-1}$)
7 Водорастворимость	Полная
8 Акустический импеданс, г/см ² ×с	$1,57 \times 10^5$

Утилизация геля и элементов его упаковки в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790: с окончанным сроком годности: как отходы класса А; после применения по назначению: как отходы класс Б.

В комплект поставки должны входить:

- гель в потребительской упаковке – в количестве согласно заказу потребителя;
- пустая укупоренная навинчиваемой крышкой бутылка вместимостью 0,250 дм³ – в количестве согласно заказу потребителя (только с гелем в канистрах по 5,000 кг);
- инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению должна быть вложена в коробку или приклеена к бутылке (канистре). Не вызывает побочных эффектов.

Противопоказаний нет.

Гель поставляется в нестерильном виде.

Гель поставляется в полимерной емкости в различной фасовке: в канистрах по 5,00 кг, в бутылках по 1,00 кг, в бутылках по 250 г.

Гарантийный срок годности 3 года со дня производства.

Производитель: ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова 161-г

Сведения организации, принимающей претензии потребителей: ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова 161-г

Отдел продаж: (4722) 21-49-94, Факс (4722) 21-49-95, www.bfdb.ru, zao-bfdb@yandex.ru

Инструкция по применению
Гель для ультразвуковых исследований УЗИГЕЛЬ: низкой вязкости
ТУ 9398-006-22261422-2015, РУ _____

Гель для диагностических исследований УЗИГЕЛЬ низкой вязкости предназначен для применения в качестве высокоэффективной контактной, проводящей ультразвук среды для следующих ультразвуковых исследований: УЗИ, доплерографии, эхографии и терапии. Условия применения: медицинские организации, специализированные транспортные средства, полевые условия.

Состав: гумектант: глицерин дистиллированный, полимер: FLOGEL™ 700 (карбомер по СТФА/INCI), натрий тетраборнокислый, краситель: индиго кармин E132, вода очищенная.

Гель наносят непосредственно на датчик или кожу пациента для проведения процедуры ультразвукового исследования. После окончания процедуры исследования, гель легко смывается водой и удаляется салфеткой. Остатки геля после исследования не вызывают аллергии, нетоксичны и не пачкают одежду. Не использовать повторно.

Гель хранится в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 50 до 80%. Гель должен храниться на стеллажах, расположенных от отопительных и нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м с защитой от воздействия прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание геля.

Условия транспортирования геля – при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности 98% при 25°C.

Основные параметры, характеристики:

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений. В геле допускается наличие пузырьков воздуха.
2 Цвет	Светло-голубой, прозрачный или слегка мутноватый
3 Запах	Без запаха
4 Водородный показатель pH	$6,2 \pm 0,4$
5 Плотность, г/см ³	1,02
6 Динамическая вязкость, Па×с (при +20 °C)	$8,0 \pm 1,0$ (скорость сдвига $(16,8 \pm 0,3) \times c^{-1}$)
7 Водорастворимость	Полная
8 Акустический импеданс, г/см ² ×с	$1,57 \times 10^5$

Утилизация геля и элементов его упаковки в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790: с оконченным сроком годности: как отходы класса А; после применения по назначению: как отходы класс Б.

В комплект поставки должны входить:

- гель в потребительской упаковке – в количестве согласно заказу потребителя;
- пустая укупоренная навинчиваемой крышкой бутылка вместимостью 0,250 дм³ – в количестве согласно заказу потребителя (только с гелем в канистрах по 5,000 кг);
- инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению должна быть вложена в коробку или приклеена к бутылке (канистре). Не вызывает побочных эффектов.

Противопоказаний нет.

Гель поставляется в нестерильном виде.

Гель поставляется в полимерной емкости в различной фасовке: в канистрах по 5,00 кг, в бутылках по 1,00 кг, в бутылках по 250 г.

Гарантийный срок годности 3 года со дня производства.

Производитель: ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова 161-г

Сведения организации, принимающей претензии потребителей: ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова 161-г

Отдел продаж: (4722) 21-49-94, Факс (4722) 21-49-95, www.bfdb.ru, zao-bfdb@yandex.ru



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

средней вязкости

Масса нетто: 250 г

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °С до +40 °С

ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от



Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ

Масса нетто: 250 г

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °С до +40 °С

ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от



Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Масса нетто: 250 г

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °С до +40 °С

ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от



Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Масса нетто: 1 кг

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °С до +40 °С

ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от



Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

средней вязкости

Масса нетто: 1 кг

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °С до +40 °С

ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от



Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ

Масса нетто: 1 кг

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °C до +40 °C



ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от

Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Масса нетто: 5 кг

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °C до +40 °C



ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от

Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

средней вязкости

Масса нетто: 5 кг

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °C до +40 °C



ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от

Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95



ЗАО «Фабрика Диаграммных Бумаг»

УЗИГЕЛЬ

Гель для диагностических исследований

НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ

Масса нетто: 5 кг

Дата производства:

Гарантийный срок годности: 3 года

Условия хранения: от +5 °C до +40 °C



ТУ 9398-006-22261422-2015

рег. удостоверение № от

Россия, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161-г
отдел продаж: тел. (4722) 21-49-94, факс (4722) 21-49-95

Пронумеровано и прошито
лист 6 листа (ов)

Генеральный директор

ЗАО «Фабрика

диаграммных бумаг»

Д.В. Овильчук Д.В.

«Фабрика
диаграммных
бумаг»

ИНН 3123081358
ОГРН 1023101683670