

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»

Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Пластыри и повязки пластырного типа,
стерильные и нестерильные**

Пластырь Omniplast®/ Омнипласт (нестерильный), размеры: 9,2 м x 1,25 см, 9,2 м x 2,5 см, 9,2 м x 5 см, 5 м x 1,25 см, 5 м x 5 см (вид 122900).



Пластырь Omnisilk®/ Омнисилк (нестерильный), размеры: 9,2 м x 1,25 см, 9,2 м x 2,5 см, 9,2 м x 5 см, 5 м x 1,25 см, 5 м x 2,5 см, 5 м x 5 см (вид 122900).



Пластырь Omnifilm®/ Омнифилм (нестерильный), размеры: 9,2 м х 1,25 см, 9,2 м х 2,5 см, 9,2 м х 5 см, 5 м х 1,25 см, 5 м х 2,5 см, 5 м х 5 см (вид 122900)



Пластырь Omnipor®/ Омнипор (нестерильный), размеры: 9,2 м x 1,25 см, 9,2 м x 2,5 см, 9,2 м x 5 см, 5 м x 1,25 см, 5 м x 2,5 см, 5 м x 5 см (вид 122900).



Пластырь стабилизирующий Omnitape®/ Омнитейп (нестерильный), размеры: 10 м x 3,75 см, 10 м x 5 см (вид 245500).



Полоски для стягивания краев раны Omnistrip®/ Омнистрип (стерильные), размеры: 3 x 76 мм, 6 x 38 мм, 6 x 76 мм, 6 x 101 мм, 12 x 101 мм, 25 x 127 мм (вид 140920)



Пластырь нетканый фиксирующий Omnifix® elastic/ Омнификс эластик (нестерильный), размеры: 2 м х 10 см, 10 м х 2,5 см, 10 м х 5 см, 10 м х 10 см, 10 м х 15 см, 10 м х 20 см (вид 122900)



Повязка пластырного типа Cosmopor® E steril / Космопор Е стерил (стерильная), размеры: 7,2 x 5 см, 10 x 6 см, 15 x 6 см, 10 x 8 см, 15 x 8 см, 20 x 8 см, 20 x 10 см, 25 x 10 см, 35 x 10 см, 15 x 9 см (вид 142040)



Повязка пластырного типа для фиксации канюль периферических сосудистых катетеров Cosmopor® I.V./ Космопор Ай.Ви. (стерильная), размеры: 8 x 6 см (вид 142040)



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено
оттиском печати 10 листа (ов)

Генеральный директор
ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
Ю.В.Калабин



ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»

Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и
нестерильные**

Пластырь Omniplast®/ Омнипласт (нестерильный)

Состав: тканевая основа пластыря: 100 % вискоза; клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, белый, гипоаллергенный, нанесенный полосками; катушка из полистирола.

Назначение/применение: гипоаллергенный пластырь для надежной фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров, подходит для людей с кожей нормальной чувствительности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортер: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____.

Пластырь Omnisilk® / Омнисилк (нестерильный)

Состав: тканевая основа пластыря: 100 % ацетат (синтетический шелк);
клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный,
гипоаллергенный, нанесенный полосками; катушка из полистирола.

Назначение/применение: гипоаллергенный пластырь для надежной
фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров, подходит для людей с
чувствительной кожей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения
необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12,
89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II,
с/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортёр: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»,
115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-
12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются
импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и
влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока
годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____

Пластырь Omnifilm® / Омнифилм (нестерильный)

Состав: пленочная основа пластыря: микроперфорированная полиэтилен-виниловая ацетатная пленка, прозрачная; клеевая основа: акриловый клей, прозрачный, гипоаллергенный; катушка из полистирола.

Назначение/применение: гипоаллергенный пластырь для надежной фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров, подходит для людей с чувствительной кожей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортёр: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____ *

Пластырь Отпірог®/ Омнипор (нестерильный)

Состав: нетканная основа пластыря: нетканый материал; клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный, гипоаллергенный; катушка из полистирола.

Назначение/применение: гипоаллергенный пластырь для надежной фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров, подходит для людей с чувствительной кожей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортер: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____ .

Пластырь стабилизирующий Omnitape® / Омнитейп (нестерильный)

Состав: тканевая основа пластыря: 100% вискоза; клеевая основа: натуральный клей на каучуковой основе с содержанием оксида цинка; катушка из полистирола.

Назначение/применение: пластырь стабилизирующий для функциональной фиксации, например, для фиксации суставов, особенно при травме связок; для поддержки и снятия нагрузки с травмированных мышц, для консервативного лечения вывихов, профилактических и восстановительных мероприятий в спортивной медицине.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортер: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____

**Полоски для стягивания краев раны Omnistrip®/ Омнистрип
(стерильные)**

Состав: основа пластыря: ворсистый полиэстер/полиамидный нетканый материал телесного цвета; клеевая основа: акриловый адгезивный слой; наклеены на бумагу с силиконовым покрытием.

Назначение/применение: полоски для стягивания краев раны применяются для атравматического стягивания небольших ран, хирургических разрезов при первичном заживлении ран; Комбинируются со швами или шовными скобками для сближения краев раны и ослабления давления, а также применяются для стабилизации краев раны при формировании шрама после удаления шовной нити или скобки.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Омнистрип не предназначены для стягивания ран, заживающих вторичным натяжением.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Germany.

Произведено: в Германии.

Уполномоченный представитель/Импортер: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____ *

Пластырь нетканый фиксирующий Omnifix® elastic/ Омнификс эластик (нестерильный)

Состав: нетканая основа пластыря: перфорированный гидросплетенный нетканый полиэстер (100 %) полиэстер, белый; клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный, гипоаллергенный, нанесенный полосками.

Назначение/применение: фиксирующий пластырь из нетканого материала, разработанный для сплошной фиксации повязок на раны любого вида (подушечек для ран, стандартных марлевых повязок и т.д.), канюль, зондов, катетеров, биндажей, особенно для покрытия обширных поверхностей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортёр: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортёром.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____ .

**Повязка пластырного типа Cosmopor® E steril / Космопор Е стерил
(стерильная)**

Состав: основа повязки: перфорированный гидросплетенный нетканый полиэстер (100%), белый; клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный, нанесенный полосками; впитывающая подушечка: сетка из полиэтилена, вискоза.

Назначение/применение: для послеоперационного ведения ушитых ран, для абсорбции экссудата (для ран с умеренной экссудацией), в качестве самоклеящейся стерильной пластырной повязки, а также может для защиты ран после медицинских процедур.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

В случае покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортёр: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____

Повязка пластырного типа для фиксации канюль периферических сосудистых катетеров Cosmopor® I.V./ Космопор Ай.Ви. (стерильная)

Состав: основа повязки: перфорированный гидросплетенный нетканый полиэстер (100%), белый; клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный, нанесенный полосками; впитывающая подушечка: сетка из полиэтилена, вискоза.

Назначение/применение: для фиксации канюль периферических внутренних катетеров.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

При появлении покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить его использование и обратиться врачу.

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: Paul Hartmann S.A., P.I. Pla d'en Boet II, c/ Carrasco i Formiguera 48, 08302 Mataro (Barcelona), Spain.

Произведено: в Испании.

Уполномоченный представитель/Импортер: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C. По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № _____ от _____ .

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено
оттиском печати 10 листа (ов)

Генеральный директор
ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
Ю. В. Калабин

