

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МАК БРАЗЕРС»

А.А. Козадаев

14 февраля 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Ванна гидромассажная бесконтактная,
модель AQUA LINE**

2019 г.

Ванна гидромассажа бесконтактная, модель AQUA LINE




Общий вид медицинского изделия

Ванна гидромассажная бесконтактная, модель AQUA LINE



Вид медицинского изделия без крышек

Ванна гидромассажная бесконтактная, модель AQUA LINE



**Вид медицинского изделия
без верхней крышки и водонепроницаемой мембраны**

Ванна гидромассажная бесконтактная, модель AQUA LINE



Медицинское изделие в распакованном виде

Ванна гидромассажная бесконтактная, модель AQUA LINE



Медицинское изделие в упакованном виде

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(Этикетка, наносимая на изделие)

Ванна гидромассажная бесконтактная, модель AQUA LINE



НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 220В ПЕР. ТОКА, 50Гц, 3800ВА

РЕЖИМ РАБОТЫ: Повторно-кратковременный
работа 1 час, остановка 30 минут

Условия хранения: Температура: - 20°C до + 70°C

Влажность: 10% - 90%



SN

IP31




135 кг



Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам!



GOODPL INC (ГудПиЭл Инк),
107 Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si,
Gangwon-do, Korea, Республика Корея
Тел.: +82-2-1644-5866,
Факс: +82-33-746-1545



АеМи Уорлд е.К
Бугенхагенштрассе 8, 10551 Берлин, Германия
Тел.: 0049 (30) 8620 3461
Факс: 0049 (30) 8620 3789



0068

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Макс. масса пациента: 135 кг
Масса изделия: 200 кг.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
(Этикетка, наносимая на упаковку (ящик) изделия)

**Ванна гидромассажная бесконтактная,
модель AQUA LINE**

Кол-во: 1 шт.

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 220В ПЕР. ТОКА, 50Гц, 3800ВА

РЕЖИМ РАБОТЫ: Повторно-кратковременный
работа 1 час, остановка 30 минут

Условия хранения: Температура: - 20°C до +70°C

Влажность: 10% - 90%



Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам!



GOODPL INC (ГудПлИэл Инк),
107 Donghwagongdan-ro,
Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea.

Корея

Тел.: +82-2-1644-5866.

Факс: +82-33-746-1545

АеМи Уорлд е.К

Бутенхагенштрассе 8, 10551 Берлин,
Германия

Тел.: 0049 (30) 8620 3461

Факс: 0049 (30) 8620 3789

IP31



135 кг



0068

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

**Уполномоченный представитель производителя
на территории РФ**

Закрытое акционерное общество

«МАК БРАЗЕРС» (ЗАО «МАК БРАЗЕРС»)

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский
пр., д. 45, пом. 18.

Тел. (812) 296-11-66

E-mail: office@mcbrothers.ru .

m4@mcbrothers.ru

Макс. масса пациента: 135 кг

Масса изделия (нетто): 200 кг.

Масса изделия (брутто): 300 кг



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
(Дополнительные символы, наносимые на изделие, и их значение)

	Защитное заземление (земля)		Осторожно, электричество
	Вкл. (питание: подключение к сети)		Выкл. (питание: отключение от сети)
	Общий предписывающий знак действия		

(Дополнительные символы, наносимые на упаковку (ящик) изделия, и их значение)

	Беречь от влаги		Вертикальное положение груза
	Хрупкое, обращаться осторожно		Крюками не брать
	Центр тяжести		

