

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»



/ Стародумов Ю.М.

«12» мая 2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

***Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3 с
принадлежностями***

2020



Фото 1 - Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3 с принадлежностями.

Общий вид

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



Фото 2 - Основной блок с коннектором

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



Фото 3 – Контейнер (цвет серый) – общий вид и рабочее положение

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



Фото 4 – Контейнер (цвет розовый) – общий вид и рабочее положение

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



Фото 5 – Контейнер (цвет синий) – общий вид и рабочее положение

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



Насадка LD-SA01

Насадка LD-SA05

Фото 6 - Насадки

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



а) Трубка короткая



б) Трубка длинная с держателем

Фото 7 - Трубки

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3



а) Зарядное устройство LD-N064



б) Кабель USB для зарядного устройства

Фото 8 – Зарядное устройство с кабелем

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



МАКЕТ МАРКИРОВОЧНОЙ ЭТИКЕТКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ирригатор полости рта AQUAJET
LD-A3 с принадлежностями

ЭЛ. ПИТАНИЕ: 5V $\equiv$ 500mA РЕЖ. РАБОТЫ: КРАТКОВРЕМЕННЫЙ

 LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, PRC SN: AYYMMA3XXXX

CE 0123 IPX5   

44.5

Макет маркировки медицинского изделия

AC ADAPTOR LD-N064
INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.3A
OUTPUT: 5V $\equiv$ 500mA

 LITTLE DOCTOR
ELECTRONIC (NANTONG)
CO., LTD. PRC

CE  

Макет маркировки зарядного устройства

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



AQUAJET®

DOWNLOAD
USER MANUAL
www.little-doctor.ru/manuals



ENG

Dental Oral Irrigator AQUAJET® LD-A3. Pulsating water jet massages the gums, provides dental care and prevents teeth and gums diseases. Charging Batteries From a USB Port. Input voltage 100-240V ~50/60Hz. Power consumption 5V, 500mA. Charging batteries from USB port. Water pressure: Normal mode 900 kPa, Soft mode 500 kPa. Water jet pulsation frequency 1500 pulse/min.

RUS

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A3 с принадлежностями. Предназначен для массажа и медикаментозного орошения слизистой полости рта, что способствует профилактике и терапии пародонтальных болезней, гингивита, пародонтита. Количество изделий: 1 шт. Входное напряжение и ток зарядного устройства 100-240V ~50/60Hz. Номинальное напряжение 5V, 500mA. Зарядка батарей от USB-порта. Давление воды: нормальный режим 900 кПа (9,178 кгс/см²), слабый режим 500 кПа (5,099 кгс/см²). Частота пульсации струи воды 1500 импульс/мин. Режим работы: кратковременный. Масса изделия (нетто): 350 г. Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Фирма Консалтинг и Коммерция» (ООО «Фирма К и К», юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.34, корп.1, пом.VII).

UKR

Іригатор ротової порожнини AQUAJET® LD-A3. Призначений для лікування та профілактики захворювань зубів та ясен. Зарядка батарей від USB-порту. Живлення 100-240V ~50/60Hz. Споживча потужність 5V, 500mA. Тиск води: мінімальний – біля 500 кПа, максимальний – не менше 900 кПа. Частота пульсації струменю води 1500 імпульс/хв. Ємність контейнера не менше 160 мл.

KAZ

Ауыз қуысына арналған AQUAJET® LD-A3 шайғышы. Тіс пен қызыл иек ауруларын емдеуге және олардың алдын алуға арналған. Батареяларды зарядтау USB портынан. Қуат көзі: 100-240V ~50/60Hz. Тұтынатын қуаты: 5V, 500mA. Су қысымы: ең төменгісі – 500 кПа-ға таяу, ең жоғарғысы – 900 кПа-дан кем емес. Су ағыншасының солқылдату жиілігі 1500 серпін/минут. Контейнер сыйымдылығы 160 мл кем емес.



Manufactured under control and for Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA, SINGAPORE 199591.
For more information please visit www.aquajet.sg

Вид Б

AQUAJET®



В комплекте всё необходимое
для использования ирригатора,
где бы вы ни были, включая
зарядное устройство, USB кабель,
2 насадки и трубку для
дополнительной ёмкости



Принадлежности удобно хранить
в штатном контейнере



Контейнер легко наполнить
в любых условиях

Вид Г (1) синий контейнер

AQUAJET®

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



DAF

Ирригатор полости рта с системой
Double Aqua Flow (DAF)
позволяет использовать
любую доступную ёмкость
или штатный контейнер.

**ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ПОЛОСТИ РТА,
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!**

Страница 15 из 18

Вид Г (2) серый контейнер

AQUAJET®

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



DAF

Ирригатор полости рта с системой
Double Aqua Flow (DAF)
позволяет использовать
любую доступную ёмкость
или штатный контейнер.

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ПОЛОСТИ РТА,
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!

Страница 16 из 18

Вид Г (3) розовый контейнер

AQUAJET®

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



DAF

Ирригатор полости рта с системой
Double Aqua Flow (DAF)
позволяет использовать
любую доступную ёмкость
или штатный контейнер.

**ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ПОЛОСТИ РТА,
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!**

Вид Д

AQUAJET®

350

грамм

Легкий и удобный
для перевозки и хранения



Зарядка аккумуляторной
батареи от любого USB-адаптера



Индикатор заряда
аккумуляторной батареи
и режимов использования

65

дБ

Низкий уровень шума

160

мл

Удобный контейнер объемом
160 мл. в комплекте

1500

пульс./мин.

Пульсирующая струя воды
чистит зубы и массирует десны

1-2

уровня

Выбор давления струи
для безопасного и комфортного
использования

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 18/Косинская лист(а/ов)

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»

Ю.М. Стародумов

