



Аппарат многофункциональный для подтяжки и моделирования лица и тела RF-1605



Аппарат многофункциональный для подтяжки и моделирования лица и тела RF-1601





Аппарат многофункциональный для подтяжки и моделирования лица и тела RF-1610




Аппарат многофункциональный для подтяжки и моделирования лица и тела MF-1140





Аппарат многофункциональный Gezatone (Гезатон) для
подтяжки и моделирования лица и тела.
Производства: «Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд»
(Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.), Китай
(континентальный)
Модель: MF-1140 (сер. № 20170535), год выпуска – 2017



Упаковано: 05.2017

ОСТОРОЖНО! ХРУПКОЕ!

Аппарат многофункциональный Gezatone (Гезатон) для подтяжки и моделирования лица и тела.
Производства: «Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.), Китай

(континентальный)

Модель: MF-1140 (сер. № 20170535)

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс II

Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF

Входное напряжение и частота зарядного устройства: AC 100-240 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность зарядного устройства: Не более 5 Вт

Выходное напряжение и ток зарядного устройства: DC 5.0В/1.0А

Напряжение Литий - Ионной батареи изделия: DC 3.7 В

Ёмкость Литий - Ионной батареи изделия: 900±50 мАч

Режим работы: Максимальное время работы аппарата на максимальной мощности должно составлять не более 20 минут.
время паузы между процедурами в отключенном состоянии – не менее 5 минут.

Общее время работы после полного заряда, не менее: 1,5 ч

Частота RF излучения: 500кГц±10%

Выходная мощность RF излучения (для тела), не более: 3.0 Вт

Частота в режиме EMS (электромиостимуляция):

Частота 1-й составляющей: 2.5±0.1 Гц

Частота 2-й составляющей: 10±0.5 Гц

Частота 3-й составляющей: 33±1.5 Гц

Цвета в режиме светотерапии:

Синий свет: 467±5 нм

Красный свет: 622±5 нм

Аппарат многофункциональный Gezatone (Гезатон) для подтяжки и моделирования лица и тела.
Производства: «Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.), Китай
(континентальный)
Модель: RF-1601 (сер. № 20170536)

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс II
Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF
Входное напряжение и частота блока питания: AC 100-240 В/50-60 Гц
Потребляемый ток блока питания: не более 0,2 А
Выходное напряжение/ток блока питания: DC 5.0В/1.0А
Режим работы: Максимальное время работы аппарата на максимальной мощности должно составлять не более 20 минут,
время паузы между процедурами в отключенном состоянии – не менее 5 минут.
Частота RF излучения: 1.2 МГц±10%
Выходная мощность RF излучения (для тела), не более: 2,8 Вт
Механическая вибрация: 3±0.1 кГц

Аппарат многофункциональный Gezatone (Гезатон) для подтяжки и моделирования лица и тела.
Производства: «Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.), Китай
(континентальный)

Модель: RF-1605 (сер. № 20170537)

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс II

Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF

Входное напряжение и частота зарядного устройства: AC 100-240 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность зарядного устройства: не более 5 Вт

Выходное напряжение и ток зарядного устройства: DC 5.0В/1.0А

Напряжение Литий - Ионной батареи изделия: DC 3.7 В

Ёмкость Литий - Ионной батареи изделия: 1000±50 мАч

Режим работы: Максимальное время работы аппарата на максимальной мощности должно составлять не более 15 минут.
время паузы между процедурами в отключенном состоянии – не менее 5 минут.

Общее время работы после полного заряда, не менее: 45 мин

Частота RF излучения: 1.2 МГц±10%

Выходная частота МЕТ импульсов: 15-33 Гц ±10%

Частота пачек импульсов: 0.1 - 0.5 Гц, пауза 0.5-3 сек.

Амплитуда импульсов МЕТ: 50-75 В ±10%

Механическая вибрация: 3±0.1 кГц

Аппарат многофункциональный Gezatone (Гезатон) для подтяжки и моделирования лица и тела.
Производства: «Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.), Китай
(континентальный)
Модель: RF-1607 (сер. № 20170538)

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс II
Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF
Входное напряжение и частота зарядного устройства: AC 100-240 В/50-60 Гц
Потребляемый ток зарядного устройства: не более 0,1 А
Выходное напряжение и ток зарядного устройства: DC 5,0В/1,0А
Напряжение Литий - Ионной батареи изделия: DC 3,7 В
Ёмкость Литий - Ионной батареи изделия: 900±50 мАч
Режим работы: Максимальное время работы аппарата на максимальной мощности должно составлять не более 20 минут.
время паузы между процедурами в отключенном состоянии – не менее 5 минут.
Общее время работы после полного заряда, не менее: 40 мин
Частота RF излучения: 1 МГц±10%
Выходная мощность RF излучения (для тела), не более: 2,5 Вт
Частота в режиме EMS (электромиостимуляция): 40-65 Гц ±10%
Выходная частота МЕТ импульсов: 40-65 Гц ±10%
Частота пачек импульсов: 8 Гц, пауза 0,1 сек.
Амплитуда импульсов МЕТ:
1 уровень - ±8В ±10%
2 уровень - ±9В ±10%
3 уровень - ±10В ±10%
Механическая вибрация: 1-3±0,1 кГц
Цвета в режиме светотерапии:
Желтый свет: 575-585±5 нм
Красный свет: 650±5 нм

Аппарат многофункциональный Gezatone (Гезатон) для подтяжки и моделирования лица и тела.
Производства: «Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.), Китай
(континентальный)

Модель: RF-1610 (сер. № 20170539)

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс II

Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF

Входное напряжение и частота зарядного устройства: AC 100-240 В/50-60 Гц

Потребляемый ток зарядного устройства: не более 0,35 А

Выходное напряжение и ток зарядного устройства: DC 9,0В/1,5А

Напряжение Литий - Ионной батареи изделия: DC 7,4 В

Ёмкость Литий - Ионной батареи изделия: 500±50 мАч

Режим работы: Максимальное время работы аппарата на максимальной мощности должно составлять не более 15 минут.
время паузы между процедурами в отключенном состоянии – не менее 5 минут.

Общее время работы после полного заряда. не менее: 40 мин

Частота RF излучения: 1 МГц±10%

Выходная мощность RF излучения (для тела). не более: 3,0 Вт

Частота в режиме EMS (электромиостимуляция): 15-33 Гц ±10%

Выходная частота МЕТ импульсов: 15-33 Гц ±10%

Частота пачек импульсов: 5 Гц. пауза 0,2 с

Амплитуда импульсов МЕТ: 60 В ±10%

Механическая вибрация: 3±0,1 кГц

Цвета в режиме светотерапии:

Синий свет: 465±5 нм

Красный свет: 650±5 нм

прошито, пронумеровано и
Скреплено 11 листов
ООО «МИТРИДАТ»
Генеральный директор Мамиконов Д.Ю.

Подпись Д.Ю. Мамиконов
«25» марта 2020 г.

