

**Фотографические изображения
медицинского изделия
(Дополнение)**

***Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная по ТУ
32.50.13-001-11508629-2018 в вариантах исполнения***

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «НПО «Орион»

Чепурнов Е. Л.



В данном документе представлены примеры: маркировка, упаковка, варианты исполнения баллонного резервуара с эластомерным элементом, болюсов, шприцев и прочих элементов медицинского изделия.

Обращаем внимание, что разница в размерном ряде не влияет на технические свойства медицинского изделия.

АО «НПО «Орион»

111538, г. Москва, ул. Косинская, д.9, тел: +7 (499) 375-05-50
www.orion-ir.ru, e-mail: orion@orion-ir.ru

**Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная,
с болюсом, с регулятором скорости**


Volume/Объем: 200 ml/мл Flow rate/Скорость потока: 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h / мл/ч

**Серия: CBI-CX
Модель: 82853**

LOT 170830

29-08-2017

29-08-2022



CE 0123


Место производства:
АО «НПО «Орион», 111538, г. Москва
ул. Косинская, д.9, тел: +7 (499) 375-05-50
e-mail: orion@orion-ir.ru

ШТРИХ-КОД

**Latex-free/Не содержит латекса
DEHP-free/Не содержит DEHP
АПИРОГЕННО/НЕТОКСИЧНО**

Р.У. №

**Не применять при нарушении целостности тары
Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790**



STERILE EO

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с болюсом, с регулятором скорости, объемом 200 мл. **Общий вид упаковки (пример).**



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с болюсом, с регулятором скорости, объемом 200 мл.


Общий вид изделия (пример).












Крышка



Фильтр.

Общий вид.




Зажим.

Общий вид.














Шприц 50 мл тип «Луер Лок» светозащищённый



Шприц 50 мл тип «Луер Лок»





Заглушка с гидрофобным фильтром.

Общий вид.




Имя пациента:

Возраст:

Время начала инфузии:

Лечение:



Генеральный директор
АО "НПО "Орион"



Е.Л.Чепурнов

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.L. Chepurnov, written over a horizontal line.

Фотографические изображения медицинского изделия

***Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная по ТУ
32.50.13-001-11508629-2018 в вариантах исполнения***

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «НПО «Орион»

Чепурнов Е. Л.



Резервуар с эластомерным элементом (Общий вид)



Резервуар с эластомерным элементом с внутренней шкалой объема (Общий вид)




Резервуар с эластомерным элементом в мягком корпусе (Общий вид)



Резервуар и трубки светозащитные (Общий вид)



Система для заполнения помпы Общий вид)




Шприц 50 мл тип «Луер Лок» (РУ № РЗН 2015/2656 от 04.08.2017г.) (Общий вид)





Зажим (Общий вид)



Шприц 50 мл тип «Луер Лок» светозащитный (РУ № РЗН 2015/2656 от 04.08.2017г.) (Общий вид)



Заглушка с гидрофобным фильтром (Общий вид)



Карточка пациента

Имя пациента:

Возраст:

Время начала инфузии:

Лечение:


Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, объемом 60 мл.;



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, объемом 100 мл.;



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, объемом 200 мл.;



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, объемом 275 мл.;




Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с болюсом, объемом 60 мл.



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с болюсом, объемом 100 мл.



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с болюсом, объемом 275 мл.;




Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, с регулятором скорости, объемом 60 мл.



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, с регулятором скорости, объемом 100 мл.



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, с регулятором скорости, объемом 200 мл



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, без болюса, с регулятором скорости, объемом 275 мл.;




Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с болюсом, с регулятором скорости, объемом 60 мл.




The image shows a complete nebulization setup. On the left is a white compressor unit with a blue power cord and a blue carrying strap. Next to it is a small, light-colored nebulizer unit with a clear plastic cup and a blue cap. A clear plastic tube connects the nebulizer to a larger, clear plastic nebulizer cup. To the right of the nebulizer cup is a large, clear plastic syringe with a black plunger and a scale from 0 to 60. A clear plastic tube is also connected to the syringe. In the foreground, there are several clear plastic tubes and connectors, including a small blue cap and a clear plastic tube with a blue cap. A small white card with Russian text is placed next to the syringe.

Имя пациента:	Возраст:
Время начала ингаляции:	
Лечение:	

Помпа микроинфузионная в мягком корпусе одноразовая стерильная, без болюса, объемом 60 мл.



Помпа микроинфузионная в мягком корпусе одноразовая стерильная, без болюса, объемом 60 мл.



Помпа микроинфузионная в мягком корпусе одноразовая стерильная, без болюса, объемом 100 мл.



Помпа микроинфузионная в мягком корпусе одноразовая стерильная, без болюса, объемом 150 мл.



Помпа микроинфузионная в мягком корпусе одноразовая стерильная, без болюса, объемом 275 мл.



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, светозащитная, без болюса, объемом 60 мл.




Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, светозащитная, без болюса, объемом 100 мл.



омпа микроинфузионная одноразовая стерильная, светозащитная, без болюса, объемом 275 мл.



Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с внутренней шкалой объема, без болюса, объемом 100 мл.





Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная, с внутренней шкалой объема, с болюсом 0,5 мл/15мин., объемом 100 мл.




















Прошито, пронумеровано и скреплено печатями
42 листа

Генеральный директор
АО "НПО "Орион"

Е.Л.Чепурнов

