




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»



Макарова О.Е.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Инструменты офтальмологические хирургические бужирующие и зондирующие»

Инструменты офтальмологические хирургические бужирующие и зондирующие

Описание:

Представляют собой стерильные инструменты для проведения офтальмологических манипуляций.

Характеристики:

Инструменты офтальмологические хирургические бужирующие и зондирующие выпускаются в следующих исполнениях:

1. Удлинитель BD Visitec Superflex Extension Set, 25см
2. Трубки для аспирации и ирригации
3. Канюли офтальмологические хирургические:
 - канюли витреоретинальные различного калибра и модификаций
 - канюли-пики глаукомные ревизионные с различным градусом изгиба
 - канюля витреоретинальная 0,9мм Flute Cannula (Charles)
 - канюли передней камеры: 0,3мм; 0,4мм; 0,5мм; 0,6мм; 0,8мм (Rycroft)
 - канюля передней камеры 1,6мм
 - канюля передней камеры прямая 0,4мм
 - канюли для передней камеры различных модификаций
 - канюли BD Viscoflow изогнутые: 0,4мм; 0,6мм
 - канюля ретробульбарная 0,5 x 38мм
 - канюля ретробульбарная (Atkinson)
 - канюля ретробульбарная изогнутая (Atkinson-Straus)
 - канюля субретинальная прямая (Grizzard)
 - канюля субретинальной жидкости 3мм: прямая и изогнутая (Grizzard)
 - канюля субретинальной жидкости 6мм прямая (Grizzard)
 - канюля субретинальной жидкости 6мм искривленная (Grizzard)
 - канюля микровитреоретинальная изогнутая (Glaser)
 - канюля микровитреоретинальная, прямая 0,9мм (Glaser)
 - канюли лакримальные: 0,45мм; 0,8мм; 1,1мм
 - канюли лакримальные различных модификаций и калибра
 - канюля лакримальная 0,6мм (Shahinian)
 - канюли тип I и A коаксиальные «модифицированные» (Pearce)
 - канюли тип I и A коаксиальные (Pearce)
 - канюли тип I и A: 0,8мм/ 0,8мм
 - канюли тип I и A (Simcoe)
 - канюли тип I и A обратные (Simcoe)
 - канюли тип I и A 0,6мм / 0,5мм (Gills)
 - канюли тип I и A (Dahan-Simcoe)
 - канюли для ирригации и аспирации различных модификаций
 - канюля ViscoExpression 0,5мм (Corydon)
 - канюля ретро-перибульбарная
 - канюля J-образная 0.6мм

- микроканюля J-образная 0,5мм
 - микроканюля J-образная 0,5мм (Hessburg)
 - канюли с гибким наконечником: 0,4мм; 0,6мм
 - канюля 1,1мм (Bishop)
 - канюли инфузионные: 2,5мм; 4мм; 6мм
 - канюля инфузионная J-образная 0,55мм (Thornton)
 - канюля инфузионная изогнутая 45° (Pautler)
 - канюля оливарная 0,6мм
 - микроканюля-держатель остроконечная витреоретинальная
 - канюля для субтенальной анестезии 1,10 x 25мм
 - канюля субретиальная (Lambert)
 - канюля для бимануальной аспирации 0,6мм
 - канюля для бимануальной ирригации 0,8мм
 - канюля дренажная трансклеральная (Hanscom)
 - канюля витреоретинальная (Vander): прямая и изогнутая
 - канюля витреоретинальная 0,9мм
 - канюля гидродиссекционная 0,4мм BD Visitec HydroExpression (Corydon)
 - канюля: гидродиссектор-гидроделинеатор кортикальный 0,3мм (Grabow)
 - канюля для отвода силиконового масла (Connor)
 - канюля для полировки капсулы пуговичная
 - канюля для полировки капсулы оливообразная 0,6мм
 - канюля для полировки капсулы оливообразная 0,5мм (Pearce)
 - канюля для полировки капсулы 0,8мм
 - канюли для полировки капсулы: 0,6мм; 0,8мм (Kratz)
 - канюля-скребок для полировки капсульного мешка 0,6мм (Simcoe)
 - канюля для гидроделинеации ядра 0,5мм (P.Koch)
 - канюля для гидроделинеации клиновидная (Blumenthal)
 - канюли для гидродиссекции ядра: 0,3мм; 0,4мм
 - канюля для гидродиссекции ядра 0,4мм (Sauter)
 - канюля для гидродиссекции ядра 0,4мм (Bobbitt)
 - канюля для гидродиссекции ядра 0,5мм (Pearce)
 - канюля для гидродиссекции ядра 27 G (Pearce)
 - канюля для гидродиссекции ядра 0,5мм (Sinsky)
 - канюля гидродиссекционная с круглым или плоским концом: 0,4мм
 - канюля гидродиссекционная 0,5мм (Bolger)
 - канюля гидродиссекционные J-образные: 0,4мм; 0,5мм (Pearce)
 - канюли для диссекции мембраны (Eaton; Kingham)
 - канюля для деламинации мембраны (Lambert) в комплекте с удлинителем
 - канюли для гидродиссекции различной модификации
 - канюли для экстракции коры
 - канюли для введения воздуха
4. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические:
- ретробульбарные различных модификаций
 - ретробульбарные 0,5 x 38мм
 - ретробульбарные (Atkinson): 0,5 x 38мм; 0,6 x 38мм

- ретробульбарные (Atkinson-Straus) 0,5 x 34мм
- ретро-перibuльбарные (Atkinson): 0,4мм x 32мм; 0,5мм x 32мм; 0,6 x 32мм
- перibuльбарные (Atkinson): 0,4мм x 22мм; 0,5мм x 22мм; 0,6мм x 22мм
- 5. Аспиратор витреоретинальный (Landers)
- 6. Аспиратор прямой с гибким концом 6мм
- 7. Приспособления для лагримальной интубации с ретривером и без него
- 8. Приспособление для лагримальной интубации (O'Donoghue)
- 9. Инструменты для LASIK/ LASEK процедур:
 - канюли Lasik различного калибра и модификаций
 - канюля-ирригатор LASIK (Lindstrom)
 - канюля-ирригатор LASIK 23G
 - канюля-ирригатор LASIK 23G (Donnenfeld)
 - канюля-ирригатор LASIK 25 G (Solomon)
 - канюля-ирригатор LASIK 27G
 - канюля универсальная для ирригации лоскута при LASIK (Vidaurti)
 - канюля LASIK (Daya)
 - канюля LASIK 23G (Daya)
 - канюли LASEK (Yee)
- 10. Зонды:
 - для дакриоцисториностомии прямые и изогнутые с силиконовым шнуром (O'Donoghue)
 - лагримальные
- 11. Приспособление для фронтальной поддержки век (Seiff)
- 12 Инжекторы офтальмологические хирургические:
 - различных модификаций
 - инжектор для вязких субстанций 1,6мм (Peuman)
 - инжекторы для вязких субстанций: 4мм и 6мм (Hammer)
 - инжектор субретинальный прямой и изогнутый (Glaser)
 - инжектор субретинальный с изогнутым концом (Lambert)
- 13 Цистотомы офтальмологические хирургические:
 - различной модификации
 - ирригационные прямые: 0,5мм; 0,6мм
 - ирригационные изогнутые: 0,3мм; 0,4мм; 0,5мм; 0,6мм
 - ирригационные изогнутые капсулотомные 0,4мм
 - ирригационные изогнутые (Peagse) 0,5мм
 - ирригационные изогнутые (Simcoe) 0,4мм
 - ирригационные изогнутые 0,4мм; 0,5мм (Joyce)
 - ирригационные обратные 0,5мм
 - ирригационные с режущей кромкой изогнутый 0,5мм
 - ирригационные тупоконечные (Kellan) 0,55мм
 - ирригационные прямые и изогнутые (Blumenthal): 0,4мм; 0,5мм
 - остроконечные 0,7мм
 - заостренные точечные
 - острые прямые 0,55мм
 - острые изогнутые 0,55мм

- - изогнутые (Lewicky)
 - двоякорезущие прямые 0,55мм
 - аспирационные для капсулорексиса (Dalian) 0,55мм
- 14 Лакримальные расширители и зонды различных модификаций

Предупреждение при использовании

Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции перед применением. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или другие нежелательные явления, вплоть до инвалидизации или смерти пациента.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия. Это устройство не должно продаваться в свободной розничной сети. Данные медицинские изделия должны использоваться только, как инструменты офтальмологические хирургические, однократного применения.

Процедуру должен проводить обученный персонал с ориентировкой на анатомию, технически грамотный и потенциально готовый к осложнениям.

Показания для применения:

Инструменты офтальмологические хирургические зондирующие и бужирующие применяются при проведении различного рода офтальмологических хирургических вмешательствах – от манипуляций на амбулаторном приеме до узкоспециальных офтальмологических микрохирургических операций.

Противопоказания:

Отсутствуют.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением ВИЧ или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Инструкция по применению:

- Обработка рук персонала перед проведением манипуляции/операции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обязательно использование средств индивидуальной защиты – перчаток, очков, масок.

- ● Обработка операционного поля вокруг глазного яблока – согласно принятого в клинике протокола или с применением покрытий для операционного поля производства «Becton Dickinson».
- После использования инструмента – обязательная утилизация

Упаковка: полиэтилен, бумага.

Стерилизация: оксид этилена.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола или с применением одноразовых контейнеров для утилизации.