

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медика-77»

 Зубаха С.А.

«26» августа 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система микроволновой абляции Surblate

Производитель: Vison-China Medical Devices R&D Center (Научно-исследовательский центр медицинских изделий Висон-Китай), КНР (Китайская Народная Республика)




Рис. 1. Генератор (модель: МТС-3С). Вид спереди




Рис. 2 Генератор (модель: МТС-3С). Вид сбоку



Система микроволновой абляции Surblate

Модель: МТС-3С

Входная мощность: 3700ВА ±10% Пиковый ток: 10А

Сигналы напряжения: 220В 50 Гц

Частота: 2450 ±50 МГц

Выходная мощность: 5420В

Производитель: Yuesi-China Medical Devices R&D Center

Адрес: Yuesi-China Medical Devices R&D Center

North Road, Qidong District, Nanjing city

Телефон (Tel): 025-83608899

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО "Медика-77"

Адрес: Россия, 119121, г. Москва, Комсомольский пр. д. 14/1, корп. 2, кп. 70

Номер телефона: (495) 743-48-63

E-mail: medika77@yandex.ru

Детали производителя предоставляются Уполномоченным представителем производителя

Гарантийный срок: 10 лет

Дата производства: 2018.09.08

Удостоверение №: 18220202

IP21



SWITCH



FAL 6*30 5A



FAL 6*30 5A

OFF ON



POWER
AC220V 50Hz




Рис.4. Генератор (модель: МТС-3С). Общий вид в упаковке из полиэтиленовой пленки




Рис 5 Шнур питания






Рис 7. Педаль педали управления






Рис.9. Мобильная стойка (тележка). Общий вид



Рис.10. Мобильная стойка (тележка) в упаковке






Рис. 12. Упаковка мобильной стойки (тележки) в транспортную тару (деревянный ящик)

Руководство по
эксплуатации

Док. №	VSB1.01
Ред. №	1
Дата ред.	2019.07.21
Страница	Стр. 1 из 37

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"


Vision-China Medical Devices R&D Center, PRC

General Manager

(подпись руководителя)

Lin Wang

(имя)



(подпись руководителя)

M.H. Stamp




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗЕЛНЯ
СИСТЕМА МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ SURBLUTE

Руководство по эксплуатации
Система микроволновой абляции Surblute



Рис. 14. Изделие в собранном виде

ФОТО МАРКИРОВКИ



Система микроволновой абляции Surblate

Модель: МТС-3С

Входная мощность: $\leq 700\text{ВА} \pm 10\%$ Переменный ток

Импеданс нагрузки: 50 Ω

Сетовое напряжение: 220В 50 Гц

Предохранитель типа: FAL 6*30 5A

Частота: 2450 $\pm$ 50 МГц

Выходная мощность: 5-120В

⚠ (ii) IP21

Производитель: Vison-China Medical Devices R&D Center

Адрес производителя (manufacturer add):

Срок службы: 10 лет

5F, Tianhe Mansion, No.216 Zhongshan

Дата производства: 2018/09/06

North Road, Gulou District, Nanjing city

Телефон (Tel): 025-83408889

Идентификационный №: 18090602

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО "Медика-77"

Адрес: Россия, 119021, г. Москва, Комсомольский пр. д

14/1, корп. 2, кв. 76

Номер телефона: (495) 743-48-69

E-mail: medica77llc@gmail.com

Претензии потребителя принимаются Уполномоченным

представителем производителя



SWITCH



FAL 6*30 5A



FAL 6*30 5A

OFF ON

POWER
AC220V 50Hz

Рис.1. Маркировка генератора (модель: МТС-3С)



Производитель: Vison-China Medical Devices R&D Center
Адрес производителя: 5F, Tianhe Mansion, No.216 Zhongshan
North Road, Gulou District, Nanjing city
Номер телефона: 025-83408889

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО
"Медика-77"
Адрес: Россия, 119021, г. Москва, Комсомольский пр., д.
14/1, корп.2, кв.76
Номер телефона: (495) 743-48-69
E-mail: medika77lc@gmail.com

Претензии потребителя принимаются уполномоченным представителем производителя

**Мобильная стойка (тележка)
для системы микроволновой абляции Surbate**

Модель: МТС-ТЛ
Идентификационный №: 18090601
Дата производства: 2018/09/06

Рис. 2 Маркировка мобильной стойки (тележки)




Рис. 3. Маркировка ножной педали управления




Рис.4. Маркировка транспортной тары мобильной стойки (тележки)

Мобильная стойка (тележка)
для системы микроволновой абляции Surblate

Модель MTC-TL

Идентификационный № 16090602

Производитель Vison-China Medical Devices R&D Center

Адрес производителя (manufacturer add): 5F, Tianhe Masion, No.216 Zhongsan
North Road, Gulou District, Nanjing city

Телефон (Tel): 025-83408809

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО "Медика 77"

Адрес: Россия, 119021, г. Москва, Комсомольский пр. д.
14/1, корп.2, кв.76

Номер телефона (495) 743-48-69



E-mail: medica77llc@gmail.com

Претензии потребителя принимаются Уполномоченным
представителем производителя

Вес брутто: 35,8 кг

Габариты: 100x72x71,5 см





Генеральный директор
ООО "Медика-77"

Зудача С.А.

