


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения пролактина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Пролактин
Контрольные материалы (Alinity i Prolactin Controls)»**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение открытой упаковки Пролактин Контрольные материалы (Alinity i Prolactin Controls).



Фотографическое изображение упаковки и флаконов Пролактин Контрольные материалы (Alinity i Prolactin Controls).



Фотографическое изображение флаконов «Общий β -ХГЧ Контрольные материалы» (Alinity i Total β -hCG Controls).



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (п. 2 м. 6) листов



Подпись

Handwritten signature in blue ink.

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения пролактина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Пролактин Контрольные материалы (Alinity i Prolactin Controls)»**



REF

07P66-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Пролактин Контрольные материалы (Alinity i Prolactin Controls)»

В составе:

1. Контроль L (Alinity i Prolactin Control L) – 1 флакон х 8,0 мл
2. Контроль M (Alinity i Prolactin Control M) – 1 флакон х 8,0 мл
3. Контроль H (Alinity i Prolactin Control H) – 1 флакон х 8,0 мл
4. Инструкция по применению.

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____/____ от ____./____/


Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/ / IFU / Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Серия, срок годности, условия хранения отражены в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1; Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

670067822



Alinity i Prolactin Controls



		CONC	RANGE	CONC	RANGE
		ng/mL	ng/mL	mIU/L	mIU/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	8.0	6.2 - 9.8	168	130 - 206
CONTROL M	1 x 8.0 mL	20.0	15.4 - 24.6	420	323 - 517
CONTROL H	1 x 8.0 mL	40.0	30.8 - 49.2	840	647 - 1033



CONTAINS AZIDE




Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353 43 3331920



PRODUCT OF IRELAND

Prolactin Ctrls



07P66-TF-10_Eng_POTs.indd 1

16.08.2016 14:09:43

File: 07P66-TF-10_Eng_POTs.indd
Template: 100 IA Control Kit Label Template.indb
Size: 183 mm x 112 mm
See drawing for stamp fields and material
Text Symbols: Black
Branding: PMS 316 c
Refer to site specific documents

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия





-10°C

UNTIL FIRST USE



2°C

AFTER THAW

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT



Exp.

CN

Alinity i

Prolactin

CONTROL L

07P66L

8.0 mL

8.0 ng/mL

G70062R01





-10°C

UNTIL FIRST USE



2°C

AFTER THAW

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT



Exp.

CN

Alinity i

Prolactin

CONTROL M

07P66M

8.0 mL

20.0 ng/mL

G70063R01





-10°C

UNTIL FIRST USE



2°C

AFTER THAW

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT



Exp.

CN

Alinity i

Prolactin

CONTROL H

07P66N

8.0 mL

40.0 ng/mL

G70064R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов



Подпись