

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения, с принадлежностями***

Производства
ООО «ФАРМСТИЛЬ»
Часть первая



ООО «ФАРМСТИЛЬ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 8К Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 600х630х580 мм; Масса 65 кг;

Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 5600 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России


1. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 8К




1. Камера моечно-дезинфекционной машины в сборе - 1 шт.




2. Дверь моечно-дезинфекционной машины - 1 шт.



3. Электроуправление моечно-дезинфекционной машины - 1 шт.




4. Комплект приборов контроля и управления - 1 шт. (при необходимости)




5. Комплект облицовочных панелей - 1шт.



6. Система сушки - 1 шт. (при необходимости)



7. Парогенератор - 1 шт. (при необходимости)




ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя


Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в варианте исполнения
МДМ 8К

Serial N°: _____


9. Программное обеспечение - 1 шт.



Принадлежности: 1. Тележка моечная - 3 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 2. Вставка для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности 3. Тележка моечная для анестезиологического оборудования - 1 шт. (при необходимости)




Принадлежности: 4. Тележка моечная для МИХ - 1шт. (при необходимости)



Принадлежности: 5. Вставка для стоматологии - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 6. Корзина для мойки - 10 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 7. Крышка для корзины для мойки - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 8. Стеллаж для обуви - 2 шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 9. Стеллаж для бутылок - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 10. Корзина для бутылок - 8шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 11. Держатель для сосок - 4шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности. 12. Корзина для эндоскопов - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 13. Крышка для корзины - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 14. Держатель для инструментов - 5шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 15. Стенд для лотков - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 16. Тележка моечная верхняя - 1 шт. (при необходимости)




Принадлежности: 17. Надставка для тележки - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 18. Тележка моечная нижняя - 1 шт. (при необходимости)




Принадлежности: 19. Тележка моечная для пипеток - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 20. Стенды для чашек Петри - 6 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 21. Стенд для стекол - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 22. Корзины для пробирок 130 мм - 6шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 23. Корзины для пробирок 200 мм - 6шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 24. Крышка для корзины для пробирок - 12шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 25. Разделитель для корзины - 16шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 26. Тележка моечная инжекторная - 4 шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 27. Крышка для тележки инжекторной - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 28. Держатель для посуды - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 29. Поддон инструментальный 1/1 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 30. Поддон инструментальный 1/2 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 31. Поддон инструментальный с мелкой ячейкой - 5шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 32. Крышка для поддона инструментального с мелкой ячейкой - 5 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности.33. Инжекторы - 400шт. (Не более (при необходимости))





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 8/1 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 650х660х1685 мм; Масса 175 кг;


Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 8250 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

II. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 8/1





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Матаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 8/2 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 650х660х1685 мм; Масса 180 кг;

Питание 3~400 В $\pm 10\%$ Частота 50 (± 1) Гц Потребляемая мощность 8250 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

II. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 8/2





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел./Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 10/1 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 650х687х1840 мм; Масса 225 кг;

Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 12750 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

II. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 10/1





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 10/2 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 650х687х1840 мм; Масса 230 кг;

Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 12750 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России


II. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 10/2




1. Камера моечно-дезинфекционной машины в сборе - 1 шт.




2. Двери моечно-дезинфекционной машины - 2шт. (Не более (при необходимости))



3. Электроуправление моечно-дезинфекционной машины - 1 шт.




4. Комплект приборов контроля и управления - 1шт. (при необходимости)




5. Комплект облицовочных панелей - 1 шт. (при необходимости)




6. Комплект разделительных панелей - 1шт. (при необходимости)




7. Система сушки - 1 шт. (при необходимости)



8. Парогенератор - 1 шт. (при необходимости)



9. Накопительный бак для воды - 2шт. (Не более (при необходимости))



ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения
МДМ 8/1, МДМ 8/2

Серийный N°:


ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения
МДМ 10/1, МДМ 10/2

Серийный N°:

11. Программное обеспечение - 1шт




Принадлежности: 1. Тележка загрузочная - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 2. Тележка моечная - 3 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 3. Вставка для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 4. Тележка моечная для анестезиологического оборудования - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 5. Тележка моечная для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 6. Вставка для стоматологии - 2 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 7. Корзина для мойки - 10 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 8. Крышка для корзины для мойки - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности. 9. Стеллаж для обуви - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 10. Стеллаж для бутылок - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 11. Корзина для бутылок - 8шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 12. Держатель для сосок - 4шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 13. Корзина для эндоскопов - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 14. Крышка для корзины - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 15. Держатель для инструментов - 5шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 16. Стенд для лотков - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 17. Тележка моечная верхняя - 1шт. (при необходимости)



Принадлежности: 18. Надставка для тележки - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 19. Тележка моечная нижняя - 1 шт. (при необходимости)




Принадлежности: 20. Тележка моечная для пипеток - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 21. Стенды для чашек Петри - 6шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 22. Стенд для стекол - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 23. Корзины для пробирок 130 мм - 6 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 24. Корзины для пробирок 200 мм - 6шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 25. Крышка для корзины для пробирок - 12шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 26. Разделитель для корзины - 16 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 27. Тележка моечная инжекторная - 4шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 28. Крышка для тележки инжекторной - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 29. Держатель для посуды - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 30. Поддон инструментальный 1/1 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 31. Поддон инструментальный 1/2 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 32. Поддон инструментальный с мелкой ячейкой - 5шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 33. Крышка для поддона инструментального с мелкой ячейкой - 5шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 34. Инжекторы - 400шт. (Не более (при необходимости))





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел./Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 10/1С Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 685х667х1960 мм; Масса 240 кг;


Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 12750 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

III. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 10/1С





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 10/2С Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 685х667х1960 мм; Масса 250 кг;


Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 12750 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России


III. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 10/2С




1. Камера моечно-дезинфекционной машины в сборе - 1 шт.



2. Двери моечно-дезинфекционной машины - 2шт. (Не более (при необходимости))



3. Электроуправление моечно-дезинфекционной машины - 1 шт.




4. Комплект приборов контроля и управления - 1 шт. (при необходимости)




5. Комплект облицовочных панелей - 1шт. (при необходимости)




6. Комплект разделительных панелей - 1шт. (при необходимости)



7. Система сушки - 1 шт. (при необходимости)



8. Парогенератор - 1 шт. (при необходимости)



9. Накопительный бак для воды - 2шт. (Не более (при необходимости))



ФАРМСТИЛ


Руководство по эксплуатации Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения

МДМ 10/1С, МДМ 10/2С

Серийный №:

11. Программное обеспечение - 1 шт.




Принадлежности: 1. Тележка загрузочная - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 2. Тележка моечная - 3 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 3. Вставка для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 4. Тележка моечная для анестезиологического оборудования - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 5. Тележка моечная для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 6. Вставка для стоматологии - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 7. Корзина для мойки - 10 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 8. Крышка для корзины для мойки - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 9. Стеллаж для обуви - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 10. Стеллаж для бутылок - 2 шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 11. Корзина для бутылок - 8шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 12. Держатель для сосок - 4шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 13. Корзина для эндоскопов - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 14. Крышка для корзины - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 15. Держатель для инструментов - 5шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 16. Стенд для лотков - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 17. Тележка моечная верхняя - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности **18.** Надставка для тележки - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 19. Тележка моечная нижняя - 1 шт. (при необходимости)




Принадлежности: 20. Тележка моечная для пипеток - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 21. Стенды для чашек Петри - 6 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 22. Стенд для стекол - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 23. Корзины для пробирок 130 мм - 6шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 24. Корзины для пробирок 200 мм - 6шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 25. Крышка для корзины для пробирок - 12шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 26. Разделитель для корзины - 16 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 27. Тележка моечная инжекторная - 4шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 28. Крышка для тележки инжекторной - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 29. Держатель для посуды - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 30. Поддон инструментальный 1/1 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 31. Поддон инструментальный 1/2 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 32. Поддон инструментальный с мелкой ячейкой - 5 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 33. Крышка для поддона инструментального с мелкой ячейкой - 5шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 34. Инжекторы - 400шт. (Не более (при необходимости))





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел./Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 12/1 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 685х667х1960 мм; Масса 345 кг;

Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 26000 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

IV. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 12/1





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 12/2 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 685х667х1960 мм; Масса 360 кг;

Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 26000 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

IV. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 12/2





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел./Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 18/1 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1100x960x1940 мм; Масса 660 кг;


Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 26000 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России

IV. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 18/1





ООО «ФАРМСТИЛ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/Факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина ТУ 32.50.50-002-18025526-2018

Модель МДМ 18/2 Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1100х960х1940 мм; Масса 690 кг;


Питание 3~400 В ±10% Частота 50 (±1) Гц Потребляемая мощность 26000 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России


IV. Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 18/2




1. Камера моечно-дезинфекционной машины в сборе - 1 шт.




2. Двери моечно-дезинфекционной машины - 2шт. (Не более (при необходимости))



3. Электроуправление моечно-дезинфекционной машины - 1 шт.




4. Комплект приборов контроля и управления - 1шт. (при необходимости)




5. Комплект облицовочных панелей - 1 шт. (при необходимости)




6. Комплект разделительных панелей - 1 шт. (при необходимости)



7. Система сушки - 1 шт. (при необходимости)



8. Парогенератор - 1 шт. (при необходимости)




9. Накопительный бак для воды - 3шт. (Не более (при необходимости))



10. Дренажная система - 1 шт. (при необходимости)



11. Теплообменник - 1 шт. (при необходимости)



ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения
МДМ 12/1, МДМ 12/2

Серийный №:


ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения
МДМ 18/1, МДМ 18/2

Серийный N°:

13. Программное обеспечение - 1 шт.




Принадлежности: 1. Тележка загрузочная - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 2. Тележка моечная - 3 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 3. Вставка для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 4. Тележка моечная для анестезиологического оборудования - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности: 5. Тележка моечная для МИХ - 1 шт. (при необходимости)



Принадлежности. 6. Вставка для стоматологии - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 7. Корзина для мойки - 10шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 8. Крышка для корзины для мойки - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 9. Стеллаж для обуви - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 10. Стеллаж для бутылок - 2 шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 11. Корзина для бутылок - 8шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 12. Держатель для сосок - 4шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 13. Корзина для эндоскопов - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 14. Крышка для корзины - 10шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 15. Держатель для инструментов - 5шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 16. Стенд для лотков - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 17. Тележка моечная верхняя - 1 шт. (при необходимости)




Принадлежности **18** Надставка для тележки - 1шт. (при необходимости)



Принадлежности: 19. Тележка моечная нижняя - 1шт. (при необходимости)




Принадлежности: 20. Тележка моечная для пипеток - 2шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 21. Стенды для чашек Петри - 6 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 22. Стенд для стекол - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 23. Корзины для пробирок 130 мм - 6 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 24. Корзины для пробирок 200 мм - 6шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности.25. Крышка для корзины для пробирок - 12шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 26. Разделитель для корзины - 16шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 27. Тележка моечная инжекторная - 4шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 28. Крышка для тележки инжекторной - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 29. Держатель для посуды - 2шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности. 30. Поддон инструментальный 1/1 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 31. Поддон инструментальный 1/2 DIN - 50шт. (Не более (при необходимости))




Принадлежности: 32. Поддон инструментальный с мелкой ячейкой - 5 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 33. Крышка для поддона инструментального с мелкой ячейкой - 5 шт. (Не более (при необходимости))



Принадлежности: 34. Инжекторы - 400шт. (Не более (при необходимости))



ПРОШНО И СЕРТИФИКАТ
ЛИСТА (ЭВ) 2/2



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения, с принадлежностями***

Производства
ООО «ФАРМСТИЛ»
Часть вторая

1. Автоматические выключатели - 2шт. (Не более (при необходимости))



2. Бачок для соли - 1 шт. (при необходимости)



3. Блок питания для подсветки - 1шт. (при необходимости)



4. Блок питания для принтера - 1 шт. (при необходимости)



5. Вентиляционная крышка - 1 шт. (при необходимости)




6. Верхний электронагреватель (ТЭН) - 1 шт.



7. Верхний патрубок подвода воды в камеру - 1 шт.



8. Верхняя панель фиксации стекла двери - 1 шт. (при необходимости)




9. Вихревой воздушный насос - 1шт. (при необходимости)



10. Внешнее стекло двери - 1 шт. (при необходимости)



11. Внутренняя панель металлической двери - 1 шт. (при необходимости)




12. Внутренняя рамка двери - 1шт. (при необходимости)



13. Водяная помпа - 1 шт.



14. Возвратная пружина механизма блокировки двери - 1 шт.



15. Втулка крепления рампы налива воды в камеру - 1 шт.



16. Втулки ramпы подачи воды в камеру - 2шт.



17. Втулки ролика цепи двери - 2шт.



18. Гайка бачка соли - 1шт. (при необходимости)




19. Гайка верхнего патрубка подвода воды - 1 шт.

500007


Steelco
DEZMIF



DADO PER BICCHIERE SUPERIORE




20. Гайка для фильтра грубой очистки для ванны камеры - 1 шт.



21. Гайка заглушки подачи воды в камеру - 1 шт. (при необходимости)



22. Гайка крепления рампы вентиляции - 1шт. (при необходимости)



23. Гайка соединения теплообменника с камерой - 1 шт. (при необходимости)




24. Гайки трубок подачи детергента в камеру - 2шт.



25. Датчик потока воды - 4шт. (Не более (при необходимости))



26. Датчик потока детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))



27. Датчики вращения разбрызгивателей - 10шт. (Не более (при необходимости))



28. Датчики загрузки - 10шт. (Не более (при необходимости))




29. Датчики температуры - 4шт. (Не более (при необходимости))




30. Датчики уровня - 6шт. (Не более (при необходимости))




31. Датчики уровня детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))



32. Держатель замка блокировки двери - 1 шт.



33. Держатель нижнего разбрызгивателя - 1 шт.




34. Держатель оси нижнего разбрызгивателя - 1 шт.




35. Держатель плавких предохранителей - 8шт. (Не более (при необходимости))




36. Дистанционная втулка штока заглушки подачи воды в камеру - 1 шт. (при необходимости)




37. Дозирующий насос для детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))




38. Дополнительный воздушный фильтр - 1 шт. (при необходимости)



39. Дренажная помпа - 1 шт. (при необходимости)




40. Заглушка канистры deterгента - 4шт. (Не более (при необходимости))



41. Заглушка подачи воды в камеру - 1шт. (при необходимости)



42. Заглушка разбрызгивателя - 4шт.




44. Задняя часть крышки корпуса воздушного фильтра - 1шт. (при необходимости)




45. Замок блокировки двери - 1 шт.




46. Замок загрузочной корзины - 1 шт.




47. Заслонка подачи воды в камеру - 1 шт.




48. Камера с рамой - 1 шт.



49. Кожух защиты контактов электронагревателя (ТЭНа) - 1 шт. (при необходимости)




50. Комплект дин-реек - 1 шт. (при необходимости)



51. Комплект кабелей - 1 шт.



52. Комплект клеммных колодок - 1шт. (при необходимости)



53. Комплект крепежа - 1 шт. (при необходимости)



53. Комплект крепежа - 1 шт. (при необходимости)



54. Комплект облицовочных панелей - 1 шт.



55. Комплект переходников - 1 шт.




55. Комплект переходников - 1 шт.




56. Комплект прокладок - 1 шт.



57. Комплект разъемов - 1шт. (при необходимости)




58. Комплект соединительных жгутов - 1 шт.



59. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.



59. Комплект соединительных патрубков - 1шт.



59. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.



59. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.




59. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.




60. Комплект соединительных проводов - 1 шт.




61. Комплект теплоизоляции камеры - 1шт.



61. Комплект теплоизоляции камеры - 1 шт.



62. Комплект теплоизоляции парогенератора - 1шт. (при необходимости)



63. Комплект хомутов - 1 шт.



64. Комплект шлангов - 1 шт.



65. Конденсаторы - 4шт. (при необходимости)



66. Контактёр - 4шт. (Не более (при необходимости))




67. Контроллер замера pH воды - 1 шт. (при необходимости)



68. Контроллер замера электропроводимости воды - 1шт. (при необходимости)




69. Корпус воздушного фильтра - 1 шт. (при необходимости)




70. Корпус модуля считывания с датчиков вращения - 1 шт. (при необходимости)




71. Корпус нагревательного элемента - 1 шт. (при необходимости)




72. Корпус накопительного бака - 1шт. (при необходимости)




73. Корпус парогенератора - 1 шт. (при необходимости)



74. Корпус светодиодного модуля подсветки - 1шт. (при необходимости)



75. Корпус теплообменника - 1 шт. (при необходимости)



76. Кронштейн защиты датчиков загрузки - 2шт. (при необходимости)



77. Кронштейн крепления воздушного насоса - 1шт. (при необходимости)



Cod.: 65

Steelco


2 / 2

Desc.:
STAFFA SUPP.SEZION.GENERALE


Data di stampa 24/03/2018

Posiz: M01 MAG GEN - Piano Isola
S0202 Scat. S - Mod. 02 - Rp 05


78. Кронштейн крепления дозирующих насосов - 1 шт.




79. Кронштейн крепления расходомеров воды - 1 шт. (при необходимости)




80. Кронштейн крепления расходомеров детергента - 1шт. (при необходимости)




81. Кронштейн крепления регулятора и пневмоклапана - 1 шт. (при необходимости)



82. Кронштейн крепления реле давления - 1шт. (при необходимости)




83. Кронштейн крепления электрокомпонентов - 2шт. (Не более (при необходимости))



84. Кронштейн крепления электромагнитных клапанов - 1шт. (при необходимости)




85. Кронштейн крепления элементов управления парогенератором - 1 шт. (при необходимости)



86. Кронштейн механизма блокировки двери - 1 шт.



87. Кронштейн ролика цепи - 1 шт. (при необходимости)



88. Крышка бачка соли - 1шт. (при необходимости)




89. Крышка корпуса нагревательного элемента - 1шт. (при необходимости)



90. Крышка корпуса фильтра для воздуха - 1 шт. (при необходимости)



91. Крышка накопительного бака - 1 шт. (при необходимости)




92. Крючок подъемного механизма двери - 9шт. (Не более (при необходимости))




93. Левая панель облицовки двери - 1 шт. (при необходимости)




94. Левый рычаг двери - 1 шт.




95. Левый кронштейн двери - 1 шт.



96. Линза корпуса светодиодного модуля - 1шт. (при необходимости)




97. Лицевая декоративная панель двери - 1 шт. (при необходимости)




98. Магнитный микровыключатель - 1 шт.




99. Манометр пневморедуктора - 1 шт. (при необходимости)




100. Микровыключатель - 2шт.



101. Модуль считывания с датчиков вращения - 1шт. (при необходимости)



102. Нагревательный элемент для воздуха - 1шт. (при необходимости)



103. Наклейка на панель управления - 1 шт. (при необходимости)



104. Направляющие для корзины - 2шт.



105. Нижний электронагреватель (ТЭН) - 2шт.




106. Нижний патрубок подвода воды в камеру - 1 шт.



107. Нижний разбрызгиватель - 1 шт.



108. Нижний фильтр грубой очистки - 1шт.



109. Обратный клапан - 5шт. (Не более (при необходимости))



Steelco

Cod.: **658031**

19 / 27


Desc.:
VALVOLA 1"1/2 N.R. DS600/610

Data di stampa: 24/03/2018


Posiz.: M01
G0405

MAG.GEN - Piano terra
Scaff. G - Mod. 04 - Rip. 05

110. Фильтр на входе воды - 5шт. (Не более (при необходимости))



111. Опорное кольцо нижнего разбрызгивателя - 1шт.



112. Ось нижнего разбрызгивателя - 1шт.



113. Ось петель двери - 2шт.




114. Переходник соединительный накопительного бака и камеры - 1 шт. (при необходимости)




115. Плавкие предохранители - 8шт. (Не более (при необходимости))




116. Пластиковая вставка камеры для прокладки двери - 2шт.




117. Пластина крепления механизма блокировки двери - 1 шт.



118. Плата управления принтера - 1шт. (при необходимости)



119. Платы управления МДМ - 3шт. (Не более (при необходимости))



120. Пневморедуктор с влагоотделителем - 1 шт. (при необходимости)



121. Правая панель облицовки двери - 1 шт. (при необходимости)



122. Правый рычаг двери - 1 шт.




123. Правый кронштейн двери - 1 шт.



124. Преобразователь давления - 1 шт. (при необходимости)



125. Принтер (встраиваемый) - 1 шт. (при необходимости)




126. Пружина клапанной заслонки подачи воды в камеру - 1 шт.







128. Разбрызгиватель верхний - 1 шт.




129. Рама двери - 1 шт. (при необходимости)




130. Рампа вентиляции камеры - 1 шт. (при необходимости)




131. Рампа налива воды в камеру - 1 шт.




132. Рампа отведения конденсата - 1 шт. (при необходимости)




133. Рампа подачи воды в камеру - 1 шт. (при необходимости)




134. Регулируемые опоры - 4шт.




135. Реле давления - бшт. (Не более (при необходимости))




136. Реле электромагнитные - 4шт. (Не более (при необходимости))




137. Реле электромагнитные с держателем - 2шт. (Не более (при необходимости))



137. Реле электромагнитные с держателем - 2шт. (Не более (при необходимости))




138. Решетка фильтра грубой очистки для ванны камеры - 1 шт.



139. Ролик цепи - 2шт. (при необходимости)




140. Ручка двери - 1шт. (при необходимости)



141. Рычаг ручной разблокировки механизма - 1 шт.



142. Светодиодный модуль подсветки - 1шт. (при необходимости)




143. Сенсор рН воды - 1шт. (при необходимости)




144. Сенсор электропроводимости воды - 1шт. (при необходимости)




145. Сетевой фильтр - 1шт. (при необходимости)



146. Сетчатый фильтр грубой очистки для ванны камеры - 1 шт.



147. Сопло разбрызгиватель подачи воды - 1 шт. (при необходимости)



148. Считыватель RFID метки - 1шт. (при необходимости)




149. Считыватель штрих кода - 1 шт. (при необходимости)




150. Теплообменник - 1шт. (при необходимости)



151. Терморегулятор - 2шт. (Не более (при необходимости))




152. Термореле - 2шт. (Не более (при необходимости))




а
р. 02

153. Трансформатор - 1шт. (при необходимости)



154. Трубка подачи воды в камеру - 1 шт.




155. Трубки дозирующего насоса детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))



156. Трубки подачи детергента в камеру - 2шт.




156. Трубки подачи детергента в камеру - 2шт.



157. Электронагреватель (ТЭН) для воды - 1 шт. (при необходимости)



158. Усилитель двери в месте крепления петли - 2шт. (Не более (при необходимости))



159. Фильтр воздушный - 1шт. (при необходимости)




160. Фильтр умягчитель воды - 1 шт. (при необходимости)



161. Центрирующая шайба штока заглушки подачи воды в камеру - 1шт. (при необходимости)



162. Цепь - 2шт.




163. Шланг сливной - 1 шт. (при необходимости)




164. Шланги подвода воды - 3 шт. (при необходимости)



165. Шток заглушки подачи воды в камеру - 1 шт. (при необходимости)




166. Эксцентрик электродвигателя механизма блокировки двери - 1шт.



167. Электродвигатель привода механизма блокировки двери - 1 шт.



168. Электромагнитный клапан - 3шт. (Не более (при необходимости))



ФАРМСТИЛ


Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в варианте исполнения

МДМ 8К

Serial N°: _____

170. Программное обеспечение - 1 шт.



ПРОШЕТО И СКРЕПЕНО
ЛИСТА (ОВ)

180



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения, с принадлежностями***

Производства


ООО «ФАРМСТИЛ»

Часть третья


1. Автоматические выключатели - 2шт. (Не более (при необходимости))




2. Автоматы защиты электродвигателя - 2шт. (Не более (при необходимости))




3. Бачок для соли - 1шт. (при необходимости)







5. Блок питания для подсветки - 1 шт. (при необходимости)




6. Блок питания для принтера - 1шт. (при необходимости)



7. Вентиляционная крышка камеры - 1 шт. (при необходимости)



8. Верхние кронштейны для крепления декоративных панелей - 2шт. (при необходимости)




9. Верхний электронагреватель (ТЭН) - 1шт.



10. Верхний патрубок подвода воды в камеру - 1шт.



11. Верхняя панель фиксации стекла двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




12. Вихревой воздушный насос - 1 шт.



13. Внешнее стекло двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




14. Внутренняя панель металлической двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



15. Внутренняя рамка двери - 2шт. (Не более (при необходимости))





Steelco

Cod.: **010543**

MD15#02 REV.0.0

1 / 1

Desc.:
POMPA 1204.2707 230/400 50HZ



Data di stampa: 23/03/2018

Q.tà
imballo:


10

Posiz.: M01 MAG.GEN - Piano terra
Y0800 Scaff. Y - Mod. 08 - Rip. 00



n 2800
Hz 50 ISOL CL F PROT IP 44
SERVIZIO S1 - PROTEZIONE TERMICA

17. Возвратная пружина механизма блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



18. Втулка крепления рампы налива воды в камеру - 1 шт.



19. Втулка нижнего разбрызгивателя - 1 шт.



20. Втулки подачи воды в камеру - 2шт.



21. Газовая пружина - 4шт. (Не более (при необходимости))



22. Гайка бачка соли - 1шт. (при необходимости)



23. Гайка верхнего патрубка подвода воды - 1 шт.




24. Гайка для фильтра грубой очистки для ванны камеры - 1 шт.



25. Гайка соединения теплообменника с камерой - 1 шт. (при необходимости)



26. Гайки заглушки подачи воды в камеру - 2шт. (Не более (при необходимости))



27. Гайки рампы и камеры - 2шт.




28. Гайки трубок подачи детергента в камеру - 2шт.



29. Датчики вращения разбрызгивателей - 10шт. (Не более (при необходимости))



30. Датчики загрузки - 10шт. (Не более (при необходимости))



31. Датчики потока воды - 4шт. (Не более (при необходимости))



32. Датчики потока детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))



33. Датчики температуры - 4шт. (Не более (при необходимости))




34. Датчики уровня - 8шт. (Не более (при необходимости))



35. Датчики уровня deterгента - 4шт. (Не более (при необходимости))



36. Держатель замка блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



37. Держатель плавких предохранителей - 8шт. (Не более (при необходимости))




38. Дистанционная втулка штока заглушки подачи воды в камеру - 2шт. (Не более (при необходимости))




39. Дистанционные держатели для плат - 27шт. (Не более (при необходимости))




40. Дозирующий насос для детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))




41. Дополнительный воздушный фильтр - 1 шт. (при необходимости)




42. Дренажная помпа - 1 шт. (при необходимости)




43. Заглушка канистры детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))




44. Заглушка подачи воды в камеру - 2шт. (Не более (при необходимости))



45. Заглушки разбрызгивателя - 4шт.



46. Задняя панель двери (двери со стеклом) - 2шт. (Не более (при необходимости))




47. Задняя часть крышки корпуса воздушного фильтра - 1 шт.




48. Замок блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




49. Замок загрузочной корзины - 1 шт.




50. Замок технической двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




51. Заслонка отвода воздуха - 1шт. (при необходимости)



52. Заслонка подачи воды в камеру - 1 шт.




53. Защитный кожух платы управления - 1 шт. (при необходимости)




54. Камера с рамой - 1 шт.



55. Кожух защиты контактов электронагревателя (ТЭНа) - 1 шт. (при необходимости)




56. Комплект дин-реек - 1 шт. (при необходимости)



57. Комплект кабелей - 1 шт.



58. Комплект клеммных колодок - 1шт. (при необходимости)




59. Комплект крепежа - 1шт. (при необходимости) Часть 1




59. Комплект крепежа - 1шт. (при необходимости) Часть 2



60. Комплект наклеек - 1 шт. (при необходимости) Вариант 1



60. Комплект наклеек - 1 шт. (при необходимости) Вариант 2



61. Комплект облицовочных панелей - 1 шт. (при необходимости)




62. Комплект переходников - 1шт. Часть 1






63. Комплект прокладок - 1 шт.




64. Комплект разделительных панелей - 1 шт. (при необходимости)



65. Комплект разъемов - 1 шт. (при необходимости)



66. Комплект соединительных жгутов - 1 шт.



67. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.



67. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.



67. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.



67. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.




67. Комплект соединительных патрубков - 1 шт.




68. Комплект соединительных проводов - 1 шт.



69. Комплект теплоизоляции камеры - 1 шт.




71. Комплект хомутов - 1шт.



72. Комплект шлангов - 1 шт.





74. Контактры - 14шт. (Не более (при необходимости))



75. Контейнер для детергента в сборе - 1шт. (при необходимости)



76. Контроллер замера электропроводимости воды - 1шт. (при необходимости)




77. Контроллер замера pH воды - 1 шт. (при необходимости)



78. Корпус блока управления - 1 шт. (при необходимости)




79. Корпус воздушного фильтра - 1шт.



80. Корпус модуля считывания с датчиков вращения - 1шт. (при необходимости)




81. Корпус нагревательного элемента - 1 шт. (при необходимости)



82. Корпус накопительного бака - 2шт. (Не более (при необходимости))



83. Корпус парогенератора - 1 шт. (при необходимости)




84. Корпус светодиодного модуля подсветки - 1шт. (при необходимости)




85. Корпус теплообменника - 1 шт. (при необходимости)



86. Крепление для электронагревателя (тэна) - 2шт.




87. Кронштейн крепления мотор-редуктора привода заслонки - 1 шт. (при необходимости)




88. Кронштейн защиты датчиков загрузки - 2шт. (при необходимости)



89. Кронштейн крепления воздушного насоса - 1 шт.




90. Кронштейн крепления дозирующих насосов - 1 шт.




91. Кронштейн крепления пружины в петле двери - 4шт. (Не более (при необходимости))




92. Кронштейн крепления расходомеров воды - 1 шт. (при необходимости)




93. Кронштейн крепления расходомеров детергента - 1 шт.




94. Кронштейн крепления регулятора и пневмоклапана - 2шт. (Не более (при необходимости))



95. Кронштейн крепления электрокомпонентов - 1шт.



96. Кронштейн крепления элементов управления парогенератором - 1 шт. (при необходимости)



97. Кронштейн механизма блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




98. Кронштейн ролика цепи - 2шт. (Не более (при необходимости))



99. Крышка бачка соли - 1 шт. (при необходимости)



100. Крышка корпуса блока управления - 1 шт. (при необходимости)



101. Крышка корпуса нагревательного элемента - 1 шт. (при необходимости)




102. Крышка корпуса теплообменника - 1 шт. (при необходимости)



103. Крышка корпуса фильтра для воздуха - 1шт.




104. Крышка накопительного бака - 2шт. (Не более (при необходимости))



105. Крючок для натяжения пружины - 8шт. (Не более (при необходимости))




106. Крючок для цепи - 2шт. (Не более (при необходимости))



107. Левая панель облицовки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



108. Левый рычаг двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




109. Левый кронштейн двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



110. Линза корпуса светодиодного модуля - 1шт. (при необходимости)




111. Лицевая декоративная панель двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




112. Магнитный микровыключатель - 2шт. (Не более (при необходимости))




113. Манометр пневморедуктора - 1 шт. (при необходимости)




114. Металлическая панель панели управления выгрузки - 1шт. (при необходимости)



115. Металлическая панель панели управления загрузки - 1 шт.




116. Микровыключатель - 8шт. (Не более (при необходимости))



117. Микровыключатель положения шарового крана - 1шт. (при необходимости)



118. Модуль считывания с датчиков вращения - 1 шт. (при необходимости)




119. Мотор-редуктор привод заслонки - 1 шт. (при необходимости)



120. Нагревательный элемент для воздуха - 1шт. (при необходимости)




121. Направляющая для корзины - 2шт. (при необходимости)




122. Направляющие для контейнера detergente - 2шт. (при необходимости)



123. Насос подкачки воды - 1 шт. (при необходимости)



124. Нижний электронагреватель (ТЭН) - 2шт.




125. Нижний патрубок подвод воды в камеру - 1 шт.




126. Нижний разбрызгиватель - 1 шт.




127. Нижний фильтр грубой очистки - 1 шт.




128. Нижняя опора нижний патрубок подвод воды в камеру - 1 шт




129. Обратный клапан - 5шт. (Не более (при необходимости))




130. Фильтр на входе воды - 5шт. (Не более (при необходимости))




131. Ось заслонки - 1 шт. (при необходимости)



132. Ось крепления кронштейна крепления пружины - 4шт. (Не более (при необходимости))



133. Ось петель двери - 4шт. (Не более (при необходимости))




134. Плавкие предохранители - 8шт. (Не более (при необходимости))




135. Пластиковая вставка камеры для прокладки двери - 4шт. (Не более (при необходимости))




136. Пластина крепления для реле давления - 1 шт. (при необходимости)




137. Пластина крепления механизма блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



138. Плата управления принтера - 1 шт. (при необходимости)



139. Платы управления МДМ - 5шт. (Не более (при необходимости))




139. Платы управления МДМ - 5шт. (Не более (при необходимости))




139. Платы управления МДМ - 5шт. (Не более (при необходимости))




140. Пневмоклапан - 3шт. (Не более (при необходимости))



141. Пневморедуктор с влагоотделителем - 1 шт. (при необходимости)




142. Пневмоцилиндр - 2шт. (Не более (при необходимости))



143. Правая панель облицовки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



144. Правый рычаг двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




145. Правый кронштейн двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



146. Преобразователь давления - 1 шт. (при необходимости)




147. Принтер (встраиваемый) - 1 шт. (при необходимости)



148. Пружина втулки подачи воды в камеру - 2шт.




149. Пружина клапанной заслонки подачи воды в камеру - 1 шт.




150. Пружины двери - 8шт. (Не более (при необходимости))



151. Разбрызгиватель верхний - 1шт.



152. Рама двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



153. Рамка крепления стекла - 2шт. (Не более (при необходимости))




154. Рампа налива воды в камеру - 1шт.




155. Рампа отведения конденсата - 1шт. (при необходимости)




156. Рампа отвода воздуха из камеры - 1 шт. (при необходимости)




157. Рампа подачи воды в камеру - 1 шт.




158. Регулируемые опоры - 4шт.



159. Регулятор подачи воздуха - 2шт. (Не более (при необходимости))



160. Резьбовая втулка крепления рампы отвода воздуха к камере - 1 шт. (при необходимости)




161. Реле давления - 6шт. (Не более (при необходимости))




162. Реле электромагнитные - 1 шт. (при необходимости)




163. Реле электромагнитные с держателем - 5шт. (Не более (при необходимости))



163. Реле электромагнитные с держателем - 5шт. (Не более (при необходимости))




164. Решетка фильтра грубой очистки для ванны камеры - 1 шт.



165. Ролик цепи - 2шт. (Не более (при необходимости))




166. Ручка двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




167. Рычаг ручной разблокировки механизма - 2шт. (Не более (при необходимости))



168. Светодиодный модуль подсветки - 1шт. (при необходимости)




169. Сенсор рН воды - 1шт. (при необходимости)




170. Сенсор электропроводимости воды - 1 шт. (при необходимости)




171. Сетевой фильтр - 1шт. (при необходимости)




172. Сетчатый фильтр грубой очистки для ванны камеры - 1 шт.



173. Соединительная втулка для привода заслонки - 1шт. (при необходимости)



174. Соленойдный дренажный клапан - 1шт.



175. Сопло разбрызгиватель подачи воды - 1 шт. (при необходимости)



176. Стекла́нная вставка́ двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




177. Считыватель RFID метки - 1шт. (при необходимости)




178. Считыватель штрих кода - 1 шт. (при необходимости)



179. Терморегулятор - 5шт. (Не более (при необходимости))




180. Термореле - 5шт. (Не более (при необходимости))




а
р. 02

181. Трансформатор - 1шт. (при необходимости)




182. Трубка подачи воды в камеру - 1шт.




183. Трубки дозирующего насоса детергента - 4шт. (Не более (при необходимости))




184. Трубки подачи детергента в камеру - 2шт.



185. Электронагреватель (ТЭН) для воды - 3шт. (Не более (при необходимости))



186. Усилитель двери в месте крепления петли - 4шт. (Не более (при необходимости))



187. Фильтр воздушный - 1 шт.



188. Фильтр грубой очистки - 1 шт.



189. Фильтр умягчитель воды - 1 шт. (при необходимости)




190. Центрирующая шайба штока заглушки подачи воды в камеру - 2шт. (Не более (при необходимости))



191. Цепь - 2шт. (Не более (при необходимости))




192. Цоколь моечной машины - 1 шт.






194. Шланг сливной - 1 шт. (при необходимости)



195. Шланги подвода воды - 3шт. (при необходимости)




196. Шток заглушки подачи воды в камеру - 2шт. (Не более (при необходимости))



197. Эксцентрик электродвигателя механизма блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



198. Электродвигатель привода механизма блокировки двери - 2шт. (Не более (при необходимости))



199. Электромагнитный клапан - 3шт. (Не более (при необходимости))



200. Пластиковый бокс - 2шт. (Не более (при необходимости))



ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения
МДМ 8/1, МДМ 8/2

Серийный N°:


ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ
по ТУ 32.50.50-002-18025526-2018
в вариантах исполнения
МДМ 10/1, МДМ 10/2

Серийный N°:

202. Программное обеспечение - 1 шт.



ПРОШЕГО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА (СБ)

214

