

«Утверждаю»

Директор
ООО «ТПО «Оптика Перспектива»

Борисов В.В.

« ____ » 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению линз очковых для коррекции зрения неорганического стекла и полимерного материала с покрытием-фильтром: однофокальные, бифокальные, стигматические, астигматические, асферические, производства фирмы «COVIS OPTIC CO., LTD», Республика Корея, (Ковис Оптик Ко., Лтд.)

1. Линзы очковые для коррекции зрения применяются для производства корректирующих очков изготавливаемых для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским, профессиональным и эстетическим показаниям.
2. Линзы очковые для коррекции зрения подбираются в соответствии с рецептом врача.
3. Противопоказанием к применению можно считать:
 - индивидуальная непереносимость данного вида коррекции зрения;
 - невозможность коррекции зрения данным методом.
4. Линзы очковые для коррекции зрения фиксируются оправой в заданном положении.
5. Правила хранения и использования:
 - транспортировка линз очковых для коррекции зрения производится всеми видами крытого транспорта.
 - не допускается прикладывать к линзам очковым значительные механические усилия;
 - готовые очки следует хранить в футляре либо в иной упаковке исключающей возможность механического повреждения;
 - срок сохраняемости линз: из полимерного материала – не менее 5 лет, из неорганического стекла - не менее 10 лет.;
 - протирать линзы очковые можно только замшевой или иной мягкой салфеткой;
 - не допускается класть готовые очки линзами вниз на твердую поверхность