

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Артрекс»
Паустьян А.В.



«16» сентября 2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Шейвер Synergy Resection для артроскопических операций с принадлежностями



Шейвер Synergy Resection для артроскопических операций




Педаль управления стандартная.




Педаль управления многофункциональная.



Педадь дистанционного управления многофункциональная.



Кабель электропитания.



Кабель соединительный- не более 10 шт.



Вентили соединительные – не более 10 шт.



Рукоятка шейверная к фрезам и бурам.



Рукоятка шейверная к лезвиям.



Рукоятка шейверная к сверлам.



Рукоятка шейверная со встроенным кабелем к фрезам и бурам – не более 50 шт.



Рукоятка шейверная со встроенным кабелем к лезвиям – не более 50 шт.



Рукоятка шейверная со встроенным кабелем к сверлам - не более 50 шт.



Прокладки соединительные – не более 10 шт.



Ключ фиксирующий – не более 10 шт.




Фрезы одноразовые – не более 1000 шт.



Лезвия одноразовые – не более 1000 шт.



Сверла одноразовые – не более 1000 шт.



Буры одноразовые – не более 1000 шт.

всего прошито и
пронумеровано 20 листов

