

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АИН»



Шаров В.И.

«25» марта 2019г.

Фотографические изображения наборов

Медицинское изделие для диагностики *in vitro*

«Экспресс-тесты иммунохроматографические для выявления прокальцитонина «ИХА Прокальцитонин»», в комплектациях: «ИХА Прокальцитонин 100», «ИХА Прокальцитонин 500», «ИХА Прокальцитонин 5000» «ИХА Прокальцитонин 100+500», «ИХА Прокальцитонин 500+5000», «ИХА Прокальцитонин 100+500+5000»

Москва, 2019

Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 100

Произведено: 01.2018

Годен до: 01.2020

Лот: 181031-07

Арт.: 1M0401-11H1

РУ №XXX 2018/12345 от xx.xx.xxxx

ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.


Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; aln.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).



ИХА Прокальцитонин 100

Одна тест-полоска
иммунохроматографическая
в кассете – 1 шт

Лот: 181031-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020





Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина


ИХА Прокальцитонин 100


Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020
Лот: 181031-07
Арт.: 1M0401-11H1
РУ №ХХХ 2018/12345 от ХХ.ХХ.ХХХХ
ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:
тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые палетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение и инструкции – 1 шт.

Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.rnbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).








ИХА Прокальцитонин 100 Карта пациента

пациент _____

дата _____

время _____

результат _____



ИХА Прокальцитонин Тесты иммунохроматографические для выявления прокальцитонина

НАЗНАЧЕНИЕ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» предназначены для *in vitro* полуколичественного обнаружения прокальцитонина в сыворотке человека.

Прокальцитонин (ПКТ) — это предшественник гормона кальция при бактериальной инфекции повышается концентрация на прокальцитонин используется для диагностики и контроля бактериальной инфекции и сепсиса, которые могут возникнуть после операции, трансплантации, воспалительного процесса, постинфекционных, послеоперационного состояния.

Тесты «ИХА Прокальцитонин» проявляют высокую чувствительность в выявлении бактериального сепсиса.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» имеют следующие комплекты:
 «ИХА Прокальцитонин 100» (определяемая концентрация 0,1 нг/мл)
 «ИХА Прокальцитонин 500» (определяемая концентрация 0,5 нг/мл)
 «ИХА Прокальцитонин 5000» (определяемая концентрация 5 нг/мл)
 «ИХА Прокальцитонин 5000+5000» (определяемая концентрация 0,5 и 5 нг/мл)
 «ИХА Прокальцитонин 5000+5000» (определяемая концентрация 0,5 и 5 нг/мл)
 Каждый индивидуальный тест, термически упакованный в пакет.

ИХА Прокальцитонин 100

РЭД

ИХА Прокальцитонин 100

Одна тест-полоска
иммунохроматографическая
в кассете – 1 шт.
Лот: 181031-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020

ИХА Прокальцитонин 100

Карта пациента

пациент

дата

время

результат

РЭД

≥ 2 ☐ ≈ 2

$\geq 0,5$ ☐ $\approx 0,5$

$\geq 0,1$ ☐ $\approx 0,1$

$< 0,1$ ☐

Ориентировочная
концентрация ПКТ, нг/мл

ИХА Прокальцитонин 100

Одна тест-полоска
иммунохроматографическая
в кассете – 1 шт.
Лот: 181031-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020

РЭД

15°C 30°C

15°C 30°C

ИХА Прокальцитонин 100

Пилетки
для отбора пробы – 10 шт.

Лот: 181031-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020

РЭД

15°C 30°C

15°C 30°C

ИХА Прокальцитонин

Тесты иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

РЭД

Рос.сервисная
Экспресс-Диагностика

НАЗНАЧЕНИЕ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» предназначены для *in vitro* одноступенчатого быстрого полуколичественного обнаружения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека.

Прокальцитонин (ПКТ) — это предшественник гормона кальцитонина. Установлено, что при бактериальной инфекции повышается концентрация ПКТ в крови. Анализ на прокальцитонин используется для диагностики и контроля терапии тяжелой бактериальной инфекции и сепсиса, которые могут возникнуть в результате травм, ожогов, трансплантации, воспалительного процесса, постнатального периода у новорожденных, послеоперационного состояния.

Тесты «ИХА Прокальцитонин» проявляют высокую чувствительность и специфичность в выявлении бактериального сепсиса.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» имеют следующие комплектации:
«ИХА Прокальцитонин 100» (определяемая концентрация 0,1 нг/мл);
«ИХА Прокальцитонин 500» (определяемая концентрация 0,5 нг/мл);
«ИХА Прокальцитонин 5000» (определяемая концентрация 5 нг/мл);
«ИХА Прокальцитонин 100+500» (определяемая концентрация 0,1 и 0,5 нг/мл);
«ИХА Прокальцитонин 500+5000» (определяемая концентрация 0,5 и 5 нг/мл);
«ИХА Прокальцитонин 100+500+5000» (определяемая концентрация 0,1, 0,5 и 5 нг/мл).

Каждый индивидуальный тест, герметично упакованный в пакет из композитного

Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 500

Произведено: 01.2018

Годен до: 01.2020

Лот: 181032-07



Арт.: 1M0402-11H1

РУ №ХХХ 2018/12345 от ХХ.ХХ.ХХХХ

ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.



Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).

ИХА Прокальцитонин 500

Одна тест-полоска
иммунохроматографическая
в кассете – 1 шт

Лот: 181032-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020



Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина



ИХА Прокальцитонин 500


Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020
Лот: 181032-07
Арт.: 1M0402-11H1
РУ №ХХХ 2018/12345 от ХХ.ХХ.ХХХХ
ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.

Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).





Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 5000

Произведено: 01.2018

Годен до: 01.2020

Лот: 181033-07

Арт.: 1M0403-11H1

РУ №XXX 2018/12345 от xx.xx.xxxx

ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.



Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).

ИХА Прокальцитонин 5000

Одна тест-полоска
иммунохроматографическая
в кассете – 1 шт


Лот: 181033-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020



Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 5000

Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020
Лот: 181033-07
Арт.: 1M0403-11H1
РУ №ХХХ 2018/12345 от ХХ.ХХ.ХХХХ
ТУ 21.20.23-001-0223595-2017





Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.



Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).





ИХА Прокальцитонин 5000

Карта пациента

пациент	_____	≥50	☐	≥50 нг/мл
дата	_____	≥20	☐	≥20 нг/мл
время	_____	≥5,0	☐	≥5,0 нг/мл
результат	_____	<5,0	☐	<5,0 нг/мл

Ориентировочная концентрация пКТ, нг/мл

ИХА Прокальцитонин 5000

Одна тест-полоска
иммунохроматографическая
в упаковке – 1 шт.

Лот: 181033-07
Произведена: 01.2018
Годен до: 01.2020

ИХА Прокальцитонин 5000

Пилетки
для отбора пробы – 10 шт.

Лот: 181033-07
Произведена: 01.2018
Годен до: 01.2020

ИХА Прокальцитонин

Тесты иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

НАЗНАЧЕНИЕ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» предназначены для *in vitro* однократного быстрого полуколичественного обнаружения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека.

Прокальцитонин (пКТ) — это предшественник гормона кальцитонина. Установлено, что при бактериальной инфекции повышается концентрация пКТ в крови. Анализ на прокальцитонин используется для диагностики и контроля терапии тяжелой бактериальной инфекции и сепсиса, которые могут возникнуть в результате травмы, ожогов, трансплантации, воспалительного процесса, послеродового периода у новорожденных, послеоперационного состояния.

Тесты «ИХА Прокальцитонин» проявляют высокую чувствительность и специфичность в выявлении бактериального сепсиса.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Тесты «ИХА Прокальцитонин» имеют следующие комплектации:
- «ИХА Прокальцитонин 100» (определяемая концентрация 0,1 нг/мл);
 - «ИХА Прокальцитонин 500» (определяемая концентрация 0,5 нг/мл);
 - «ИХА Прокальцитонин 5000» (определяемая концентрация 5 нг/мл);
 - «ИХА Прокальцитонин 100+500» (определяемая концентрация 0,1 и 0,5 нг/мл);
 - «ИХА Прокальцитонин 500+5000» (определяемая концентрация 0,5 и 5 нг/мл);
 - «ИХА Прокальцитонин 100+500+5000» (определяемая концентрация 0,1, 0,5 и 5 нг/мл).

Каждый индивидуальный тест, термически упакованный в пакет из комбинированного

Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 100 + 500

Произведено: 01.2018

Годен до: 01.2020

Лот: 181034-07


Арт.: 1M0404-12H1

РУ №XXX 2018/12345 от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.



Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).

**ИХА Прокальцитонин
100+500**

Две тест-полоски
иммунохроматографические
в кассете – 1 шт

Лот: 181034-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020



Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина



**ИХА Прокальцитонин
100 + 500**


Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020
Лот: 181034-07
Арт.: 1M0404-12H1
РУ №ХХХ 2018/12345 от ХХ.ХХ.ХХХХ
ТУ 21.20.23-001-02223595-2017


Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пилетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.

Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).







Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 500 + 5000

Произведено: 01.2018

Годен до: 01.2020

Лот: 181035-07

Арт.: 1M0405-12H1

РУ №ХХХ 2018/12345 от ХХ.ХХ.ХХХХ

ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.


Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).



**ИХА Прокальцитонин
500+5000**

Две тест-полоски
иммунохроматографические
в кассете – 1 шт

Лот: 181035-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020



Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина


**ИХА Прокальцитонин
500 + 5000**


Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020
Лот: 181035-07
Арт.: 1810405-12H1
РУ №ФСХ 2018/12345 от 01.01.2018
ТУ 21.20.23-001-02228595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт;
пластиковые палочки – 10 шт;
карты пациента – 10 шт; паспорт – 1 шт;
приложение к инструкции – 1 шт.

Произведено по заказу ООО РЭД компания ООО АИИ
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5, aii.info@gmail.com, +7 495 954 12 67)







ИХА Прокальцитонин 5000

Пациента

ИХА Прокальцитонин 500

Карта пациента

Пациент: _____

Дата: _____

Время: _____

Результат: _____


Ориентировочная концентрация ПКТ, нг/мл

≥10 ☐ ~10

≥2.0 ☐ ~2.0

≥0.5 ☐ ~0.5

<0.5 ☐



ИХА Прокальцитонин

Тесты иммунохроматографические для выявления прокальцитонина

НАЗНАЧЕНИЕ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» предназначены для быстрого полуколичественного обнаружения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека.

Прокальцитонин (ПКТ) — это предшественник гормона кальцитонина. Установлено, что при бактериальной инфекции повышается концентрация ПКТ в крови. Анализ на прокальцитонин используется для диагностики и контроля течения тяжелой бактериальной инфекции и сепсиса, которые могут возникнуть в результате травм, ожогов, трансплантации, воспалительного процесса, постнатального периода у новорожденных, послеоперационного состояния.

Тесты «ИХА Прокальцитонин» проявляют высокую чувствительность и специфичность в выявлении бактериального сепсиса.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Тесты «ИХА Прокальцитонин» имеют следующие комплектации:

- «ИХА Прокальцитонин 100» (определяемая концентрация 0.1 нг/мл);
- «ИХА Прокальцитонин 500» (определяемая концентрация 0.5 нг/мл);
- «ИХА Прокальцитонин 5000» (определяемая концентрация 5 нг/мл);
- «ИХА Прокальцитонин 100+500» (определяемая концентрация 0.1 и 0.5 нг/мл);
- «ИХА Прокальцитонин 500+5000» (определяемая концентрация 0.5 и 5 нг/мл);
- «ИХА Прокальцитонин 100+500+5000» (определяемая концентрация 0.1, 0.5 и 5 нг/мл).

Каждый индивидуальный тест, герметично упакованный в пакет из композитного

Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

ИХА Прокальцитонин 100 + 500 + 5000

Произведено: 01.2018

Годен до: 01.2020

Лот: 181036-07

Арт.: 1M0406-13H1

РУ №XXX 2018/12345 от xx.xx.xxxx

ТУ 21.20.23-001-02223595-2017

Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение к инструкции – 1 шт.

Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).



**ИХА Прокальцитонин
100+500+5000**

Три тест-полоски
иммунохроматографические
в кассете – 1 шт

Лот: 181036-07
Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020






Экспресс-тесты
иммунохроматографические
для выявления прокальцитонина

**ИХА Прокальцитонин
100 + 500 + 5000**


Произведено: 01.2018
Годен до: 01.2020
Лот: 181036-07
Арт.: 1M0406-13H1
РУ №XXX 2018/12345 от XX.XX.XXXX
ТУ 21.20.23-001-02223595-2017


Состав набора:

тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.;
одноразовые пластиковые пилетки – 10 шт.;
карты пациента – 10 шт.; паспорт – 1 шт.;
приложение и инструкции – 1 шт.



Произведено по заказу ООО РЭД компанией ООО АИН
(Москва, Ленинский проспект, д.33 стр. 5; ain.inbi@gmail.com, +7 495 954 13 67).





Зерпаметри гурпаст
Марта Н.Н.

