

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Арсенал»



Колганов С.Ю.

2018 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ланцеты одноразовые Qlance

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd. (Сучжоу Чжэнь У Медикал Ко.,Лтд.)

Адрес места производства: No.248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhu Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

Фото 1 – Пример маркировки групповой упаковки – Автоматические ланцеты Qlance.
Макет маркировки для Автоматического ланцета Qlance Active.





Фото 2 – Пример маркировки групповой упаковки - Ланцеты для ручек Qlance Twist (по 100 шт.).
Макет маркировки для Ланцета для ручек Qlance Twist 1F.



Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.
Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhu Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



6 923376 500018 >

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.2018.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 1F.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



Фото 3 – Пример маркировки групповой упаковки – Ланцеты для ручек Qlance Twist (накетты).
 Макет маркировки для Ланцета для ручек Qlance Twist 1F.



28G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 1F

Совместимы с прокалывателями АссuСheck.
 Глубина прокола регулируется на вашем устройстве.

10 шт

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно • нетоксично • стерильно




Фото 4 - Пример маркировки транспортной упаковки для Ланцетов для ручек Qlance Twist
Макет маркировки для Ланцетов для ручек Qlance Twist (Часть 1)



Фото 5 – Пример маркировки транспортной упаковки для Ланцетов для ручек Qlance Twist
Макет маркировки для Ланцетов для ручек Qlance Twist (Часть 2)



Фото 6 – Пример маркировки транспортной упаковки для Ланцетов для ручек Qlance Twist
Макет маркировки для Ланцетов для ручек Qlance Twist (Часть 3)




Фото 7 – Пример маркировки стикера транспортной упаковки для Ланцетов для ручек Qlance Twist
Макет маркировки стикера для Ланцетов для ручек Qlance Twist 1F.

TWIST 1F

размер иглы	_____	28G
количество	_____	20 000 шт
вес нетто / брутто	_____	12 / 12,8 кг
габариты	_____	370 x 340 x 400 мм

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.2018. Ланцеты для ручек Qlance Twist 1F.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от – 20 до +50 °С. Вид отправки – почтовой посылкой, автомобилями, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от – 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67; info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



Фото 8 – Пример маркировки транспортной упаковки для Автоматических ланцетов Qlance.
Макет маркировки для Автоматического ланцета Qlance Active (Часть 1)

Qlance автоматические ланцеты



20 x 100 шт



10



Фото 9 – Пример маркировки транспортной упаковки для Автоматических ланцетов Qlance.
Макет маркировки для Автоматического ланцета Qlance Active (Часть 2)



Фото 10 – Пример маркировки транспортной упаковки для Автоматических ланцетов Qlance.
Макет маркировки для Автоматического ланцета Qlance Active (Часть 3)



Фото 11 – Пример маркировки стикера транспортной упаковки для Автоматических ланцетов Qlance.
Макет маркировки стикера для Автоматического ланцета Qlance Active.

ACTIVE

размер иглы / глубина прокола  **17G / 2,0 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.2018. Автоматические ланцеты Qlance Active.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от – 20 до +50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от – 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



Сшито и пронумеровано
12 (двенадцать) листов.

Директор ООО «Арсенал»

Колганов С.В.

22.11.2018



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Арсенал»



Колганов С.Ю.

«24» июня 2019 г.

М.П.


МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ланцеты одноразовые Qlance


Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd. (Сучжоу Чжэнь У Медикал Ко.,Лтд.)

Адрес места производства: No.248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhu Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China


1-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Deep Lite









4-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Dia Lite




5-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Dia




6-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Dia Plus




7-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Lite




8-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Lite Plus




9-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Ultra




10-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance: Uni Lite




11-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Extra Lite




12-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Universal




13-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Norma




14-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Extra




15-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Deep




16-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Super




17-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance: Super Plus




18-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: NEO




19-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Maxi



20-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Active





22-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 1T (по 100 шт.)



28G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 1T

Совместимы с ручками:


- Autolet
- Microlet
- Autolet Mini
- Glucolet
- Hemalet
- Soft Touch
- Autolet Lancet
- BD Lancet Device
- Penlet II
- Monojector

100 шт

Ланцеты
100 штук



1. Поверните
2. Потяните
3. Выбрасывайте
после использования



28G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 1T

Лезвие тройной оранки гарантирует наиболее безболезненный прокол. Конструкция универсальна — ланцет подходит к большинству прокалывателей. Глубина прокола регулируется на вашем устройстве.

100 шт



28G

Ланцеты

Qlance Twist 1T

Осторожно:

Не используйте ланцет, если колпачок снят до использования. Не оставляйте ланцет в устройстве.



без латекса • нетоксично • стерильно • апилогенно

Условия хранения: следует хранить при температуре от -10 до 40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

РУ №ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX года. Ланцеты для ручек Qlance Twist 1T.

Производитель: «Сучжоу Чжэнью Медикал Ко., Лтд.», Китай (Suzhou Zhenyu Medical Co., Ltd., No. 248, Chijawen Road, Beishe Town, Fenhui Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China). Сделано в Китае.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4, 8-800-505-46-23, +7-383-312-07-67, info@arsenal.ru, www.arsenal.ru



Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.
Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhua Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 1T.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



28G

Ланцеты для ручек

10 шт

Qlance Twist 1T

Совместимы с прокалывателями:

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| ● Autolet | ● Glucolet | ● Penlet II |
| ● Autolet Lancet | ● Nemalet | ● Satellite |
| ● Autolet Mini | ● Microlet | ● Soft Touch |
| ● BD Lancet Device | ● Monojector | |

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.
 апиrogenно • нетоксично • стерильно



61563
26.09.2019

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhua Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 1Г.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



28G

Ланцеты для ручек

25 шт

Qlance Twist 1Г

Совместимы с прокалывателями:

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| • Autolet | • Glucolet | • Penlet II |
| • Autolet Lancet | • Nemalet | • Satellite |
| • Autolet Mini | • Microlet | • Soft Touch |
| • BD Lancet Device | • Monojector | |

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно • нетоксично • стерильно


STERILE

R

2

H

25-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 2Т (по 100 шт.)



Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhu Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 2T.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



30G

Ланцеты для ручек

10 шт

Qlance Twist 2T

Совместимы с прокалывателями:

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| • Autolet | • Glucolet | • Penlet II |
| • Autolet Lancet | • Nemalet | • Satellite |
| • Autolet Mini | • Microlet | • Soft Touch |
| • BD Lancet Device | • Monojector | |

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно • нетоксично • стерильно

STERILE R 2 H

61563
26.09.2019

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhu Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 2T.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



30G

Ланцеты для ручек

25 шт

Qlance Twist 2T

Совместимы с прокалывателями:

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| • Autolet | • Glucolet | • Penlet II |
| • Autolet Lancet | • Nemalet | • Satellite |
| • Autolet Mini | • Microlet | • Soft Touch |
| • BD Lancet Device | • Monojector | |

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно • нетоксично • стерильно



28-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 1F (по 100 шт.)



Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhua Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 1F.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



28G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 1F

Совместимы с прокалывателями АссисЧек.
Глубина прокола регулируется
на вашем устройстве.

10 шт

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно • нетоксично • стерильно

STERILE R (2) H

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhua Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 1F.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



28G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 1F

Совместимы с прокалывателями АссисЧек.
Глубина прокола регулируется
на вашем устройстве.

25 шт

Дата производства / № партии (LOT):


Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апиогенно • нетоксично • стерильно

STERILE R 2 H

61563
26.09.2019

31-Групповая упаковка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 2F (по 100 шт.)



Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.
Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhua Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 2F.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



30G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 2F

Совместимы с прокалывателями АссиСheck.
Глубина прокола регулируется
на вашем устройстве.

10 шт

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно • нетоксично • стерильно



Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал», 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4. www.arsenaln.ru, 8 (800) 505-46-23.

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., № 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhu Development Area, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX.

Ланцеты для ручек Qlance Twist 2F.

Способ применения:

1. Поверните колпачок.
2. Потяните.
3. Выбрасывайте после использования.



30G

Ланцеты для ручек

Qlance Twist 2F

Совместимы с прокалывателями АссусЧек.
Глубина прокола регулируется
на вашем устройстве.

25 шт

Дата производства / № партии (LOT):

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

апирогенно - нетоксично - стерильно



DEEP LITE

размер иглы / глубина прокола  **30G / 2,4 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Deep Lite.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijianwan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



SUPER LITE

размер иглы / глубина прокола  **30G / 1,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012.130-43 от ХХ.ХХ.ХХХХ. Автоматические ланцеты Qlance Super Lite.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от – 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от – 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»,
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fentou Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



36-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Mini

MINI

размер иглы / глубина прокола  **29G / 1,5 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012.13043 от XX.XX.XXXX Автоматические ланцеты Qlance Mini.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от -20 до +50 °C. Вид отправки - почтовой посылкой, автомобилями, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



37-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Dia Lite

DIA LITE

размер иглы / глубина прокола  **28G / 1,5 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Dia Lite

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки: почтовой посылкой, автомобилями, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+ 7 (383) 312 07 67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



38-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Dia

DIA

размер иглы / глубина прокола  **28G / 1,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012/13043 от ХХ.ХХ.ХХХХ. Автоматические ланцеты Qlance Dia.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+ 7 (383) 312 07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Benshe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



39-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Dia Plus

DIA PLUS

размер иглы / глубина прокола  **28G / 2,4 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012.13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Dia Plus.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd..
№ 248, Chijawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



40-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Lite

LITE

размер иглы / глубина прокола  **26G / 1,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012.13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Lite.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от - 20 до + 50 °C
Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности --- 5 лет

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+ 7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



41-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Lite Plus

LITE PLUS

размер иглы / глубина прокола  **26G / 2,4 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012 13043 от XX.XX.XXXX Автоматические ланцеты Qlance Lite Plus

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °C. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности 5 лет

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenal.ru, www.arsenal.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



42-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Ultra

ULTRA

размер иглы / глубина прокола  **25G / 1,5 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012.13043 от XX.XX.XXXX Автоматические ланцеты Qlance Ultra.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



43-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Uni Lite

UNI LITE

размер иглы / глубина прокола  **23G / 1,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Uni Lite

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °C. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности - 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenal.ru, www.arsenal.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



44-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Extra Lite

EXTRA LITE

размер иглы / глубина прокола  **23G / 2,2 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Extra Lite.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от -20 до +50 °C. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chujiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



UNIVERSAL

размер иглы / глубина прокола  **21G / 1,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Universal.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



NORMA

размер иглы / глубина прокола  **21G / 2,2 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Norma.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от -20 до +50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



47-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Extra

EXTRA

размер иглы / глубина прокола  **21G / 2,4 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012 13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Extra.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.
№ 248, Chijawen Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



48-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Deep

DEEP

размер иглы / глубина прокола  **21G / 2,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Deep

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °C. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности - 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



49-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Super



размер иглы / глубина прокола  **18G / 1,8 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012/13043 от ХХ.ХХ.ХХХХ. Автоматические ланцеты Qlance Super.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °С. Водить отправки почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



SUPER PLUS

размер иглы / глубина прокола  **18G / 2,4 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012.13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Super Plus

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °С. Вид отправки почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



51-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: NEO

NEO

размер иглы / глубина прокола  **17G / 1,2 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX.XXXX Автоматические ланцеты Qlance Neo.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



52-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Maxi

MAXI

размер иглы / глубина прокола  **17G / 1,4 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012-13043 от XX.XX.XXXX. Автоматические ланцеты Qlance Maxi

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80% в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenal.ru, www.arsenal.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



53-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Active

ACTIVE

размер иглы / глубина прокола  **17G / 2,0 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012 13043 от ХХ.ХХ.ХХХХ. Автоматические ланцеты Qlance Active

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312 07 67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



54-Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Автоматические ланцеты Qlance: Special

SPECIAL

размер иглы / глубина прокола  **21G / 2,0 мм**

количество  **2000 шт**

вес нетто / брутто  **6,8 / 7,2 кг**

габариты  **485 x 200 x 220 мм**

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX Автоматические ланцеты Qlance Special.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67. info@arsenaln.ru. www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China





56 – Маркировка транспортной упаковки для Автоматических ланцетов Qlance (Часть 2)





58- Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 1T

TWIST 1T

размер иглы

28G

количество

20 000 шт

вес нетто / брутто

12 / 12,8 кг

габариты

370 x 340 x 400 мм

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX. Ланцеты для ручек Qlance Twist 1T.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от - 20 до + 50 °С. Вид отправки почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до + 40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312 07 67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijawen Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



59- Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 2T

TWIST 2T

размер иглы

30G

количество

20 000 шт

вес нетто / брутто

12 / 12,8 кг

габариты

370 x 340 x 400 мм

РУ № ФСЗ 2012/13043 от ХХ.ХХ.ХХХХ. Ланцеты для ручек Qlance Twist 2T

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре: от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+ 7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



60- Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 1F

TWIST 1F

размер иглы

28G

количество

20 000 шт

вес нетто / брутто

12 / 12,8 кг

габариты

370 x 340 x 400 мм

РУ № ФСЗ 2012 13043 от XX.XX.XXXX. Ланцеты для ручек Qlance Twist 1F.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от - 20 до + 50 °С. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от - 10 до +40 °С и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312-07-67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijiawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China



61- Транспортная маркировка медицинского изделия «Ланцеты одноразовые Qlance», Ланцеты для ручек Qlance Twist: 2F

TWIST 2F

размер иглы

30G

количество

20 000 шт

вес нетто / брутто

12 / 12,8 кг

габариты

370 x 340 x 400 мм

РУ № ФСЗ 2012/13043 от XX.XX.XXXX. Ланцеты для ручек Qlance Twist 2F.

Условия транспортировки: Ланцеты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортировать при температуре от -20 до +50 °C. Вид отправки - почтовой посылкой, автомашинами, самолетами, контейнерами.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности ниже 80%, в хорошо проветриваемом помещении без коррозионно-активных газов. Срок годности — 5 лет.

Уполномоченный представитель: ООО «Арсенал»
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 16, офис 4
+7 (383) 312 07 67, info@arsenaln.ru, www.arsenaln.ru

Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd.,
№ 248, Chijawan Road, Beishe Town, Fenhui Development Area,
Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China






63 - Маркировка транспортной упаковки для Ланцетов для ручек Qlance Twist (Часть 2)



64 - Маркировка транспортной упаковки для Ланцетов для ручек Qlance Twist (Часть 3)





Сшиты и промаркированы
65 (шестьдесят пять) штук
Директор ООО "Арсенал"
[Подпись]
Колганов С.Ю.

