

Инструкция по применению медицинского изделия:

«Насадки-распылители для орального, назального и кожного применения лекарственных средств, горизонтального и вертикального типа».

«Насадки-распылители для орального, назального и кожного применения лекарственных средств, горизонтального и вертикального типа» предназначены для комплектации флаконов с лекарственными средствами с целью обеспечения их распыления согласно показаниям к применению. Используемые для производства насадок материалы позволяют гарантировать безопасность их применения, как в отдельности, так и в совокупности с любым из применяемых подобным образом лекарственных средств. Изделия не придают лекарственным средствам посторонних запахов. Насадки устойчивы к обработке дезинфекционными растворами и термической обработке. Обеспечивают достаточную герметичность флакона и укупорку его содержимого.

Внимание! Перед использованием насадок убедитесь в том, что выбранные насадки полностью соответствуют флаконам для лекарственных средств. Подбирайте насадки исходя из типа приготавливаемого лекарственного средства. Убедитесь в том, что тип соединения насадки и флакона совпадает. Не используйте насадки иначе, чем для комплектования флаконов с приготовленными лекарственными средствами. Не используйте насадки при наличии видимых повреждений поверхности. Насадки не должны удаляться с флаконов с готовыми лекарственными средствами. После использования насадки должны быть утилизированы в соответствии с национальными требованиями по утилизации подобных материалов.

Производитель: "AERO PUMP GMBH" (др.Рубен Раузинг штрассе, 9, 65239, ФРГ).

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, выполнением гарантийных обязательств, обращайтесь к официальному представителю в Российской Федерации - компании ООО «Инженерно-маркетинговое бюро». Адрес: 127299, Россия, Москва, ул.Клары Цеткин, 4/6. Телефон/факс: 095-159-90-31. e-mail: imb@ultranet.ru.