

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУМЭКС Медикал»

Н.В. Макарова

«01» октября 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАБОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ AquaFree Natural
в вариантах исполнения: AquaFree Natural, AquaFree Natural Preloaded,
AquaFree Natural Toric Preloaded




Рисунок 1 – Потребительская упаковка, вид спереди
(вариант исполнения AquaFree Natural)

SN: 19-AFN-590013

+24.0D



+M554AFN24.0P



-2403719AFN590013S



2024-02



2019-02

Aspheric

A 118.7

**AquaFree
Natural**

Overall Diameter: 13.0mm

Optic Diameter: 6.0mm

Haptic Angle: 0 degree

AC Depth: 5.57

One piece posterior chamber biconvex IOL
Soft Hydrophobic Acrylic
Aspheric optic with Blue and UV absorber
"A" Constant: Theoretically Derived.


RUMEX INTERNATIONAL LTD

Набор офтальмологический
AquaFree™ Natural

Состав:

1. Интраокулярная линза AquaFree™ Natural в держателе с фиксатором – 1 шт.
2. Идентификационная карточка пациента – 1 шт.
3. Информационные наклейки – 10 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

STERILE EO



PRESS OPEN

CONTAINS NO LATEX



RUMEX INTERNATIONAL LTD

311 Shoreham Street, Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK

E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk

www.rumexinternational.ltd.uk



Страна происхождения: США

Производитель: «Румекс Интернешнл Лтд», Великобритания

RumexInternational LTD, 311 Shoreham street, Sheffield, South Yorkshire, S2 4FA, UK

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РУМЭКС Медикал» 123592, г. Москва, ул. Кулакова д. 20 стр. 16. Тел: +7 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ 20__ года

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °C до 45 °C

Дата изготовления/Номер партии/Артикул/

Срок годности – см. на упаковке.

Стерильно, для одноразового использования.

Рисунок 2 – Потребительская упаковка, вид сзади
(вариант исполнения AquaFree Natural)




Рисунок 3 – Потребительская упаковка, вид сверху
(вариант исполнения AquaFree Natural)




Рисунок 4 – Потребительская упаковка, вид сбоку 1
(вариант исполнения AquaFree Natural)





Рисунок 5 – Потребительская упаковка, вид сбоку 2
(вариант исполнения AquaFree Natural)



Стерильно до указанной даты истечения срока,
если упаковка не будет открыта или повреждена.

Рисунок 6 – Потребительская упаковка, вид снизу
(вариант исполнения AquaFree Natural)



Рисунок 7 – Интраокулярная линза AquaFree Natural в держателе с фиксатором
(вариант исполнения AquaFree Natural)

Идентификационная карточка пациента

AQUAFREETM Natural



RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Рисунок 8 – Идентификационная карточка пациента, вид спереди
(вариант исполнения AquaFree Natural)

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____

Глаз R ☐ L ☐

Ø_T 13 мм

Ø_B 6 мм

Информационная наклейка

Рисунок 9 – Идентификационная карточка пациента, вид сзади
(вариант исполнения AquaFree Natural)



Рисунок 10 – Информационные наклейки
(вариант исполнения AquaFree Natural)




Рисунок 11 – Потребительская упаковка, вид спереди
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)




Рисунок 12 – Потребительская упаковка, вид сзади
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)

RUMEX INTERNATIONAL LTD

AFNPL

Preloaded



+25.0D



19-AFNPL-590019




2024-02

Рисунок 13 – Потребительская упаковка, вид сверху
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)



Рисунок 14 – Потребительская упаковка, вид сбоку 1
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)



**Рисунок 15 – Потребительская упаковка, вид сбоку 2
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)**



Рисунок 16 – Потребительская упаковка, вид снизу
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)



Рисунок 17 – Интраокулярная линза AquaFree Natural предустановленная в картридж с инжектором (вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)

Идентификационная карточка пациента

AQUAFREETM Natural Preloaded



RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Рисунок 18 – Идентификационная карточка пациента, вид спереди
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____

Глаз R ☐ L ☐

$\varnothing_T$ 13 мм

$\varnothing_B$ 6 мм

Информационная наклейка

Рисунок 19 – Идентификационная карточка пациента, вид сзади
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)



Рисунок 20 – Информационные наклейки
(вариант исполнения AquaFree Natural Preloaded)




Рисунок 21 – Потребительская упаковка, вид спереди
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)




Рисунок 22 – Потребительская упаковка, вид сзади
 (вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)



Рисунок 23 – Потребительская упаковка, вид сверху
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)




Рисунок 24 – Потребительская упаковка, вид сбоку 1
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)



Рисунок 25 – По
(вариант исполне

ител. л. кая у ковка, вид сбоку 2
Aqua Free N ral Toric Preloaded)




Рисунок 26 – Потребительская упаковка, вид снизу
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)




Рисунок 27 – Интраокулярная линза AquaFree Natural Toric, предустановленная в картридж с инжектором (вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)

Идентификационная карточка пациента

AQUAFREE^{T&T} Natural Toric Preloaded



RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Рисунок 28 – Идентификационная карточка пациента, вид спереди
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____

Глаз R ☐ L ☐

$\varnothing_T$ 13 мм

$\varnothing_B$ 6 мм

Информационная наклейка

Рисунок 29 – Идентификационная карточка пациента, вид сзади
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)

RUMEX
INTERNATIONAL LTD
Cylinder: +2.5D
Preloaded Toric

AFNTPL
Lens Power: +10.0 D
SN 19-AFNTPL-590022
AFNTPL

STERILE EO



RUMEX
INTERNATIONAL LTD
Cylinder: +2.5D
Preloaded Toric

AFNTPL
Lens Power: +10.0 D
SN 19-AFNTPL-590022
AFNTPL

STERILE EO



RUMEX
INTERNATIONAL LTD
Cylinder: +2.5D
Preloaded Toric

AFNTPL
Lens Power: +10.0 D
SN 19-AFNTPL-590022
AFNTPL

STERILE EO



RUMEX
INTERNATIONAL LTD
Cylinder: +2.5D
Preloaded Toric

AFNTPL
Lens Power: +10.0 D
SN 19-AFNTPL-590022
AFNTPL

STERILE EO



RUMEX
INTERNATIONAL LTD
Cylinder: +2.5D
Preloaded Toric

AFNTPL
Lens Power: +10.0 D
SN 19-AFNTPL-590022
AFNTPL

STERILE EO



Рисунок 30 – Информационные наклейки
(вариант исполнения AquaFree Natural Toric Preloaded)

Прошито, пронумеровано

31 (тридцать
один) лист (а/об)

Скреплено печатью.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
МАКАРОВА Н.В.

