

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

17 июля 2019 г.

М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH мочи

Ури-pH



Ури-рН

только для диагностики
ин витро

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОЛОСОК
внимательно прочитайте
инструкцию по
применению

Ури-рН

Полоски
индикаторные

Состав:

- полоски индикаторные
- этикетка с цветовой шкалой - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

+7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

только для диагностики

ООО «Биосенсор»
Россия, г. Черноголовка

УРИ-рН

полоски индикаторные
для полуколичественного
определения
рН мочи

+2°C +30°C



IVD

Количество полосок: 50

Сделано: 05/2010

Годен до: 05/2011


Серия: 35

только для диагностики

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

ри-рН

оски индикаторные для полук количественного
деления рН мочи

Состав: полуско индикаторный, этикетка с цветовой шкалой, инструкция по применению




06.2019г. 06.2021г. LOT 0619

1 шт.



ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4


Хранить в сухом месте
при температуре от +2...+30°C
ТУ 21.20.23-230-45677786-2019
РУ №



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев



Суремство 6 нисрел
0 up. 000 u Бусе нср AH "
Ле 3000 AH. ~~Ле 3000~~

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»


Гвоздев А.Р.
«27» июня 2019 г.


МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Полоски индикаторные для полуколичественного
определения pH мочи
Ури-pH**

только для диагностики ин витро



ТУ 21.20.23-230-45677786-2019

РУ № _____ от _____ г.

IVD

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH мочи

Ури-pH



Количество полосок: _____



Сделано:




Годен до:



Серия:



ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4



При необходимости краткая инструкция по применению.

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой .
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
- 3 - Через 15 секунд с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

Цветовые шкалы со значениями pH

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH мочи

Ури-pH

При необходимости краткая инструкция по применению

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой .
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
- 3 - Через 15 секунд с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

Цветовые шкалы со значениями pH

IVD

Количество полосок: 1 шт.

Сделано:

Годен до:

Серия:

(может непосредственно наноситься на пакет на обратной стороне упаковки)



ООО «Биосенсор АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4




+30°C




РУ № _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-230-45677786-2019

Состав: полоски индикаторные, этикетка с цветовой шкалой, инструкция по применению

сирекатно 3 лчедо
дир. ООО "Биосенсор АН"

Увоздов А.Р. 



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

20 января 2020 г.

Фотографические изображения

медицинского изделия

№ 2-1

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH мочи

Ури-pH

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ин витро»


ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

TV №
PV №



УРИ-рН

полоски индикаторные
для полуколичественного
определения
рН мочи



Количество
полосок: **150**


Сделано: **01/2020**

Годен до: **01/2022**

Серия: **0120**

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ин витро»

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2-3 сек.
- 3 - Через 15 секунд с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.



А.Р. Гвоздев

Директор ООО «Биосенсор АН»




ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ИН ВИТРО»

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

ТУ №
РУ №

УРИ-рН

полоски индикаторные
для полуколичественного
определения
рН мочи



Количество
полосок: **150**


Сделано: **01/2020**

Годен до: **01/2022**

Серия: **0120**

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ИН ВИТРО»

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2-3 сек.
- 3 - Через 15 секунд с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Сретенский район
Директор ООО "Биосенсор АН"
Возда А.Р.

