

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)


РУ №

ТУ 21.20.23-078-94568735-2019

REF BT12-10

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
свободного простат-специфического антигена
в сыворотке крови человека
(Свободный ПСА-Имаксиз(IMAXYZ))

Состав набора:



LOT серия:
008



Дата выпуска:
2019-04



Годен до:
2021-04

только для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент
Корпорэйшн", Россия 194356
Санкт-Петербург, Дорога в
Каменку, д.56, лит А
тел: (812)702-10-86

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

1. Микропланшет
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка
4. Конъюгат
5. Буфер В
6. Буфер П
7. Раствор ТМБ
8. Стоп-реагент
9. Пакет закрывающийся
10. Плёнка для заклеивания микропланшета
11. Ванночки для внесения реагентов
12. Одноразовые наконечники для дозатора

1 упак
6 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
2 фл.
1 фл.
1 фл.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
16 шт





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

2

листа(ов)

Ген. директор



Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

«3» 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека**

«Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-078-94568735-2019


Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

REF BT 12-10

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека
«Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-078-94568735-2019

РУ



+2-8°C

LOT Серия 008



Дата выпуска 2019-04



Годен до 2021-04

Состав набора:

1. Микропланшет	1 упак.
2. Калибровочные пробы	6 фл.
3. Контрольная сыворотка	1 фл.
4. Конъюгат	1 фл.
5. Буфер В	1 фл.
6. Буфер П	2 фл.
7. Раствор ТМБ	1 фл.
8. Стоп-реагент	1 фл.
9. Пакет закрывающийся	1 шт.
10. Пленка для заклеивания микропланшета	2 шт.
11. Ванночки для внесения реагентов	2 шт.
12. Одноразовые наконечники для дозаторов	16 шт.

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют.

REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD
Микропланшет с моноклональными антителами к ПСА

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2021-04

REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 1
0 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2021-04

REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 2
0,3 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008


 годен до: 2021-04

REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 3
1 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию



LOT 008

годен до: 2021-04




REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 4
2 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию



LOT 008

годен до: 2021-04




REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 5
6 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию



LOT 008

годен до: 2021-04



REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 6
12 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

🕒 годен до: 2021-04



🌡️ +2-8°C



REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Контрольная сыворотка
1,14-1,72 нг/мл
0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

🕒 годен до: 2021-04



🌡️ +2-8°C



REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Конъюгат
14 мл

Готов к использованию

LOT 008

🕒 годен до: 2021-04

🌡️ +2-8°C



REF BT 12-10

Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Буфер В

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development

 годен до: 2021-04

Буфер П

Буфер для промывки (20х)

20 мл

Развести в 20 раз

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development

 годен до: 2021-04

Только для in vitro диагностики

Раствор ТМБ

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development

 годен до: 2021-04

Только для in vitro диагностики

Стоп-реагент

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008



 годен до: 2021-04



Только для in vitro диагностики

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 7 листа(ов)

Ген. директор

Исехов А.Г.

