

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Здоровье»

ИНН 7743918097, КПП 774301001

Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая д. 24, комната 12-17 этаж 1, тел. (495) 504-10-64

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Здоровье»**


 В.А. Курбатов
« 17 » октября 2019г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
JNB НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ**


производства компании «Медивиш Ко., Лтд.», Китай, (Medivish Co., Ltd.)

2019 г


**ЛНВ НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
ОБЩИЙ ВИД В УПАКОВКЕ**



JNB НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТЫ НАБОРА: САЛФЕТКА




ЛНВ НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТЫ НАБОРА: ЛОТОК



ЈНВ НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТЫ НАБОРА:



ЈНВ Зеркало



ЈНВ Пинцет



ЈНВ Зонд

JNB НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ МАКЕТ МАРКИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ (ИНДИВИДУАЛЬНОЙ) УПАКОВКИ

JNB НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ стандарт безопасности инфекционного контроля



JNB



ИМ 24



STERILE EO

LOT:

MFG/Дата производства:

открывать здесь



JNB набор стоматологических инструментов одноразовый стерильный предназначен для проведения первичных стоматологических приёмов, массовых первичных и профилактических осмотров в стоматологических кабинетах, клиниках и в лечебно-профилактических учреждениях, выездных осмотров и ведения стоматологического приёма в экстренных случаях, когда невозможно обеспечить стерилизацию стоматологического инструмента и дезинфекцию рабочего места, а также при развёртывании стоматологических кабинетов в полевых и военных условиях.

Способ применения медицинского изделия: Набор стоматологических инструментов одноразовый стерильный должен применяться только медицинскими специалистами, имеющими достаточную квалификацию и опыт работы со стоматологическими инструментами. Открывать индивидуальную потребительскую упаковку необходимо путем отрывания боковой части с помощью специальной Уобразной насадки либо отрезания боковой части пакета таким образом, чтобы можно было свободно вынуть стерильный лоток с инструментами. Вынимать стерильный лоток с инструментами необходимо только в медицинских перчатках. Ассистенту необходимо повесить на грудь пациента защитную салфетку и закрепить ее на шее при помощи зажимов. ВАЖНО! Необходимо контролировать ситуацию на протяжении всего использования, избегая возникновения затруднения дыхания у пациента. Извлечь из лотка необходимый инструмент для осмотра полости рта пациента и/или проведения манипуляций в полости рта. При использовании JNB Пинцета и JNB Зонда снять защитные чехлы с металлических частей инструментов. Использованный набор утилизируют согласно Сан. ин. 2-7-728-99.

Меры предостережения: При работе с медицинским изделием рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. Набор предназначен для однократного применения. Набор стерильный и не требует дополнительной стерилизации и подготовки к использованию. Следует соблюдать осторожность при обращении с острыми и колющими предметами, которые входят в состав набора. При неосторожном использовании и получении повреждения кожного покрова и слизистых оболочек, место повреждения промыть водой и обработать должным образом. Принять необходимые меры по предупреждению вирусных и бактериальных инфекций (ВИЧ, гепатит и т.д.) и выявления инфицирования. Не использовать после истечения срока годности. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления. После вскрытия индивидуальной упаковки изделие не подлежит повторной стерилизации либо повторному использованию. В случае выявления повреждений индивидуальной упаковки изделие не должно использоваться и должно быть возвращено или утилизировано. Неполностью.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Цирми» Россия 125215 Москва ул. Ломоносова д.24-кабинет 12-17 этаж 1,
47/189/503-10-64, e-mail: info@cirmi.ru, F+7 201 367744, ф+7 201 3678

Комплектность медицинского изделия: JNB Пинцет JNB Зонд JNB Зажим JNB Зажим
JNB Пинцет JNB Зажим JNB Зажим JNB Зажим

Производитель: «Medivard, Co., Ltd.» (Shanghai Medivard Co., Ltd.)
No. 236, Lujiazui Road, Pudong District, Shanghai 200001, P.R. China
Адрес: Пекин, Китай

Место производства медицинского изделия: Workshop 2, No. 236,
Lujiazui Road, Pudong District, Shanghai 200001, P.R. China



**JNB НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ**


JNB НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

стандарт безопасности инфекционного контроля



200 наборов

JNB



STERILE EO

LOT:

MFG/Дата производства:

Цель применения медицинского изделия: Набор стоматологических инструментов одноразовый стерильный предназначен для проведения первичных стоматологических приёмов, массовых первичных и профилактических осмотров в стоматологических кабинетах, клиниках и в лечебно-профилактических учреждениях, выездных осмотров и ведения стоматологического приёма в экстренных случаях, когда невозможно обеспечить стерилизацию стоматологического инструмента и дезинфекцию рабочего места, а также при развертывании стоматологических кабинетов в полевых и военных условиях.

Способ применения медицинского изделия: Набор стоматологических инструментов одноразовый стерильный должен применяться только медицинскими специалистами, имеющими достаточную квалификацию и опыт работы со стоматологическими инструментами. Открывать индивидуальную потребительскую упаковку необходимо путем отрывания боковой части с помощью специальной У-образной насадки, либо отрезания боковой части пакета таким образом, чтобы можно было свободно вынуть стерильный лоток с инструментами. Вынимать стерильный лоток с инструментами необходимо только в медицинских перчатках. Ассистенту необходимо положить на грудь пациента марлевую салфетку и микрофайл её на шее при помощи зажимов. **ВАЖНО!** Необходимо контролировать силу натяжения зажимов во избежание возникновения затруднений дыхания у пациента. Извлечь из лотка необходимый инструмент для осмотра полости рта пациента и/или проведения манипуляций в полости рта. При использовании JNB Пинцета и JNB Зонда снять защитные чехлы с металлических частей инструментов. Использованный набор утилизирует согласно СанПин 2.1.7.728-99.

Меры предосторожности: При работе с медицинским изделием рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. Набор предназначен для одноразового применения. Набор стерильный и не требует дополнительной стерилизации и подготовки к использованию. Следует соблюдать осторожность при обращении с острыми и колющими предметами, которые входят в состав набора. При неосторожном использовании и получении повреждения кожного покрова и слизистых оболочек, место повреждения промыть водой и обработать должным образом. Принять необходимые меры по предупреждению вирусных и бактериальных инфекций (ВИЧ, гепатит и т.д.) и выявления инфицирования. Не использовать после истечения срока годности. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления. После вскрытия индивидуальной упаковки, изделие не подлежит повторной стерилизации и/или повторному использованию. В случае выявления повреждений индивидуальной упаковки изделия не должны использоваться и должны быть возвращены или утилизированы. Неиспользовано.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
ООО «Здоровье», Россия 125315 Москва, ул. Масовая, д.24, комната 12-17 этаж 1,
+7(495) 504-10-64, info@zdr.ru, РЭ 2010/07/36 от 24.08.2010г.

Комплектность медицинского изделия: • JNB Лоток • JNB Зеркало • JNB Зонд
• JNB Пинцет • JNB Салфетка • Индивидуальная упаковка

Производитель: «Medivish Co., Ltd.» Китай, Medivish Co., Ltd.
No.336, Fangle Road, Luyang Industrial park, Luyang District, Hebei city,
Anhui Province, China

Место производства медицинского изделия: Workshop 2, No.336,
Fangle Road, Luyang Industrial park, Luyang District, Hebei city, Anhui



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 7 (семь) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Здоровье»

В.А. Курбагов

