

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АБЧТ-Н»



Елисеева М.А.

«10» октября 2019 г.

Фотографическое изображение

медицинского изделия «Набор реагентов для определения общего, рода и видов эндотоксина бактерий *Klebsiella* методом активированных частиц в сыворотке крови (МАЧ – *Kleb.spp*, рода и видов) по ТУ 9398-004-11255855-2005»,

производства: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ –Н» (ООО «АБЧТ-Н»), 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 4, корпус 10, эт/пом/ком 9/1/26

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
и АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ -Н»
Россия, 121108, г. Москва, ул. Павла Франко, дом 4, корпус 10, эт. пом.ком 9/1-26



ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
АБЧ и АБТ-Н

Регистрационное удостоверение № 2010-07992


Экспресс - диагностикум

МАЧ - Kleb.spp. рода и видов

Набор реагентов для определения общего, рода и видов эндотоксина бактерий
Klebsiella методом активированных частиц в сыворотке крови
(МАЧ-Kleb.spp, рода и видов) по ТУ 9398-004-11255855-2005

Только для INVITRO диагностики

100 анализов



Набор реагентов
МАЧ - Kleb.spp

Инструкция по применению

Набор реагентов представляет собой набор компонентов для постановки реакции по методу активированных частиц (МАЧ). Основой набора является активированный углерод, пропитанный с моноклональными антителами. Основным свойством набора является его способность выявлять в сыворотке крови общий эндотоксин бактерий рода Klebsiella. В результате взаимодействия компонентов набора с эндотоксином-содержащей сывороткой образуется комплекс «антиген-антитело». Реакция осуществляется визуально по степени активированных частиц.

Набор рассчитан на 100 анализов с учётом контроля и комплиментария теста. Исходными реактивом и материалами, за исключением дистиллированной воды. Визуально определение положительных проб (от 1 до 100).

Назначение

Набор реагентов предназначен для выявления общего эндотоксина бактерий рода Klebsiella в сыворотке крови человека.

Состав набора

Набор МАЧ-Kleb.spp 2.0 мл

10.0 мл

1 фла.

1 фла.




Рис. 1 - Набор реагентов МАЧ - Kleb.spp, рода и видов



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) лист(ов)
Генеральный директор ООО «АБЧТ-Н»
Елисеева М.А. М.А. Елисеева

