



Фотографическое изображение


**Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой VasuLab® по ТУ
32.50.50-001-31043776-2017**



Пробирки вакуумные без наполнителя, объем забираемой крови: 5 мл, размеры: 13 мм x 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови



Пробирки вакуумные без наполнителя, объем забираемой крови: 5 мл, размеры: 13 мм х 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови




Пробирки вакуумные с активатором свертывания, объем забираемой крови: 4 мл, размеры: 13 мм х 100 мм Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови



вакуумные с активатором свертывания, объем забираемой крови: 4 мл, размеры: 13 мм х 100 мм Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови

Пробирки




ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А.,
пом. 2811, офис 514А


Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab[®] по ТУ 32.50.50-001-
31043776-2017 с 3,2% натрия цитратом

VacuLab[®]


Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, объем забираемой крови: 2,7 мл, размеры: 13 мм х 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови.




Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, объем забираемой крови: 2,7 мл, размеры: 13 мм x 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови




Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, объем забираемой крови: 3,6 мл, размеры: 13 мм x 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови





Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, объем забираемой крови: 3,6 мл, размеры: 13 мм x 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови






Пробирки вакуумные с 3,8% натрия цитратом (черная крышка), объем забираемой крови: 1,6 мл, размеры: 13 мм x 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и цветом крышки.







Пробирки вакуумные с K2 ЭДТА, объем забираемой крови: 8 мл, размеры: 16 мм x 100 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови



Пробирки вакуумные с КЗ ЭДТА, объем забираемой крови: 7 мл, размеры: 13 мм х 100 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови





ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А.,
пом. 28II, офис 514А


Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой 'VacuLab' по ТУ 32.50.50-001-
31043776-2017 с активатором свертывания и разделительным гелем

Vacu


Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, объем забираемой крови: 8,5 мл, размеры: 16 мм x 100 мм. Варианты исполнения отличаются





Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, объем забираемой крови: 8,5 мл, размеры: 16 мм x 100 мм. Варианты исполнения отличаются





Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, объем забираемой крови: 3 мл, размеры: 13 мм x 75 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и















Пробирки вакуумные с натрия гепарином, объем забираемой крови: 8 мл, размеры: 13 мм x 100 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой












Пробирки вакуумные с К2ЭДТА и разделительным гелем, объем забираемой крови: 7 мл, размеры: 13 мм х 100 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и



Пробирки вакуумные с K2ЭДТА и разделительным гелем, объем забираемой крови: 7 мл, размеры: 13 мм x 100 мм. Варианты исполнения отличаются размерами и объемом забираемой крови

29.10.2020





УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МиниМакс»

Маханова Е.А.

01 июня 2018 года

ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ НА ТРАНСПОРТНУЮ УПАКОВКУ:

«Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой VascuLab[®] по
ТУ 32.50.50-001-31043776-2017»



ООО «МИНИМАКС».

198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом
69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А

Vacu Lab

Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-
31043776-2017



Количество в упаковке

Прошито и пронумеровано
(4) листов

ООО «МиниМакс»

Ген. директор
Маханова Е.А.



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МиниМакс»

Маханова Е.А.

01 июня 2018 года



ПРОЕКТ ЭТИКЕТОК НА ПРОБИРКЕ:

«Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab[®] по
ТУ 32.50.50-001-31043776-2017»



ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А			
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017			
Линия наполнения	   		
	Объем забираемой крови: 5 мл		
	Номер партии: 161005		Дата изготовления: 17.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А			
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с активатором свертывания			
Линия наполнения	   		
	Объем забираемой крови: 4 мл		
	Номер партии: 161006		Дата изготовления: 18.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А			
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с 3,2% натрия цитрата			
Линия наполнения	   		
	Объем забираемой крови: 2,7 мл		
	Номер партии: 161007		Дата изготовления: 19.07.2017
	Срок годности: 9 месяцев		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с 3,8% натрия цитратом	
Линия наполнения	
	STERILE A IVD CE Объем забираемой крови: 3,6 мл
	Номер партии: 161008 Дата изготовления: 20.07.2017
	Срок годности: 9 месяцев

VacuLab

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с 3,8% натрия цитратом	
Линия наполнения	
	STERILE A IVD CE Объем забираемой крови: 1,6 мл
	Номер партии: 161009 Дата изготовления: 21.07.2017
	Срок годности: 9 месяцев

VacuLab

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с К2 ЭДТА	
Линия наполнения	
	STERILE A IVD CE Объем забираемой крови: 8 мл
	Номер партии: 161010 Дата изготовления: 24.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев

VacuLab

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с КЗ ЭДТА			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 7 мл
	Номер партии: 161010	Дата изготовления: 24.07.2017	
Срок годности: 18 месяцев			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с активатором свертывания и разделительным гелем			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 8,5 мл
	Номер партии: 161012	Дата изготовления: 26.07.2017	
Срок годности: 24 месяца			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с тромбином и разделительным гелем			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 3 мл
	Номер партии: 161013	Дата изготовления: 27.07.2017	
Срок годности: 18 месяцев			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с лития гепарином			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 6 мл
	Номер партии: 161014		Дата изготовления: 28.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с натрия гепарином			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 8 мл
	Номер партии: 161015		Дата изготовления: 31.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с лития гепарином и разделительным гелем			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 4 мл
	Номер партии: 161016		Дата изготовления: 01.08.2017
	Срок годности: 18 месяцев		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с Na2ЭДТА и натрий фторидом			
Линия напоянения			
	   		Объем забираемой крови: 7 мл
	Номер партии: 161017		Дата изготовления: 02.08.2017
Срок годности: 18 месяцев			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с K2ЭДТА и разделительным гелем			
Линия напоянения			
	   		Объем забираемой крови: 7 мл
	Номер партии: 161018		Дата изготовления: 03.08.2017
Срок годности: 18 месяцев			

Прошито и пронумеровано

6 (*шесть*) листов

ООО «МиниМакс»

Ген. директор _____

Маханова Е.А.



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МиниМакс»

Маханова Е.А.

01 июня 2018 года



ПРОЕКТ ЭТИКЕТОК НА ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ:

«Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab[®] по
ТУ 32.50.50-001-31043776-2017»



ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		Васи Lab
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017		
Z		
  Объем забираемой крови: 5 мл		
Номер партии: 161005		
Дата изготовления: 17.07.2017		
Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		Васи Lab
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с активатором свертывания		
   Объем забираемой крови: 4 мл		
Номер партии: 161006		
Дата изготовления: 18.07.2017		
Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		Васи Lab
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с 3,2% натрия цитратом		
   Объем забираемой крови: 2,7 мл		
Номер партии: 161007		
Дата изготовления: 19.07.2017		
Срок годности: 9 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с 3,8% натрия цитратом			
Линия наполнения			
			Объем забираемой крови: 3,6 мл
	Номер партии: 161008		Дата изготовления: 20.07.2017
	Срок годности: 9 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с 3,8% натрия цитратом			
Линия наполнения			
			Объем забираемой крови: 1,6 мл
	Номер партии: 161009		Дата изготовления: 21.07.2017
	Срок годности: 9 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с К2 ЭДТА			
Линия наполнения			
			Объем забираемой крови: 8 мл
	Номер партии: 161010		Дата изготовления: 24.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с КЗ ЭДТА			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 7 мл
	Номер партии: 161010		Дата изготовления: 24.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с активатором свертывания и разделительным гелем			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 8,5 мл
	Номер партии: 161012		Дата изготовления: 26.07.2017
	Срок годности: 24 месяца Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с тромбином и разделительным гелем			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 3 мл
	Номер партии: 161013		Дата изготовления: 27.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с лития гепарином			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 6 мл
	Номер партии: 161014		Дата изготовления: 28.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
RU №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с натрия гепарином			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 8 мл
	Номер партии: 161015		Дата изготовления: 31.07.2017
	Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
RU №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab	
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с лития гепарином и разделительным гелем			
Линия наполнения			
	   		Объем забираемой крови: 4 мл
	Номер партии: 161016		Дата изготовления: 01.08.2017
	Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
RU №XXXX от XX.XX.XXXX			

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с Na2ЭДТА и натрий фторидом		
   	Объем забираемой крови: 7 мл	
Номер партии: 161017	Дата изготовления: 02.08.2017	
Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-001-31043776-2017 с K2ЭДТА и разделительным гелем		
   	Объем забираемой крови: 7 мл	
Номер партии: 161018	Дата изготовления: 03.08.2017	
Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

Прошито и пронумеровано
6 (*шесть*) листов
ООО «МиниМакс»
Ген. директор _____
Маханова Е.А.

