




УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ


Наименование и обозначение поставляемого изделия	Электрокардиостимулятор имплантируемый типа DDDR BiV "VIRSAR CRT" по КАСИ.941514.023ТУ
Количество изделий в ящике	1 (Одно)
Наименование предприятия-изготовителя (агента по продаже) с адресом	ЗАО "КАРДИКС" 117313, г. Москва, Ленинский просп., д. 95, цокольный этаж, пом. X, офис 28 (юр) 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.8 (факт)
Дата упаковки	25.02.2019
Подпись или штамп лица, ответственного за упаковку	
Штамп ОТК	

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование и обозначение поставляемого изделия	Электрокардиостимулятор имплантируемый типа DDDR BiV "VIRSAR CRT" по КАСИ.941514.023ТУ
Количество изделий в ящике	1 (Одно)
Наименование предприятия-изготовителя (агента по продаже) с адресом	ЗАО "КАРДИКС" 117313, г. Москва, Ленинский просп., д. 95, цокольный этаж, пом. Х, офис 28 (юр) 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.8 (факт)
Дата упаковки	25.02.2019
Подпись или штамп лица, ответственного за упаковку	
Штамп ОТК	

КОПИЯ ВЕРНА



 М.В.Гиниятуллин
17.10.19.


Отвертка тарированная



Электрокардиостимулятор «VIRSAR CRT»



пакет с гидрофобизирующей жидкостью



Электрокардиостимулятор имплантируемый типа DDOR BiV «VIRSAR CRT»
по КАСИ.941514.023ТУ

Вторая упаковка
(контейнер)

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



**ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ
ТИПА DDDR BiV «VIRSAR CRT»
по КАСИ.941514.023ТУ**

VIRSAR CRT
КАСИ.941514.023ТУ



IS-1 BI

СОДЕРЖИМОЕ: • электрокардиостимулятор, • отвертка тарированная, • пакет с гидрофобизирующей жидкостью.	ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ* <table style="width: 100%;"> <tr> <td>- режим работы ЭКС</td> <td style="text-align: right;">DDD</td> </tr> <tr> <td>- режим стимуляции желудочков</td> <td style="text-align: right;">BiV</td> </tr> <tr> <td>- частота стимулирующих импульсов, имп/мин</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>- амплитуда стимулирующих импульсов A/RV/LV, В</td> <td style="text-align: right;">2,9</td> </tr> <tr> <td>- длительность стимулирующих импульсов A/RV/LV, мс</td> <td style="text-align: right;">0,366</td> </tr> <tr> <td>- порог чувствительности A/RV, мВ</td> <td style="text-align: right;">0,8/5,0</td> </tr> <tr> <td>- рефрактерный период A/RV, мс</td> <td style="text-align: right;">300/260</td> </tr> <tr> <td>- полярность стимуляции/чувствительности</td> <td style="text-align: right;">МОНО</td> </tr> </table> *Параметры стимулятора при (37±2)°С на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%	- режим работы ЭКС	DDD	- режим стимуляции желудочков	BiV	- частота стимулирующих импульсов, имп/мин	60	- амплитуда стимулирующих импульсов A/RV/LV, В	2,9	- длительность стимулирующих импульсов A/RV/LV, мс	0,366	- порог чувствительности A/RV, мВ	0,8/5,0	- рефрактерный период A/RV, мс	300/260	- полярность стимуляции/чувствительности	МОНО
- режим работы ЭКС	DDD																
- режим стимуляции желудочков	BiV																
- частота стимулирующих импульсов, имп/мин	60																
- амплитуда стимулирующих импульсов A/RV/LV, В	2,9																
- длительность стимулирующих импульсов A/RV/LV, мс	0,366																
- порог чувствительности A/RV, мВ	0,8/5,0																
- рефрактерный период A/RV, мс	300/260																
- полярность стимуляции/чувствительности	МОНО																

**АО «ИЖЕВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**
426063, Россия, г. Ижевск,
ул. Промышленная, 8
<http://www.baikalinc.ru>

ВНУТРИ
НЕТОКСИЧНО



STERILE EO

SN **1812-00032**

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО **25.02.2021**

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ **25.02.2019**


1. В нестерильной зоне вскрыть внешний контейнер (вторую упаковку).

2. Извлечь внутренний контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону.

3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из неё электрокардиостимулятор, отвертку и пакет с гидрофобизирующей жидкостью.

5°C — 40°C

ХРАНЕНИЯ



СДЕЛАНО В РОССИИ

РУ №
ОТ


Электрокардиостимулятор имплантируемый типа DDDR BiV «VIRSAR CRT»
по КАСИ.941514.023ТУ в стерильной упаковке (упаковка не вскрыта)

Упаковка для хранения и транспортирования (коробка)
электрокардиостимулятора имплантируемого типа DDDR BiV «VIRSAR CRT»
по КАСИ.94.1514.023ТУ



ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ТИПА DDDR BiV «VIRSAR CRT» по КАСИ.941514.023ТУ

предназначен для проведения ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а также для лечения других нарушений ритма сердца путём его электрической стимуляции.



VIRSAR CRT КАСИ.941514.023ТУ

СОДЕРЖИМОЕ:

- электрокардиостимулятор,
- отвертка тарированная,
- пакет с гидрофобизирующей жидкостью,
- эксплуатационная документация

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

- режим работы ЭКС	DDD
- режим стимуляции желудочков	BiV
- частота стимулирующих импульсов, имп/мин	60
- амплитуда стимулирующих импульсов A/RV/LV, В	2,9
- длительность стимулирующих импульсов A/RV/LV, мс	0,366
- порог чувствительности A/RV, мВ	0,8/5,0
- рефрактерный период A/RV, мс	300/260
- полярность стимуляции/чувствительности	МОНО

*Параметры стимулятора при (37±2)°С на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%



АО «ИЖЕВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
426063, Россия, г. Ижевск,
ул. Промышленная, 8
<http://www.baikalinc.ru>

ВНУТРИ
НЕТОКСИЧНО



STERILE EO


SN 1812-00032




ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 25.02.2021



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 25.02.2019



ХРАНЕНИЯ



ТРАНСПОРТИРОВ.



СДЕЛАНО В РОССИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

регистрационное удостоверение №

от

5

Balkal

Электрокардиостимулятор имплантируемый типа
DDDR BiV «VIRSAR CRT» по КАСИ.941514.023ТУ

5°C 40°C 0°C 50°C

ХРАНЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВ.

КОЛИЧЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

АО "Ижевский механический завод"
426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
<http://www.balkalinc.ru>

Регистрационное удостоверение №

от

Сделано в России

5°C 40°C 0°C 50°C

ХРАНЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВ.

КОЛИЧЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

АО "Ижевский механический завод"
426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
<http://www.balkalinc.ru>

Регистрационное удостоверение №

от

Сделано в России

Транспортная упаковка электрокардиостимулятора имплантируемого
типа DDR BiV «VIRSAR CRT» по КАСИ.941514.023ТУ

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
5 (пять) ЛИСТ 08

Генеральный директор

ЗАО "КАРДИКС"

В.Э. Мамиствалов

