

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПО ДНК-Технология»
В.Ю. Дмитриовский
2019 г.



**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

Термостат твердотельный программируемый

ДТтерм

по ТУ 32.50.50-002-96301278-2018

Внешний вид изделия. Вид спереди, сверху, слева.



Вид спереди с открытой крышкой



Вид сзади



Кабель сетевой (трёхпроводный)




Вид слева. Разъём MINI USB




Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5

(12116) листа (ов)

специалист по регистрации

Щербакова Н.И. 



УТВЕРЖДАЮ**Генеральный директор****ООО «НПО ДНК-Технология»****В.Ю. Дмитриевский****2019 г.****МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ**

**Термостат твердотельный программируемый ДТтерм
по ТУ 32.50.50-002-96301278-2018**

2019г.

Маркировка. Символы, применяемые при маркировке

Маркировка изделия выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, ГОСТ ИЕС 61010-2-101-2013.


На лицевой стороне изделия содержится следующая информация:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование изделия «ДТтерм»;
- символ «Биологическая опасность»;
- символ «Внимание, горячая поверхность».

На этикетке изделия содержится следующая информация:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска изделия;
- обозначение технических условий на изделие;
- страна и город предприятия-изготовителя;
- номер регистрационного удостоверения;
- максимальная потребляемая мощность изделия;
- диапазон частот сети переменного тока;
- напряжение питающей сети;
- символ IVD назначения.

Пример маркировочной этикетки (шильдика), размещенной на изделии:



Этикетка

На коробке для транспортирования нанесены предупредительные манипуляционные знаки «Хрупкое, обращаться осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Штабелировать в три ряда», а также:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- год и месяц упаковывания;
- масса нетто;
- масса брутто;
- параметры окружающей среды при транспортировании и хранении.

Символы, используемые при маркировке

	Медицинское изделие для диагностики in vitro		«Хрупкое, обращаться осторожно»
	Температурный диапазон		«Верх»
	Дата изготовления		«Беречь от влаги»
	Адрес производителя		«Штабелировать в три ряда»
	Включено		Биологическая опасность
	Выключено		Внимание, горячая поверхность
	Обозначение разъёма MINI USB		

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3

(т.п.) листа (ов)

специалист по регистрации
Щербакова Н.И.

