

**Линзы контактные мягкие (гидрофильные)
корректирующие дневного ношения Ortofilcon A**

ORTOFILCON A

Silicone hydrogel contact lenses
with UV blocker

OPTOSOFT

Each individual blister
contains one sterile,
frequent replacement soft
contact lens (43% water,
57% Ortofilcon A) with UV
blocker in buffered saline
solution
Sterile until opened
See outer pack for
manufacturer.


BC: 8.6
DIA: 14.2
PWR: +6.00
LOT 128524
EXP 2023/12

Each individual blister
contains one sterile,
frequent replacement soft
contact lens (43% water,
57% Ortofilcon A) with UV
blocker in buffered saline
solution
Sterile until opened
See outer pack for
manufacturer.

BC: 8.6
DIA: 14.2
PWR: +6.00
LOT 128524
EXP 2023/12

Each individual blister
contains one sterile,
frequent replacement soft
contact lens (43% water,
57% Ortofilcon A) with UV
blocker in buffered saline
solution
Sterile until opened
See outer pack for
manufacturer.

BC: 8.6
DIA: 14.2
PWR: +6.00
LOT 128524
EXP 2023/12



**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ОФТАЛЬМОЛОГА ИЛИ ОПТОМЕТРИСТА!**

Линзы контактные мягкие гидрофильные корригирующие
дневного ношения **Ortofilcon A**

Упаковка содержит 6 силикон-гидрогелевых
мягких контактных линз с блоком защиты от УФ,
в блистерной упаковке с забуференным физиологическим
раствором.

Материал: ортофилкон А 57%, влагосодержание 43%,
с манипуляционным окрашиванием.

Рекомендованный режим ношения/срок замены:

дневной/не более 1 месяца. Срок годности: 5 лет (60 месяцев)
с даты изготовления. Дата истечения срока годности указана на
упаковке. Не использовать после истечения срока годности.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Не для продажи
отдельными блистерами! Перед использованием необходимо
ознакомиться с инструкцией по применению на сайте:
satelliteplus.ru

Уполномоченный представитель производителя,

принимающий претензии в РФ: ООО «Сателлит Плюс»,
Российская Федерация, 105066, г. Москва, улица Ольховская,
д.14, стр.5, тел: 8-495- 661-15-17.

e-mail: satelliteplus@yandex.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие:
XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX года.



не использовать при поврежденной упаковке

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ
BC базовая кривизна
PWR оптическая сила
DIA диаметр

EXP дата истечения срока годности
LOT номер партии или серии
sterile стерилизация паром

LOT 154472

EXP 2024/10

B.C.
8.6

DIA
14.2

PWR
+ 6.00

6



OPTOSOFT LTD
Unit 7, Plumpton House,
Plumpton Road, Hoddesdon,
Hertfordshire, EN11 0LB, ENGLAND

Производитель:
ОПТОСОФТ ЛТД
7, Пламpton Хаус, Пламpton Роуд,
Ходдесдон, Хартфордшир,
EN11 0LB, Великобритания



ВАЖНО!
Внимательно ознакомьтесь
с инструкцией
по применению перед
началом использования.

L
левый

R
правый



Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович