

Фотографические изображения медицинского изделия

Электростимулятор транскраниальный «Нейростим» по ТУ 26.60.13-081-13218158-2019



Блок электронный «Нейростим», NS081201.001-01



Аккумулятор, типоразмер HR22 (торговая марка Camelion)




Элемент питания, типоразмер 6LR61 (торговая марка Camelion)



Зарядное устройство, для аккумулятора типоразмера HR 22; для питания от сети 110/220/230/240 В, 50/60 Гц (в зависимости от характеристик сети питания у пользователя), BC-1001A, торговая марка Camelion



Кабель USB, разъем USB тип A (male), разъем mini USB тип B (male), длина от 1,5 до 3 м, сечение провода не менее 24AWG/2C+28AWG/1P, торговая марка DEXP UMiuBSI150 mini USB 2.0 (Shenzhen He Tai Sheng Electronics Co., Ltd., Китай) 1.5м



Блок питания, питание от сети 110/220/230/240 В, 50/60 Гц (в зависимости от характеристик сети питания у пользователя); выходное напряжение от 4,75 до 5,25 В; выходная сила тока не менее 300 мА, GS05E-USB, торговая марка MeanWell




Электрод для электрофизиотерапии с коннектором «кнопка», коннектор «кнопка» (male), многоразовый, площадь токопроводящей поверхности не менее 2.5 см², РУ № ФСЗ 2010/07652 (FIAB, Италия)




Кабель для подключения электрода с коннектором «кнопка», красный (NS990103.037-03.10), черный (NS990103.037-04.10)



Электрод для электрофизиотерапии с коннектором «Вапан», - коннектор «Вапан» 2 мм (female) многоразовый, площадь токопроводящей поверхности не менее 2.5 см², РУ № ФСЗ 2010/07652 (FIAВ, Италия)



Кабель для подключения электрода с разъемом «Banan», красный (NS990103.065-03.10), черный (NS990103.065-04.10)



Сумка под электрод для электрофизиотерапии (фиксирующая подкладка), одноразовая, площадь токопроводящей поверхности не менее 2.5 см²
РУ № ФСЗ 2010/07652, (FIAB, Италия)




Шлем для крепления электродов (для электрофизиотерапии), NS023211.002-01 (размер 32-38), NS023211.002-02 (размер 34-42), РУ № 2017/5783



Шлем для крепления электродов (для электрофизиотерапии), NS023211.007-00 (размер 42-48), РУ № 2017/5783



Шлем для крепления электродов (для электрофизиотерапии), NS023211.007-01 (размер 48-54), РУ № 2017/5783



Шлем для крепления электродов (для электрофизиотерапии), NS023211.007-02 (размер 54-62), РУ № 2017/5783



Лента резиновая для крепления электродов, NS011211.004, NS011211.002, РУ № 2013/797




Фиксатор ленты резиновой, NS004205.002, РУ № 2013/797



Разветвитель, разъем touch-proof (female), разъем touch-proof (male), не менее 2, для объединения всех электрических цепей в одной точке,
NS990103.064



Шлем для крепления электродов для электрофизиотерапии MCScar 10-10, MCScar 10-5
(ООО «Медицинские компьютерные системы», Россия), РУ № ФСР 2010/08198




Электрод для электрофизиотерапии с коннектором «Touch-proof», для размещения и крепления с помощью шлема электродов для электрофизиотерапии, разъем touch-proof (female), многоразовый, площадь токопроводящей поверхности не менее 2.5 см², черный, красный, CS22SS, длина кабеля 1,5 м (ООО «Медицинские компьютерные системы», Россия), РУ № ФСР 2010/08198




Гель электродный контактный, для обеспечения контакта электродной поверхности с кожей пациента, объем не менее 250 мл,
Гель электродный «Унимакс», 250 мл (ООО «Гельтек-Медика», Россия) РУ № ФСР 2010/08252




Маркер, округлый наконечник, ширина штриха не менее 0,5 мм, Edding E 8020 красный



Рулетка, длина не менее 100 см, HOECHSTMASS Rondo



Кабель для подключения электрода, разъем «Крокодил», красный (NS990103.036-03.10), черный (NS990103.036-04.10)



Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейростим», без дополнительных модулей



Комплект упаковки блока электронного «Нейростим», NS081901.001



Комплект упаковочной тары, NS002901.001



Системный блок «Элитный», ТУ 26.20.13-003-13218158-2019



Монитор, экран с диагональю от 19 дюймов, наличие встроенного блока питания, модель ASUS VS229NA IPS



Портативный компьютер, модель ASUS 17.3" N751JK



ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
ОПРЕДЕЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА 31 ЛИСТАХ
ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»