

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович



Г. Б. Кустарев
2011 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ
По применению
Трусы медицинские эластичные
дородовые поддерживающие

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2011

1. Назначение.

Медицинские эластичные поддерживающие дородовые трусы (далее - трусики) предназначены для уменьшения нагрузки на нижнюю часть спины женщины и поддержания передней стенки живота во время беременности.

2. Основные технические характеристики

Эластичный материал трусиков с высоким содержанием хлопка помогает нежно поддерживать увеличивающийся объем живота, не ограничивая развитие плода и помогая ему занять правильное положение, что тем самым уменьшает вероятность осложнений. Дополнительная эластичная лента шириной 8 см поддерживает мышцы передней стенки живота и нижней части спины во время беременности.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.

4. Показания к применению.

Необходимость поддержки живота во время беременности.

5. Порядок работы изделия.

Медицинские дородовые трусики необходимо выбирать согласно показателям, указанным на упаковке изделия. Трусы нужно стирать в теплой воде, при температуре не выше $+40^{\circ}\text{C}$. Во время стирки и полоскания трусики нельзя тереть и выкручивать. Гладить трусики не рекомендуется.

6. Правила хранения и использования.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Хранить в местах недоступных для детей.

Не использовать после истечения срока годности.