



Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA

(Общество с ограниченной ответственностью Лиепайской специальной экономической зоны «Лаума Фабрикс»)

PVN reg. Nr. LV42103036112

Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija

Tālrunis: +371 63447302, fakss: +37163486214

E-pasts: fabrics@laumafabrics.com,

www.laumafabrics.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО ЛСЭЗ «LAUMA FABRICS»

(ООО ЛСЭЗ «Лаума Фабрикс»)

« 20 » 04 2018 г. Э.Эглиньш



Инструкция по применению

Медицинского изделия

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ,
модель 2 "Latex Free"**

2018

1. Наименование медицинского изделия.

Бинт медицинский эластичный компрессионный, модель 2 «Latex Free», в комплекте с:

- металлический фиксатор – 2 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Бинт медицинский эластичный, модель 2 «Latex Free» следующих типоразмеров: 8 см х 0,6 м, 8 см х 1,1 м, 8 см х 1,5 м, 8 см х 1,7 м, 8 см х 2,0 м, 8 см х 3,0 м, 8 см х 3,5 м, 8 см х 5,0 м, 10 см х 0,6 м, 10 см х 1,1 м, 10 см х 1,5 м, 10 см х 1,7 м, 10 см х 2,0 м, 10 см х 3,0 м, 10 см х 3,5 м, 10 см х 5,0 м, 12 см х 0,6 м, 12 см х 1,1 м, 12 см х 1,5 м, 12 см х 1,7 м, 12 см х 2,0 м, 12 см х 3,0 м, 12 см х 3,5 м, 12 см х 5,0 м.

2. Область применения медицинского изделия.

Медицинское изделие “Бинт медицинский эластичный, модель 2 «Latex Free»” можно использовать в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в том числе младшим медицинским персоналом, в полевых условиях и в домашних условиях.

Эластичный бинт высокой степени растяжимости применяется:

- для использования при проведении компрессионной терапии, в том числе для профилактики и лечения варикозного расширения вен,
- для профилактики тромбозов в до и послеоперационном периоде,
- лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, а также при травматических поражениях;
- для профилактики и лечения травм, связанных со спортом.

3. Показания для применения медицинского изделия.

Показания к применению бинта медицинского эластичного модель 2 «Latex Free» :

- лечение и профилактика варикозного расширения вен верхних и нижних конечностей при проведении компрессионной терапии;
- предотвращение или облегчение заболеваний вен;
- профилактика тромбозов в период до и после операций; предотвращение образования гематом в послеоперационный период;
- лечение воспалительных и дистрофических заболеваний суставов;
- лечение и профилактика травм; фиксация суставов верхних и нижних конечностей при разных вывихах и растяжениях;
- профилактика и лечение спортивных травм (снижение напряжения мышц колена, локтя, стопы и ладони во время занятий спортом);
- рекомендован также при тяжелых физических нагрузках, при занятиях спортом.

4. Противопоказания для применения медицинского изделия.

В клинических данных нет информации об оказываемых побочных явлениях.

При проявлении индивидуальной аллергической реакции следует немедленно прекратить использование бинта и обратиться к специалисту.

Применение эластичного бинта является безопасным при условии соблюдения настоящей инструкции.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Накладывать только на неповрежденную кожу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

В случае вопросов консультироваться со специалистом.

Сохранение медицинских свойств гарантируется при правильном соблюдении инструкции.

6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При применении медицинского изделия согласно инструкции, не выявлено побочных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан и медицинских работников.

7. Способ применения.

Способ применения – длительное ношение; кратковременное ношение.

Перед использованием бинта следует проконсультироваться у лечащего врача по поводу индивидуального метода наложения бинта и продолжительности его ношения. Время или периодичность ношения эластичного бинта и смена периодов ношения/отдыха определяется врачом.

При наложении бинта следует учесть, что каждый следующий виток бинта перекрывает предыдущий примерно на 2/3. Примеры наложения бинта см. ниже. Надо следить за созданным бинтом давлением, не допуская чувство дискомфорта в забинтованном участке тела. Чувство дискомфорта или боль – это признак того, что бинт нанесён неправильно. Следует наблюдать за цветом кожи конечностей (стопы, кисти, пальцев). Если кожа становится белой или принимает синеватый оттенок и появляется чувство онемения, бинт наложен слишком туго. В таком случае бинт снимают и накладывают заново, уменьшая его растяжение. При выборе длины и ширины бинта советуйтесь со специалистом, учитывая обхват той части конечности (колена, локтя, стопы или кисти) на которую будет нанесён бинт.

Наложение бинта

Примеры повязок эластичного бинта:



8. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания.

Возможно применение изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, после консультации с лечащим врачом.

9. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Медицинское изделие не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами, если наложение бинта предписано не с целью жесткой (неподвижной) фиксации конечности.

10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

11. Условия хранения и транспортировки.

Медицинские изделия группы эластичные бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха 5 – 25 °С и влажностью 50 – 70 %, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Изделия транспортируют в транспортной упаковке всеми видами транспорта закрытого типа в соответствии с международными правилами перевозки грузов и договорными требованиями клиентов.

12. Указание на необходимость хранения медицинского изделия в местах, недоступных для детей.

Изделия должны храниться в недоступных для детей местах.

13. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий.

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в регионе приобретения и использования изделия. Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

14. Сведения о производителе медицинского изделия.

Общество с ограниченной ответственностью Лиепайской специальной экономической зоны «Лаума Фабрикс» (ООО ЛСЭЗ «Лаума Фабрикс») / Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA).

Юридический адрес: Ул. Зиемелю 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвийская Республика

Е-почта: fabrics@laumafabrics.com, medical@laumamedical.com Тел.: +371 63447496;

адрес места производства медицинского изделия: ул. Зиемелю 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвийская Республика.

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающихся качества изделия «Бинт медицинский эластичный», производства фирмы ООО "LAUMA FABRICS" Лиепайской специальной экономической зоны, Латвия, обращаться по адресу:

АО "Авангард" (ИНН 7720687291)

Юр. адрес: пр-кт Андропова д.22, эт.14, пом.1, ком.29, 115533 Москва, Россия,

тел +7 (495) 781 41 79, адрес электронной почты : lauma@laumamedical.ru

15. Варианты комплектации медицинского изделия. –

В комплект поставки входит:

- изделие одного размера – 1 шт.;
- металлический фиксатор – 2 шт
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- инструкция.

Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную полиэтиленовую упаковку с приложенной инструкцией.

Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в транспортную упаковку - коробки, изготовленные из картона коробочного или другую тару, обеспечивающую их сохранность.

Количество изделий в транспортной упаковке устанавливается договором о поставке и может составлять 10-75 штук.


Допускается дополнять/изменять вид упаковки в соответствии с требованиями стран рынков сбыта изделий и в соответствии с требованиями клиентов.

16. Технические характеристики, общая схема изделия, характеристики применяемых расходных материалов (по применимости).

Бинт медицинский эластичный компрессионный, модель 2 «Latex Free» представляет собой тканую эластичную ленту высокой степени растяжимости (более 170%) определенной длины и ширины, в цвете натурального сырья.

Ширина, см	Длина, м
8±0,4	0,6; 1,1; 1,5; 1,7; 2,0; 3,0; 3,5; 5,0 (±0,2)
10±0,5	0,6; 1,1; 1,5; 1,7; 2,0; 3,0; 3,5; 5,0 (±0,2)
12±0,5	0,6; 1,1; 1,5; 1,7; 2,0; 3,0; 3,5; 5,0 (±0,2)

Срок годности изделия – 5 лет.



Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие:

Хлопок, марка Ne 24/2 (25x2 tex) производства «Inkomtex Company» (Инкомтекс Компани), Латвия; и марка Ne 24/2 (25x2 tex) производства UAB «Alytaus Teksera» (ЮЭЙБи «Алитаус Тексера»), Литва - 96 (±2)%;

Эластан, марка Creora 420 H300 CL, производства «Hyosung Company» (Хюсанг Компани), Корея. - 4(±2)%;

Металлический фиксатор с эластичной лентой:



Металлический фиксатор: алюминиевый сплав марка 3004 H-36, производство: «Kern-Liebers» (Керн-Либерс), Мексика, с эластичной лентой: вискоза район (rayon) + текстурированный полиэфир – 70%; эластомерная нить (резина) – 30% - производство: «Kern-Liebers» (Керн-Либерс), Мексика

7. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.

Способ применения – длительное ношение; кратковременное ношение.

Перед использованием бинта следует консультироваться у лечащего врача по поводу индивидуального метода накладывания бинта и продолжительности его ношения. Время или периодичность ношения эластичного бинта и смена периодов ношения/отдыха определяется врачом.

При накладывании бинта следует учесть, что каждый следующий виток бинта перекрывает предыдущий примерно на 2/3. Примеры накладывания бинта см. ниже. Надо следить за созданным бинтом давлением, не допуская чувство дискомфорта в забинтованном участке тела. Чувство дискомфорта или боль – это признак того, что бинт нанесён неправильно. Следует наблюдать за цветом кожи конечностей (стопы, кисти, пальцев). Если кожа становится белой или принимает синеватый оттенок и появляется чувство онемения, бинт наложен слишком туго. В таком случае бинт снимают и накладывают заново, уменьшая его растяжение. При выборе длины и ширины бинта советуйтесь со специалистом, учитывая обхват той части конечности (колена, локтя, стопы или кисти) на которую будет нанесён бинт.

- Ручная стирка мыльным раствором при температуре 30-40 градусов.
- Не выкручивать, отжимать в сухом полотенце.
- Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не применять отбеливающих растворов, кондиционеров для белья.

18. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

- Ручная стирка мыльным раствором при температуре 30-40 градусов.
- Не выкручивать, отжимать в сухом полотенце.
- Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не применять отбеливающих растворов, кондиционеров для белья.



Рекомендации по уходу

19. Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в регионе приобретения и использования изделия. Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

20. Маркировка

На наружной стороне индивидуальной упаковки указано:

- наименование медицинского изделия;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя
- юридический адрес места производства,
- уполномоченный представитель в РФ,
- логотип предприятия-изготовителя;
- типоразмер изделия;
- дата изготовления;
- номер партии или серии,
- номер РУ,
- ссылка на инструкцию: «Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции»
- знак соответствия,
- условия хранения (температура, влажность)

- описание утилизации,
- растяжимость;
- состав;
- гарантийный срок хранения;
- символы по уходу за изделием;
- штрих-код;
- маркировка CE;
- знак кода переработки 04 PE-LD (ПЭНП)
- рекламное изображение изделия.

Допускается дополнять/изменять реквизиты маркировки в соответствии с требованиями стран рынков сбыта изделий и в соответствии с требованиями клиентов.

На наружной стороне транспортной упаковки указано:

- наименование медицинского изделия;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя
- логотип предприятия-изготовителя;
- типоразмер изделия;
- количество изделий в транспортной упаковке
- дата изготовления
- манипуляционные знаки.

21. Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

-LVS EN ISO 9001:2015 “Quality management system – Requirements” («Система управления качеством. Требования»); сертификат № LVRIG105816A от 08.12.2016.

-LVS EN 1041+A1:2014 „Information supplied by the manufacturer of medical devices” («Информация, предоставляемая производителем медицинского оборудования»).

-LVS EN ISO 15223-1:2017 “Medical devices -Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -Part 1: General requirements” («Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»).

-LVS EN ISO 14971:2012 „Medical devices – Application of risk management to medical devices” («Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»).

-Стандарт предприятия US-LF-42103036112-1-2018 «Медицинские изделия. Общие требования» (общие технические требования к ассортименту медицинских изделий производства ЛСЭЗ ООО “LAUMA FABRICS”).

-ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний».

-Декларация о соответствии ЕС в соответствии с приложением VII Директивы ЕС 93/42 ЕЕС о медицинских изделиях.

22. Риски применения медицинского изделия:

Таблица 1

ОПАСНОСТЬ	ПРИЧИНА	ПОСЛЕДСТВИЯ	Уровень риска		
			P	S	R
Несоответствующее качество материалов, в том числе текстильный брак	Отсутствие контроля документации и внешнего вида материалов на производстве	Невозможность применения изделия по назначению, неэффективное использование	1	2	2

ОПАСНОСТЬ	ПРИЧИНА	ПОСЛЕДСТВИЯ	Уровень риска		
			P	S	R
Аллергические реакции на компоненты изделия	Неадекватная информация о составе изделия	Невозможность применения изделия по назначению	1	2	2
Неадекватный размер	Неполнота информации по подбору изделия Отсутствие сравнения с образцом-эталоном и технической документацией	Неэффективное использование, трение и раздражение кожи, отеки, онемения	1	3	3
Быстрый износ изделия	Отсутствие адекватной информации по уходу и применению изделия	Невозможность применения изделия по назначению на протяжении всего лечения, финансовые затраты	2	1	2
Не соответствующее название класса тяжести	Отсутствие контроля документации на производстве	Неэффективное использование, ухудшение состояния	1	3	3

Оценка рисков изделия Бинт медицинский эластичный, модель 2 “Latex Free”

В таблице 2 представлена диаграмма распределения зависимости вероятности наступления риска и последствий нанесенного ущерба.

Таблица 2 - Диаграмма распределения зависимости вероятности наступления риска и последствий нанесенного ущерба

Вероятность нанесения ущерба	Категория	Рейтинг вероятности	Приоритетный номер риска (область)			
	P5	Частая				
	P4	Возможная				
	P3	Эпизодическая				
	P2	Низкая	1			
	P1	Невозможная		2	2	
Ранг тяжести			Незначительная	Значительная	Критическая	Катастрофическая
Категория			S1	S2	S3	S4
			Тяжесть ущерба			

Решение о принятии мер по снижению рисков принимается на основании критериев приемлемости риска, приведенных в таблице 1.

Как видно из диаграммы, риски, связанные с применением данного медицинского изделия находятся в области допустимых значений, мер по их сокращению не требуется.

13. Гарантии

Изготовитель гарантирует качество производимого изделия при условии соблюдения правил транспортирования и хранения и условий его эксплуатации.

Сохранение изделием медицинских и функциональных свойств гарантируется при надлежащем уходе за изделием и правильном соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Разработано:

Инженер отдела развития

LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA

Н.Фёдорова



Город Лиепая, ул.Паста д.7А, 10 мая 2018 года.

Я, присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА, удостоверяю, что **Эдийс ЭГЛИНЬШ (Edijs EGLINŠ)**, родившийся 14 декабря 1978 года в г.Лиепая, персональный код 141278-10834, декларированное место жительства: г.Лиепая, ул.Залю, д.34, личность которого установлена по паспорту LV4043950, выданному Лиепайским отделением УДГМ 28 августа 2012 года, в моём присутствии признал подпись на первой странице этого документа своей. Удостоверяю подлинность его подписи. Документы, на которых удостоверена только подлинность подписи, признаются частными документами.

Данные лица в день удостоверения подлинности подписи проверены в Регистре жителей и Регистре недействительных документов.

По реестру № 2683

Оплата работы за нотариальное удостоверение	3,53 EUR
НДС	0,74 EUR
Взыскана государственная пошлина	0,71 EUR
Всего	4,98 EUR



Присяжный нотариус

(печатать: "Латвийская Республика Курземский окружной суд
г.Лиепая, Присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА")

Л.МЕДВЕДЕВА



Скромлено и имеетсч под
печатью декабрь 91
н/мерованных листов
Нотариус :

[Handwritten signature]

Перевод с латышского языка на русский язык



ООО Лиепайской специальной экономической зоны
«ЛАУМА ФАБРИКС»

Регистрационный номер НДС LV42103036112
Латвия, г. Лиепая LV-3405, ул. Зiemeļu 19
Тел.: +371 63447302, факс: +37163486214
E-mail: fabrics@laumafabrics.com,
www.laumafabrics.com

Печать:

[ООО Лиепайской специальной экономической зоны «ЛАУМА ФАБРИКС»
Латвийская Республика]

Печать:

[ООО Лиепайской специальной экономической зоны «ЛАУМА ФАБРИКС»
Латвийская Республика]

Печать:

[Латвийская Республика, Курземский окружной суд
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА
Присяжный нотариус
г. Лиепая]

Печать:

[Латвийская Республика, Курземский окружной суд
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА
Присяжный нотариус
г. Лиепая]

Перевод данного текста с латышского языка на русский язык сделан мной, переводчиком
Гайворонским Александром Александровичем, верность перевода подтверждаю.

Российская Федерация

Город Москва

Пятого июня две тысячи восемнадцатого года.

Я, Гришко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Кузнецова Вячеслава Николаевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Гайворонского Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 53/137-н/77-2018-18-92

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



М.А. Гришко

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 10 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса





Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA

(Общество с ограниченной ответственностью Лиепайской специальной экономической зоны «Лаума Фабрикс»)

PVN reģ. Nr. LV42103036112

Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija

Tālr.: +371 63447302, fakss: +37163486214

E-pasts: fabrics@laumafabrics.com,

www.laumafabrics.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО ЛСЭЗ «LAUMA FABRICS»
(ООО ЛСЭЗ «Лаума Фабрикс»)

« 23 » 04 Э.Эглиньш 2018 г.



ЭТИКЕТКА

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ,
модель 2 "Latex Free"**



2018

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИК"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Līepāja, LV-3405, Latvija
Tēlr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



8cm x 0,6m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия
Date of manufacture, valid till, series
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Lauma medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic
compression bandage
Kompresijas elastīgā
medicīniskā saite

Modelis
Модель
Model 2 **LATEX FREE**


Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИК"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Līepāja, LV-3405, Latvija
Tēlr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



8cm x 1,1m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия
Date of manufacture, valid till, series
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Lauma medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic
compression bandage
Kompresijas elastīgā
medicīniskā saite

Modelis
Модель
Model 2 **LATEX FREE**



Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИК"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Līepāja, LV-3405, Latvija
Tēlr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



8cm x 1,5m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия
Date of manufacture, valid till, series
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Lauma medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite



Modelis
Модель
Model 2 **LATEX FREE**

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором


Состав сырья Composition Izdeviņu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции -
For detailed information please see attached instruction for use -
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Razotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д. 22,
эт. 14, пом. 1, ком. 29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



№ ФСЗ 2009/04119 от 08.09.2016
US-LF-42103036112-1-2018



www.laumamedical.com

8 cm x 1,7 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Lauma medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

Modelis
Модель
Model **2** **LATEX FREE**



Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izdeviņu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use -
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Razotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д. 22, эт. 14, пом. 1, ком. 29,
Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

www.laumamedical.com



№ ФСЗ 2009/04119 от 08.09.2016
US-LF-42103036112-1-2018



8 cm x 2,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Lauma medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

Modelis
Модель
Model **2** **LATEX FREE**

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use -
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (ООО ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29,
Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

www.laumamedical.com

8 cm x 3,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:



№ ФСЗ 2009/04119 от 08.09.2016
US-LF-42103036112-1-2018



Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Lauma 
medical

Modelis
Модель
Model

2

LATEX FREE

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Возможна утилизация с бытовым мусором

Состав сырья Composition Izveidu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%




Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use - Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (ООО ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tel.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр.Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29,
 Tel:+7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

www.laumamedical.com



8cm x 3,5m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērijs:

№ ФСЗ 2009/04118 от 08.09.2018
 US-LF-42103036112-1-2018



Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



Lauma 
 medical

Modelis
 Модель
 Model

2

LATEX FREE

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
 ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
 Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**


Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izveidu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use - Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā



Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (ООО ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tel.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр.Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Tel:+7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



10cm x 0,6m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma 
 medical

LATEX FREE

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
 ЭЛАСТИЧНЫЙ
 КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic
 compression bandage
 Kompresijas elastīgā
 medicīniskā saite**



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērijs:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.



www.laumamedical.com

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use - Detaizētu informāciju

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu iela 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija. Tālr.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.28,
 Tel: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

8 cm x 5,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Lauma
 medical

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Modelis
 Модель
 Model 2


LATEX FREE

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2780-10 «Санитарно-гигиенические требования к обращению с медицинскими отходами»


skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

№ ФСЗ 2009/04/119 от 08.09.2016
 US-LF-42103036112-1-2018



www.laumamedical.com

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



КОМПРЕССИОННЫЙ

Medical elastic compression bandage
 Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

- Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2780-10 «Санитарно-гигиенические требования к обращению с медицинскими отходами»

Vienreizējais lietošanas produkts. Ir jānodrošina atbilstoša iepakojuma uzturēšana. Ir jānodrošina atbilstoša iepakojuma uzturēšana.

Состав сырья Composition Izveikļu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%


Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Земельно 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия.
Radošotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija.
Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



10 cm x 1,1 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepiamība: augsta (vairāk par 170%)

www.laumamedical.com



Lauma 
medical

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ
Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

LATEX FREE



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas



Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Modelis
Модель 2
Model

Состав сырья Composition Izveikļu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Земельно 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия.
Radošotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija.
Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



10 cm x 1,5 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepiamība: augsta (vairāk par 170%)

www.laumamedical.com

Lauma 
medical

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

LATEX FREE



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Modelis
Модель 2
Model

Состав сырья Composition Izstrāvu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%





Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, Лиепая, LV-3405, Латвия
Rabotāja: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija,
Tālr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405,
Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22,
эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

10cm x 1,7m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

www.laumamedical.com



№ ФСЗ 2009/04119 от 08.09.2016
US-LF-42103036112-1-2018



Lauma
medical

LATEX FREE

Modelis
модель
Model 2

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:


Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu iela 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



№ ФСЗ 2008/04119 от 08.09.2016
 US-LF-42103036112-1-2018

10 cm x 2,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

www.laumamedical.com

Lauma 
 medicot

LATEX FREE

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
 ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
 Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Modelis
 Модель 2
 Model

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use - Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu iela 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



№ ФСЗ 2008/04119 от 08.09.2016
 US-LF-42103036112-1-2018

10 cm x 3,5 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

www.laumamedical.com

Lauma 
 medicot

LATEX FREE

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
 ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
 Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Modelis
 Модель 2
 Model



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Состав сырья Composition Izveikļu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



10 cm x 3,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



№ ФСЗ 2009/04119 от 08.09.2016
 US-LF-42103036112-1-2018



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use -
 Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (ООО ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

www.laumamedical.com

Lauma
 medical

LATEX FREE



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
 ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
 Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā



Адрес:
(OOO ПКЗД "LAUMA FABRICS") ул. Земскаго 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotāja: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Zemskā iela 19, Līepāja, LV-3405, Latvija
Tālrunis: +371 634 47 125
Produtājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Zemskā iela 19, Līepāja, LV-3405, Latvija, Tālrunis: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНТАРД» 115333, Москва, пр. Андропова д. 22, эт. 14, пом. 1, комн. 28. Тел: +7(495)7814179



12cm x 0,6m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma medical

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
КОМПРЕССИОННЫЙ

Medical elastic
compression bandage
Kompresijas elastīgā
medicīniskā saite

LATEX FREE




Дата изготовления, период год. валид.
Date of manufacture, valid till, period
Izgatavošanas datums, derīga līdz, periods

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas termiņš - 5 gadi

www.laumamedical.com

Сохраняет свои свойства после повторной стирки
Retains its elasticity even after repeated washing
Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas



Modelis
Модель
Model

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Sastāvs, šķirne Composition Izstrādājuma sastāvs	
Xlorons Cotton	96%
Kaklīna Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use - [Detaļizācija](#)

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (ООО ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

10 cm x 5,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma 
 medical

LATEX FREE

Modelis
 Модель 2
 Model

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ




Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing

Использованные материалы относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā



№ ФСЗ 2009/04118 от 08.09.2016
 US-LF-42103038112-1-2018




www.laumamedical.com

КОМПРЕССИОННЫЙ

Medical elastic compression bandage
 Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



Washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные материалы относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.



Состав сырья Composition Izveikļu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, r. Liepāja, LV-3405, Латвия
Raidītājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija.
Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia. Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115633, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

№ 0C3 2009/04119 от 08.09.2016
US-LF-42103036112-1-2018



12cm x 1,1m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

www.laumamedical.com

Lauma 
medical

LATEX FREE


**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic
compression bandage
Kompresijas elastīgā
medicīniskā saite



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



Сохраняет свои свойства после повторной стирки
Retains its elasticity even after repeated washing
Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas



Modelis
Модель 2
Model

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izveikļu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, r. Liepāja, LV-3405, Латвия
Raidītājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija.
Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia. Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115633, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

№ 0C3 2009/04119 от 08.09.2016
US-LF-42103036112-1-2018



12cm x 1,5m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma 
medical

LATEX FREE


**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



Сохраняет свои свойства после повторной стирки
Retains its elasticity even after repeated washing
Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Modelis
Модель 2
Model

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izstrawu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%




Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр.Андропова, д.22,
эт.14, пом.1, ком.29, Тел. +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



№ 003 200804119 от 08.08.2014



12 cm x 1,7 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma
medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīga medicīniska saite


LATEX FREE

www.laumamedical.com



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija

Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Modelis
Модель
Model **2**


Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izveiksmu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastane Elastāns	4%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel : +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр.Андропова, д.22,
эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



ISO 9001:2015
ISO 13485:2015



12 cm x 2,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma 
medical

LATEX FREE


**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite

www.laumamedical.com



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:



Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Modelis
Модель
Model **2**

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas


Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав сырья Composition Izveiktu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	99%
Эластан Elastano Elastāns	1%



Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г. Лиелая, LV-3405, Латвия
Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālr.: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22,
эт.14, пом.1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



№ 005.200804119 or 03.08.2016



12 cm x 3,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma 
medical

**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**


**Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**

LATEX FREE

www.laumamedical.com



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:



Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglaba savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Modelis
Модель 2
Model

Состав сырья Composition Izejvielu sastāvs	
Хлопок Cotton Kokvilna	96%
Эластан Elastano Elastāns	4%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции
For detailed information please see attached instruction for use
Detalizētu informāciju skatīt pievienotā lietošanas instrukcijā

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС"
(OOO LC33 "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
Rādītājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālrunis: +371 634 47 125
Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22,
эт 14, пом. 1, ком.29, Тел: +7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru



MD 4033 2008/04/18 en
UG-LF-4216309/112 1-2018



12 cm x 3,5 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
Elasticity: high (more than 170%)
Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)



LATEX FREE


**БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ**

**Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīgā medicīniskā saite**

www.laumamedical.com



Дата изготовления, годен до, серия:
Date of manufacture, valid till, series:
Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:



Гарантийный срок хранения - 5 лет
Warranty period for storage - 5 years
Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing • Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Modelis
Модель 2
Model

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Состав смеси Composition Izstrāve sastāvs	
Хлопок Cotton Kotvilna	90%
Эластан Elastane Elastāns	10%

Подробную информацию смотрите в прилагаемой инструкции - For detailed information please see attached instruction for use - Detaizētu informāciju skatīt

Адрес производителя и места производства: ООО ЛСЗЗ "ЛАУМА ФАБРИКС" (ООО ЛСЗЗ "LAUMA FABRICS") ул. Зiemeļu iela 19, г.Лиепая, LV-3405, Латвия
 Ražotājs: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija, Tālrunis: +371 634 47 125
 Producer: LSEZ "LAUMA FABRICS" SIA Ziemeļu street 19, Liepāja, LV-3405, Latvia, Tel.: +371 634 47 125
 Уполномоченный представитель в РФ: АО «АВАНГАРД», 115533, Москва, пр. Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, Тел:+7(495)7814179, lauma@laumamedical.ru

12 cm x 5,0 m

Растяжимость: высокая (более 170%)
 Elasticity: high (more than 170%)
 Stiepjamība: augsta (vairāk par 170%)

Lauma 
 medical

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

LATEX FREE



Дата изготовления, годен до, серия:
 Date of manufacture, valid till, series:
 Izgatavošanas datums, derīgs līdz, sērija:


www.laumamedical.com

Сохраняет свои свойства после повторной стирки • Retains its elasticity even after repeated washing


Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические тре

Modelis
 Модель 2
 Model

pievienotā lietošanas instrukcijā




№ ФСЗ 2009/04 119 от 08.09.2016
 US-LF-42103036112-1-2018



Medical elastic compression bandage
Kompresijas elastīga medicīniskā saite

Гарантийный срок хранения - 5 лет
 Warranty period for storage - 5 years
 Uzglabāšanas garantijas laiks - 5 gadi



Saglabā savas īpašības pēc atkārtotas mazgāšanas

Использование: обращение с медицинскими отходами. Возможна утилизация с бытовым мусором.

Город Лиепая, ул.Паста д.7А, 60 мая 2018 года.

Я, присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА, удостоверяю, что Эдийс ЭГЛИНЫШ (Edijs EGLINŠ), родившийся 14 декабря 1978 года в г.Лиепая, персональный код 141278-10834, декларированное место жительства: г.Лиепая, ул.Залю д.34, личность которого установлена по паспорту LV4043950, выданному Лиепайским отделением УДГМ 28 августа 2012 года, в моём присутствии признал подпись на этом документе своей. Удостоверяю подлинность его подписи.

Документы, на которых удостоверена только подлинность подписи, признаются частными документами.

Данные лица в день удостоверения подлинности подписи проверены в Регистре жителей и Регистре недействительных документов.

По реестру № 2690

Оплата работы за нотариальное удостоверение	3,53 EUR
НАС	0,74 EUR
Взыскана государственная пошлина	0,71 EUR
Всего	4,98 EUR



Присяжный нотариус

(печать "Латвийская Республика Курземский окружной суд
г.Лиепая Присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА")

Л.МЕДВЕДЕВА



Сделано и имеется под
печатью фенациать/121
нумерованных лист 26

Нотариус :

Перевод с латышского языка на русский язык



ООО Лиепайской специальной экономической зоны
«ЛАУМА ФАБРИКС»

Регистрационный номер НДС LV42103036112
Латвия, г. Лиепая LV-3405, ул. Зiemeļu 19
Тел.: +371 63447302, факс: +37163486214
E-mail: fabrics@laumafabrics.com,
www.laumafabrics.com

Печать:

[ООО Лиепайской специальной экономической зоны «ЛАУМА ФАБРИКС»
Латвийская Республика]

Печать:

[Латвийская Республика, Курземский окружной суд
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА
Присяжный нотариус
г. Лиепая]

Печать:

[Латвийская Республика, Курземский окружной суд
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА
Присяжный нотариус
г. Лиепая]

Перевод данного текста с латышского языка на русский язык сделан мной, переводчиком
Гайворонским Александром Александровичем, верность перевода подтверждаю.

Российская Федерация

Город Москва

Пятого июня две тысячи восемнадцатого года.

Я, Гришко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Кузнецова Вячеслава Николаевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Гайворонского Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 53/137-н/77-2018-18-85

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



М.А. Гришко

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

