

из отчета

Специалист по регистрации
ООО «Бекмен Культер»

Дюжиков А.И.

28 декабря

Дата

Подпись



Фотографии медицинского изделия


Биохимический анализатор BECKMAN COULTER DxC 700 AU,

Производства Бекмен Культер, Инк. (Beckman Coulter, Inc.), США, 250 South Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821, USA

Аналитический модуль анализатора DxC 700 AU



Аналитический модуль анализатора DxC 700 AU с модулем загрузки образцов




Кабель питания




Адаптеры для ротора срочных проб - 22 шт. в уп
(тип В – слева, тип А – справа)




Комплект информационных наклеек




Комплект наклеек со штрих кодами





Декоративные пластиковые заглушки для винтов
Флаконы пластиковые, 15, 30, 60 мл



Пробирки для образцов 2,5 мл



Штативы (желтый, белый, зеленый, синий, красный)



Ручной считыватель штрихкодов



Мешалки (спиральной формы и L-образная)



Камеры с охлаждающей жидкостью



Адаптеры для флаконов




Мандрены, 0.3 мм.



Набор для пользовательского обслуживания (I), в составе:


- 1.1. Антистатическая щетка
- 1.2. Мандрена, 0.14 мм
- 1.3. Кюветы – 1 уп., 10 шт. в уп.
- 1.4. L-образная мешалка
- 1.5. Мешалка спиральной формы
- 1.6. Шприц дозатора реагентов
- 1.7. Шприц пробоотборника






Набор для пользовательского обслуживания (II), в составе:


- 1.1. Уплотнительное кольцо – 1 уп., 6 шт. в уп.
- 1.2. Игла для пробоотборника
- 1.3. Игла для дозатора реагентов
- 1.4. Уплотнительное кольцо большое - 3 шт.
- 1.5. Фильтр для деминерализованной воды - 2 шт.
- 1.6. Трубки перистальтического насоса – 1 уп., 2 шт. в уп.
- 1.7. Лампа фотометрического модуля






Набор для пользовательского обслуживания (ISE), в составе:

- 1.1. Уплотнительное кольцо – 1 уп., 6 шт. в уп.
- 1.2. Емкость для пробы
- 1.3. Мешалка для ISE
- 1.4. Щетка для очистки промывочной станции – 1 уп., 10 шт. в уп.
- 1.5. Трубка №3 для ISE
- 1.6. Шприц дозатора реагентов







Монитор




Компьютер




Штрихкоды для калибраторов





Клавиатура



Кабели








Лоток для образцов




Набор DVD дисков




Канистра для деионизированной воды



Стат (STAT) – ротор



Электроды



у ожа



Специалист по регистрации ООО
«Бекмен Куальтер» А.И. Дюжиков



«22» июля 2019 г.

Дополнительные фотографии общего вида


**«Анализатор биохимический
BECKMAN COULTER DxC 700 AU»**

2019

Вариант исполнения DxC 700 AU-10DE. Общий вид (без монитора)



Вариант исполнения DxC 700 AU-10E. Общий вид



Специалист по регистрации ООО
«Бекмен Культер» А.И. Дюжиков




«03» февраля 2020 г.



**Дополнительные фотографии общего вида
№2**


**«Анализатор биохимический
BECKMAN COULTER DxC 700 AU»**

2020






Вариант исполнения DxC 700 AU-10DE. Общий вид (без монитора). Рисунок 2.



Вариант исполнения DxC 700 AU-10E. Общий вид. Рисунок 3



Вариант исполнения DxC 700 AU-10E. Общий вид. Рисунок 4

Единственное различие в вариантах исполнения Анализатора биохимического BECKMAN COULTER DxC 700 AU заключается в наличии модуля загрузки образцов (модуля транспортера штативов).

Этот модуль предназначен для загрузки и выгрузки штативов с образцами. Штативы загружаются в область ввода штативов. Считыватель штрихкода считывает код штатива и код пробы, эта информация автоматически передается на компьютер системы.

Вариант исполнения DxC 700 AU-10E включает в состав модуль загрузки образцов (также называемый, модуль транспортера штативов)

Вариант исполнения DxC 700 AU-10DE поставляется БЕЗ модуля загрузки образцов (модуль транспортера штативов). Для варианта исполнения DxC 700 AU-10DE монитор для компьютера устанавливается на отдельной рабочей поверхности.

Других различий между двумя вариантами исполнения анализатора нет.

Модуль загрузки образцов поставляется в комплекте с:

- Крышка стола
- Винт – 2 шт.
- Стол
- Крепежные болты – не более 20 шт.
- Подставка для ручного считывателя штрих-кодов
- Ручка для фиксации положения монитора – 2 шт.
- Подставка для установки монитора
- Шайба
- Упорная шайба

Дополнительная информация по модулям и основным конструктивным блокам анализатора представлена в Главе 1 и Приложении А Инструкции по применению

6

