

Кресло-коляска
активного типа для инвалидов
и детей-инвалидов «Zenit»

«Отто Бокк Мобилити Солюшнс ГмбХ», Германия

Рис. 1. Кресло-коляска активного типа для инвалидов и детей-инвалидов «Zenit»



Рис. 2. Рама кресла-коляски алюминиевая/карбоновая без сужения



Рис. 3. Рама кресла-коляски алюминиевая/карбоновая с сужением 2 см



Рис. 4. Рама кресла-коляски алюминиевая/карбоновая с расширением 2 см



Рис. 5. Рама кресла-коляски алюминиевая/карбоновая с удлинением 3 см



Рис. 6. Спинка кресла-коляски стандартная прямая



Рис. 7. Спинка кресла-коляски регулируемая по углу наклона, складывающаяся к сиденью



Рис. 8. Спинка кресла-коляски с углом наклона по запросу пользователя 0, 5, 10 градусов;



Рис. 9. Спинка кресла-коляски жесткая ортопедическая спинка




Рис. 10. Обшивка спинки адаптивная



Рис. 11. Обшивка спинки облегченная



Рис. 12. Обшивка спинки прошитая




Рис. 13. Сиденье кресла-коляски с адаптивной обшивкой




Рис. 14. Сиденье кресла-коляски с облегченной обшивкой




Рис. 15. Сиденье кресла-коляски с обшивкой с карманом для хранения мелочей




Рис. 16. Подушка на сиденье стандартная




Рис. 17. Подушка на сиденье противопрележная из сегментированной пены




Рис. 18. Подушка на сиденье противопролежневая из сегментированной пены с гелевой прослойкой




Рис. 19. Подушка на сиденье противопрележневая с гелевым слоем




Рис. 20. Подушка на сиденье противопролежневая анатомической формы




Рис. 21. Подушка на сиденье противопрележная анатомической формы с гелевой вставкой




Рис. 22. Подушка на сиденье противоположная анатомической формы с воздушными ячейками



Рис. 23. Подушка на сиденье противопрележневая с гелевыми ячейками для пользователей весом до 125 кг




Рис. 24. Подушка на сиденье противопрележная с гелевыми ячейками для пользователей весом до 250 кг




Рис. 25. Подушка на сиденье двухсекционная



Рис. 26. Подголовник мягкий большой с тканевым съёмным чехлом




Рис. 27. Подголовник контурный большой из вспененного полиуретана




Рис. 28. Держатель подголовника с регулировкой в трех плоскостях



Рис. 29. Крепление для держателя подголовника горизонтальное в комплекте с двумя зажимами на спинку коляски




Рис. 30. Крепление для держателя подголовника горизонтальное на ручки для толкания



Рис. 31. Ручки для толкания стандартные короткие



Рис. 32. Ручки для толкания стандартные длинные



Рис. 33. Ручки для толкания регулируемые по высоте, съемные



Рис. 34. Ручки для толкания складные



Рис. 35. Боковины грязезащитные с защитой от холода



Рис. 36. Боковины грязезащитные из карбона



Рис. 37. Боковины грязезащитные с подлокотником, регулируемым по высоте, коротким




Рис. 38. Боковины грязезащитные с подлокотником, регулируемым по высоте, длинным




Рис. 39. Колеса приводные со съемной осью диаметром 24''



Рис. 40. Колеса приводные со съемной осью диаметром 25"



Рис. 41. Спицы приводных колес стандартные



Рис. 42. Спицы приводных колес Spinergy SPOX



Рис. 43. Спицы приводных колес Spinergy LX



Рис. 44. Спицы приводных колес Spinergy LXL Blade черные



Рис. 45. Спицы приводных колес Spinergy LXL Blade белые



Рис. 46. Спицы приводных колес Infinity Ultralight



Рис. 47. Спицы приводных колес Infinity Ultralight, цветные



Рис. 48. Шины приводных колес литые полиуретановые




Рис. 49. Шины приводных колес пневматические Right Run



Рис. 50. Шины приводных колес пневматические Down Town



Рис. 51. Шины приводных колес пневматические Marathon Plus Evolution



Рис. 52. Шины приводных колес пневматические ONE



Рис. 53. Ободья для толкания из анодированного серебром алюминия высокое крепление



Рис. 54. Ободья для толкания из анодированного серебром алюминия низкое крепление



Рис. 55. Ободья для толкания из алюминия, черный



Рис. 56. Ободья для толкания прорезиненный




Рис. 57. Ободья для толкания из нержавеющей стали, полированные, высокое крепление



Рис. 58. Ободья для толкания из нержавеющей стали, полированные, низкое крепление



Рис. 59. Ободья для толкания из титана, полированные



Рис. 60. Ободья для толкания The Surge



Рис. 61. Ободья для толкания Curve L



Рис. 62. Ободья для толкания Curve L Grip



Рис. 63. Ободья для толкания Natural Fit



Рис. 64. Колеса направляющие 4'' литая резина, черные



Рис. 65. Колеса направляющие 4" мягкая резина




Рис. 66. Колеса направляющие 5" литая резина, черные



Рис. 67. Колеса направляющие 5" мягкая резина




Рис. 68. Колеса направляющие 5,5" мягкая резина, серые




Рис. 69. Колеса направляющие 6" пневматические




Рис. 70. Колеса направляющие 6" литая резина, черные.



Рис. 71. Колеса направляющие 6" мягкая резина - 2 шт.



Рис. 72. Вилка направляющего колеса с резьбой



Рис. 73. Ось быстросъемная стандартная



Рис. 74. Ось быстросъемная с ручкой, для пациентов с ограниченной функцией рук




Рис. 75. Колпаки защитные на спицы прозрачные



Рис. 76. Колпаки защитные на спицы с рисунком




Рис. 77. Антипрокидыватель



Рис. 78. Устройство для опрокидывания




Рис. 79. Подножка с опорой для стоп регулируемая по высоте



Рис. 80. Подножка с опорой для стоп фиксированная



Рис. 81. Тормоз стояночный на уровне коленей пользователя



Рис. 82. Тормоз стояночный по типу «ножницы»




Рис. 83. Тормоз стояночный с удлиненной ручкой




Рис. 84. Накладки защитные на раму




Рис. 85. Ремень для голени



Рис. 86. Ремень поясной с металлической пряжкой



Рис. 87. Уровень для регулировки вилки переднего колеса



Рис. 88. Катафоты



Рис. 89. Накладка для боковин



Рис. 90. Инструмент для натягивания спиц



Рис. 91. Насос на батарейках 12В., AirMAN, Active Tools International



Рис. 92. Насос высокого давления, Rennkompressor, SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH



Рис. 93. Кармашек для мобильного телефона



Рис. 94. Сумка для приводных колес



Рис. 95. Колпачки для быстросъемной оси



Рис. 96. Рюкзак



Рис. 97. Инструкция для квалифицированного персонала

ottobock



**Кресло-коляска активного типа для
инвалидов и детей инвалидов Zenit**

RU Инструкция для квалифицированного персонала

Рис. 98. Инструкция для пользователя

ottobock

**Кресло – коляска активного типа
для инвалидов и детей-инвалидов
Zenit**

Инструкция для пользователя

Рис. 99. Гарантийный талон.

ottobock.
СЕРВИС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действие настоящего гарантийного талона распространяется на кресло-коляску

именуемое в дальнейшем «Изделие»

Условия гарантии

- 1) Продавец – ООО «ОТТО БОКК Сервис» - предоставляет гарантию на Изделие на производственные дефекты на раму - 3 года, на прочие элементы – 1 год.
- 2) Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов бесплатно (согласно п.1).
- 3) Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия Продавца.
- 4) Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования Изделия.
- 5) Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части. Гарантия также прекращает свое действие, если установка оригинальных запасных частей или конструктивные изменения проводились не уполномоченной Продавцом фирмой или не самим Продавцом.
- 6) Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью Продавца.

Срок действия гарантии начинается с даты выдачи изделия по расходной накладной.

Серийный номер изделия: _____

Импортер: ООО «ОТТО БОКК Сервис», 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, участок 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 7
Адрес специализированной мастерской:
Москва ул. Молодогвардейская д. 57 стр. 8
Тел. 8(495) 564 83 60, электронная почта: info@ottobock.ru

От Продавца:

С гарантийными условиями ознакомлен(а).

Покупатель:

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

100 (сто) лист об

Заместитель генерального директора

ООО "ОТТО БОКК Сервис"

А.А. Костин

" " "

201

