


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения эстрадиола
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Эстрадиол
Контрольные материалы (Alinity i Estradiol Controls)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Alinity i Estradiol Controls

		CONC		RANGE		CONC		RANGE
				pg/mL				pmol/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	45	25 -	65	165	92 -	239	
CONTROL M	1 x 8.0 mL	190	133 -	247	697	488 -	906	
CONTROL H	1 x 8.0 mL	600	420 -	780	2202	1541 -	2863	



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD




CONTAINS: AZIDE



PRODUCT OF IRELAND







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 листов

Подпись





Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения эстрадиола
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Эстрадиол
Контрольные материалы (Alinity i Estradiol Controls)»**



REF

07P50-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Эстрадиол Контрольные материалы (Alinity i Estradiol Controls)»

В составе:

1. Контроль L (Alinity i Estradiol Control L) – 1 флакон х 8,0 мл
2. Контроль M (Alinity i Estradiol Control M) – 1 флакон х 8,0 мл
3. Контроль H (Alinity i Estradiol Control H) – 1 флакон х 8,0 мл
4. Инструкция по применению


Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ . ____ /

Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com / IFU / Серия, срок годности, условия хранения отражены в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1; Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

G702/03R103



Estradiol Ctrls

Alinity i Estradiol Controls

Abbott

		CONC	RANGE	CONC	RANGE
			pg/mL		pmol/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	45	25 - 65	165	92 - 239
CONTROL M	1 x 8.0 mL	190	133 - 247	697	488 - 906
CONTROL H	1 x 8.0 mL	600	420 - 780	2202	1541 - 2863




Estradiol Ctrls




CONTAINS: AZIDE

PROTECT FROM LIGHT

PRODUCT OF IRELAND



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

IVD

Alinity i

Estradiol

CONTROL L

 Exp.

CN

07P50L
8.0 mL
45 pg/mL
G70220R01



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

IVD

Alinity i

Estradiol

CONTROL M

 Exp.

CN

07P50M
8.0 mL
190 pg/mL
G70221R01



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

IVD

Alinity i

Estradiol

CONTROL H

 Exp.

CN

07P50N
8.0 mL
600 pg/mL
G70222R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

Подпись

