



ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095,
Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13,
литера А, пом. 13-Н, ком. 241;
телефон / факс (812) 380-88-28

Адрес места производства:
Россия, 198320, Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Первого Мая,
д. 2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017

НИЗКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 20»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

Макс. TMP: 500 мм.рт.ст

LOT

201021



2021/10



2024/10

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО



НЕТОКСИЧНО!



Направление кровотока

Направление потока диализата

Регистрационное удостоверение
от 08.10.2020 № РЗН2020/12219





ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095,
Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13,
литера А, пом. 13-Н, ком. 241;
телефон / факс (812) 380-88-28

Адрес места производства:
Россия, 198320, Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Первого Мая,
д. 2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017;

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 200»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

Макс. TMP: 500 мм.рт.ст.

LOT
2001021

2021/10

2024/10

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО



НЕТОКСИЧНО!



Направление кровотока
↓
↑
Направление потока диализата

Регистрационное удостоверение
от 08.10.2020 № РЗН2020/12219





ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул.Калинина,
д.13, литера А, пом. 13-Н, ком. 241; телефон / факс (812) 380-88-28
Адрес места производства: Россия, 198320, Санкт-Петербург,
г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017:

НИЗКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 20»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

LOT

2010/21

2021/10

2024/10

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых сухих,
отопляемых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях
на стеллажах, на расстоянии 1м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред при температуре от 5 до 40°C.

Условия эксплуатации: от 10 до 35°C.

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО!

НЕТОКСИЧНО!



Регистрационное удостоверение от 08.10.2020 № P3H2020/12219





ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина,
д. 13, литера А, пом. 13-Н, ком. 241: телефон / факс (812) 380-88-28
Адрес места производства: Россия, 198320, Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017:

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 200»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

LOT

2001/021

2021/10

2024/10

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых сухих,
отапливаемых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях
на стеллажах, на расстоянии 1м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред при температуре от 5 до 40°C.

Условия эксплуатации: от 10 до 35°C.

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО

XX

НЕТОКСИЧНО!

⊗

⚠

📖

🚫

Регистрационное удостоверение от 08.10.2020 № P3H2020/12219





ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ ПО ТУ 32.50.50-017-50861859-2017:
НИЗКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 20»

Капиллярный тип

LOT 201021

Материал мембраны: PES

2021/10

2024/10

Эффективная площадь мембраны: **2,0 м²**

Количество изделий 20 шт.

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО



НЕТОКСИЧНО!



Масса брутто 5,2 кг

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых сухих, отапливаемых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях на стеллажах, на расстоянии 1м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред при температуре от 5 до 40°C.

Условия транспортировки: от 5 до 40°C.

Регистрационное удостоверение от 08.10.2020 № РЗН 2020/12219



ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.13, литера А, пом. 13-Н, ком. 241; тел./факс: (812) 380-88-28
Адрес места производства: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2, литера Л



ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ ПО ТУ 32.50.50-017-50861859-2017:
ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 200»

Капиллярный тип

LOT 201021

Материал мембраны: PES

2021/10

2024/10

Эффективная площадь мембраны: **2,0 м²**

Количество изделий 20 шт.

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО



НЕТОКСИЧНО!



Масса брутто 5,2 кг

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых сухих, отапливаемых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях на стеллажах, на расстоянии 1м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред при температуре от 5 до 40°C.

Условия транспортировки: от 5 до 40°C.

Регистрационное удостоверение от 08.10.2020 № РЗН 2020/12219



ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.13,литера А, пом. 13-Н, ком. 241; тел./факс: (812) 380-88-28
Адрес места производства: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2, литера Л

Всего пронумеровано, скреплено и заверено печатью

« 6 » (шесть) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «НПО «Нефрон»



Д.Б. Сапожников

11.11.2021



ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198005, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай,
д. 13, литера А, пом. 13-Н, ком. 241; телефон / факс (812) 380-88-28
Адрес места производства: Россия, 198520, Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017:

НИЗКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 20»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

LOT

201621

2021/10

2024/10

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых сухих,
отопляемых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях
на стеллажах, на расстоянии 1м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред при температуре от 5 до 40°C.

Условия эксплуатации: от 10 до 35°C.

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО

X

НЕТОКСИЧНО

⊗


⚠


ⓘ

®

Регистрационное удостоверение от 08.10.2020 № PBN2020/12219







нефрон®

ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198095,
Санкт-Петербург, ул. Калитина, д. 13,
литера А, пом. 13-Н, ком. 241;
телефон / факс (812) 380-88-28

Адрес места производства:
Россия, 198320, Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Первого Мая,
д. 2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017

НИЗКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 20»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

Мак. TMP: 500 мм.рт.ст.



300831



2021/10



2024/10

STERILE R

ДРУГИ СТЕРИЛЬНО



НЕТОКСИЧНО



Регистрационное удостоверение
от 08.10.2020 № РЗН2020/12219







ООО «Нефрон» Россия, 198065, Санкт-Петербург, ул. Капитана,
2/2, литера А, пом. 13-Н, пом. 241; телефон / факс (812) 360-68-28
Место производства: Россия, 196320, Санкт-Петербург,
ул. Бухарьева, д.2, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017:

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 200»

Классификация тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

LOT

2001021

2021/10

2024/10

Хранить в упаковке производителя-изготовителя в крытых сухих,
проветриваемых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях
на стеллажах, на расстоянии 1м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред при температуре от 5 до 40°C.

Условия эксплуатации: от 10 до 35°C.

BEMLER

ВНИМАТЕЛЬНО

НЕ СЖИМАТЬ

НЕ СЖИМАТЬ

НЕ СЖИМАТЬ

НЕ СЖИМАТЬ

НЕ СЖИМАТЬ

Аккредитованное удостоверение от 08.10.2020 № P3H2020/12219



нефрон®

ООО «НПО «Нефрон» Россия, 198096,
Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13,
литера А, пом. 13-Н, ком. 241;
телефон / факс (812) 380-88-28

Адрес места производства:
Россия, 198320, Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая,
3, литера Л

ДИАЛИЗАТОР «LEDA»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-017-50861859-2017.

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ «LEDA 200»

Капиллярный тип

Материал мембраны: PES

Эффективная площадь мембраны: 2,0 м²

Макс. TMP: 500 мм. рт.ст.

LOT
201821

2021/10

2024/10

STERILE R

ВНУТРИ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО



Регистрационное удостоверение
от 08.10.2020 № РЗН2020/12219

Всего пронумеровано, скреплено и заверено печатью
« 6 » (шесть) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «НПО «Нефрон»

Д.Б.Сапожников

09.02.2023

