



Центр Перинатальной Медицины

Centre of Perinatal Medicine

109004, Москва, Товарищеский пер., 20-4
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
факс (495) 911 36 71


109004, Tovarishesky per. 20-4, Moscow, Russia
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
fax (495) 911 36 71

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стент внутрисосудистый р48 MW, в вариантах исполнения

phenox GmbH («фенокс ГмбХ»), Германия

Рис 1. Внешний вид МИ Стент внутрисосудистый р48 MW, в вариантах исполнения



Примечание: Все изделия внешне являются идентичными, различаются типоразмерами.





Рис 3. Внешний вид изделия в финишной упаковке



p48[®] MW Flow Modulation Device

P48-MW-200-15


Flow Modulation Device - Vorrichtung zur Blutstrommodulation - Dispositif de modulation du débit - Dispositivo modulatore di flusso - Dispositivo de modulación de flujo - Dispositivo de modulação de fluxo - Устройство модуляции потока

phenox GmbH

Lise-Meiner-Allee 31 · 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919-0 · Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

2 mm x 15 mm
Max. Vessel Ø Length in Max. Vessel

ID 0.021" 1.75 mm
Min. Microcatheter Min. Vessel Ø



	Vessel Diameter [mm]	A: Length [mm]		A: Length [mm]	B: Device Diameter [mm]
Min.	1.75	16.1	Unconstrained	5.0	2.8
Max.	2	15	in Microcatheter 0.021"	19.5	0.53

REF P48-MW-200-15 **LOT** 324965 **EXP** 2019-05 **CONT** 1 x p48 MW

p48 MW **REF** P48-MW-200-15 **LOT** 324965
(01)04260123782429(17)190531(10)324965

p48 MW **REF** P48-MW-200-15 **LOT** 324965
(01)04260123782429(17)190531(10)324965

p48 MW **REF** P48-MW-200-15 **LOT** 324965
(01)04260123782429(17)190531(10)324965

CE
0297

STERILE
Sterilized with Ethylene
Oxide Gas

Consult
instructions for
use

Caution

Do not reuse

Keep dry

Keep away
from sunlight

Do not use if the
packaging is
damaged

Do not
sterilize

Non-sterile

LAB-5843-P48-MW A - 2017/10

p48[®] MW Flow Modulation Device
2 mm x 15 mm

REF P48-MW-200-15
LOT 324965 **EXP** 2019-05

Рис 5. Макет маркировки на русском языке для распространения МИ на территории РФ

р48 Стент внутрисосудистый р48 MW								P48-MW-200-15		
РУ № Условия эксплуатации: температура воздуха от +5°C до +42°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Изделие эксплуатируется в теле человека при температуре от +32°C до +42°C.								phenox GmbH Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, Germany Tel: +49 (0) 234/36919-0 Fax: +49 (0) 234/36919-19 www.phenox.net		
4 мм x 15 мм				ВД - 0,53 мм		1,75 мм				
Ø макс. сосуда Длина стента при совместимый микрокатетер Мин. Ø сосуда										
Ø коронки A (мм)	Ø стержня B (мм)	Длина стержня C (мм)	Длина системы доставки D (мм)	Длина системы (мм)	Длина рентгеноконтрастного маркера F (мм)	Рабочая длина G (мм)	Совместимость с микрокатетером (внутренний диаметр в мм)	Мин. Ø сосуда (мм)	Макс. Ø сосуда (мм)	Масса (мг), ±0,1
5	4	15	1830	1275	30	7	0,53	2,5	3,7	5,7
REF		LOT						Количество		
Место для наклеек для врача										
Место для наклеек для врача										
Место для наклеек для врача										
STERILE НЕ ТОКСИЧНО										

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью и
подписью 6 (шесть) листов (-а)

Генеральный директор
ООО «ЦПМ» Морозов В.В.

