

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МиниМед»




В.Р. Азбукин

«26» ноября 2018г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**


«Пробирки вакуумные МиниМед» по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017


2018г.











поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед

с КЗЭДТА

3 мл 13x75 мм

Цвет крышки: фиолетовый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: 10.2017 г.

СТЕРИЛЬНО R

Срок годности: 2 года

Материал: ПЭТФ

Серия: 00

Количество: **100 шт.**

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №







поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с КЗЭДТА

и разделительным гелем

4 мл 13x75 мм

Цвет крышки: фиолетовый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: 10.2017 г.

СТЕРИЛЬНО R

Срок годности: 2 года

Материал: ПЭТФ

Серия: 00

Количество: 100 шт.

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а


Условия хранения: хранить при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности $\leq 80\%$.

РУ №















поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед

с лития-гепарином

6 мл 13x100 мм

Цвет крышки: зеленый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: 10.2017 г.

Срок годности: 2 года

Материал: ПЭТФ

Количество: **100 шт.**

СТЕРИЛЬНО R

Серия: **00**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а

арт. 00000000

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.



РУ №





поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед

с натрия-гепарином

9 мл 16x100 мм

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Цвет крышки: **зеленый**

Дата изготовления: **10.2017 г.**

Срок годности: **2 года**

Материал: **ПЭТФ**

Количество: **100 шт.**

СТЕРИЛЬНО

Серия: **00**

арт. **00000000**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности $\leq 80\%$.

РУ №







поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед

без наполнителя

4 мл 13x75 мм

Цвет крышки: красный

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: 10.2017 г.

СТЕРИЛЬНО R 2

Срок годности: 2 года

Материал: ПЭТФ

Серия: 00

Количество: **100 шт.**

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности $\leq 80\%$.



РУ №

2 000443 711295





 поставщик лабораторий **МиниМед®**
241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94
Пробирки вакуумные МиниМед
с разделительным гелем **4 мл 13x75 мм**
ТУ 32.50.50-024-29508133-2017
Цвет крышки: **красный** **СТЕРИЛЬНО** 
Дата изготовления: 10.2017 г.
Срок годности: 2 года
Материал: ПЭТФ
Количество: **100 шт.**
Серия: **00**
арт. 00000000
Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шосейная, 17а
Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.
РУ № 
21000443711295





поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед

с активатором свертывания

6 мл 13x100 мм

Цвет крышки: **оранжевый**

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: **10.2017 г.**

СТЕРИЛЬНО

Срок годности: **2 года**

Материал: **ПЭТФ**

Серия: **00**

Количество: **100 шт.**


арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности $\leq 80\%$.



РУ №





поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с активатором свертывания
и разделительным гелем

8 мл 16x100 мм

Цвет крышки: **оранжевый**

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: 10.2017 г.

(СТЕРИЛЬНО) (R) (X)

Срок годности: 2 года

Материал: ПЭТФ

Серия: 00

Количество: **100 шт.**

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности $\leq 80\%$.




210004431711332

РУ №




Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
25/04/2017 лист 06
Директор ООО «МиниМед»
Азбукин В.Р.



Образцы этикеток медицинского изделия Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Этикетки на пробирку



Этикетки на групповую и транспортную упаковку

 поставщик лабораторий **МиниМед®**

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
без наполнителя **4 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: **красный** ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: (СТЕРИЛЬНО) R (X)

Срок годности: **2 года**

Материал: **шт.** Серия:

Количество: **шт.** арт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ПУ № 

 поставщик лабораторий **МиниМед®**

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с активатором свертывания **6 мл 13x100 мм**

Цвет крышки: **оранжевый** ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: (СТЕРИЛЬНО) R (X)

Срок годности: **2 года**

Материал: **шт.** Серия:

Количество: **шт.** арт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ПУ № 

 поставщик лабораторий **МиниМед®**

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с разделительным гелем **4 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: **красный** ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: (СТЕРИЛЬНО) R (X)

Срок годности: **2 года**

Материал: **шт.** Серия:

Количество: **шт.** арт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ПУ № 

 поставщик лабораторий **МиниМед®**

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с активатором свертывания и разделительным гелем **8 мл 16x100 мм**

Цвет крышки: **оранжевый** ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: (СТЕРИЛЬНО) R (X)

Срок годности: **2 года**

Материал: **шт.** Серия:

Количество: **шт.** арт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ПУ № 

 поставщик лабораторий **МиниМед®**

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с К2ЭДТА **2 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: **фиолетовый** ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: (СТЕРИЛЬНО) R (X)

Срок годности: **2 года**

Материал: **шт.** Серия:

Количество: **шт.** арт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ПУ № 

 поставщик лабораторий **МиниМед®**

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94

Пробирки вакуумные МиниМед
с К2ЭДТА и разделительным гелем **4 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: **фиолетовый** ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления: (СТЕРИЛЬНО) R (X)

Срок годности: **2 года**

Материал: **шт.** Серия:

Количество: **шт.** арт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ПУ № 

поставщик
лабораторий**МиниМед®**241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94**Пробирки вакуумные МиниМед**
с КЗЭДТА**3 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: фиолетовый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления:

(СТЕРИЛЬНО) R X

Срок годности: 2 года

Материал:

Серия:

Количество: ШТ.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17аУсловия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №

арт.



2100044317113321

поставщик
лабораторий**МиниМед®**241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94**Пробирки вакуумные МиниМед**
с КЗЭДТА и разделительным гелем**4 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: фиолетовый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления:

(СТЕРИЛЬНО) R X

Срок годности: 2 года

Материал:

Серия:

Количество: ШТ.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17аУсловия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №

арт.



2100044317113321

поставщик
лабораторий**МиниМед®**241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94**Пробирки вакуумные МиниМед**
с цитратом натрия 3,2%**2,7 мл 13x75 мм**

Цвет крышки: голубой

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления:

(СТЕРИЛЬНО) R X

Срок годности: 1 год

Материал:

Серия:

Количество: ШТ.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17аУсловия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №

арт.



2100044317113321

поставщик
лабораторий**МиниМед®**241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94**Пробирки вакуумные МиниМед**
с натрия-гепарином**9 мл 16x100 мм**

Цвет крышки: зеленый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления:

(СТЕРИЛЬНО) R X

Срок годности: 2 года

Материал:

Серия:

Количество: ШТ.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17аУсловия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №

арт.



2100044317113321

поставщик
лабораторий**МиниМед®**241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94**Пробирки вакуумные МиниМед**
с лития-гепарином**6 мл 13x100 мм**

Цвет крышки: зеленый

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления:

(СТЕРИЛЬНО) R X

Срок годности: 2 года

Материал:

Серия:

Количество: ШТ.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17аУсловия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №

арт.



2100044317113321

поставщик
лабораторий**МиниМед®**241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53 факс: 92-24-54, 92-96-94**Пробирки вакуумные МиниМед**
с цитратом натрия 3,8%**4,5 мл 13x100 мм**

Цвет крышки: голубой

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017

Дата изготовления:

(СТЕРИЛЬНО) R X

Срок годности: 1 год

Материал:

Серия:

Количество: ШТ.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17аУсловия хранения: хранить при температуре ≤40°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ №

арт.



2100044317113321

Директор ООО «МиниМед»



В.Р. Азбукин

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

31711 лист 2

Директор ООО «МиниМед»
Азбукин В.Р.

