



Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20
Тел./факс: (495)380-21-47, 304-74-24 e-mail: info@apolo.ru http://www.apolo.ru

Инструкция по применению

Салфеток марлевых медицинских стерильных.

Назначение и область применения

Салфетки предназначены для использования в качестве готовых перевязочных средств.

Салфетки могут применяться в клинических, полевых и в домашних условиях.

Характеристики.

Салфетки выпускаются двухслойными, 2-х типоразмеров:

16 см x 14 см (упакованы по 20 шт);

45 см x 29 см (упакованы по 5 шт.).

Капиллярность - не менее 10,0 см/ч.

Смачиваемость - не более 10 с.

Салфетки стерильны.

Упаковка салфеток герметична.

Порядок применения

1. Вскрыть упаковку.
2. Удалить бумажную обертку.
3. Использовать индивидуальную салфетку в качестве готового операционно-перевязочного средства.

Условия хранения.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Срок службы изделия

Гарантийный срок службы салфеток - 5 лет с даты стерилизации.

Генеральный директор



А.Н. Пищуров