



Метчики (Bone Tap) предназначены для использования в клинических условиях для формирования резьбы в костном канале и облегчения установки имплантата. При использовании метчика для костной ткани осуществляется предварительное формирование резьбы, соответствующей резьбе имплантата. Предварительное нанесение резьбы позволяет уменьшить крутящий момент при установке имплантата и может исключить вероятность повреждения имплантата или кости при использовании сверлильной машины. Из-за ограниченного использования метчиков и их конструкции, позволяющей многократное использование, метчики редко заменяются врачами. Метчики изготавливаются из титанового сплава.

Отвертка ручная/насадка для наконечника (Narrow Hex, Square, Abutment, Screw, TG Post, Prosthetic, Large Hex, Implant Replacement, Core Tool Drivers, Replacement O-Rings, Driver Tip)

Инструменты для удаления винтов используются при удалении в стоматологических кабинетах винтов, закрепляющих абатмент, в случае,