

Телефоны: приемная (3452) 512-720 доб. 57-00
отдел продаж: тел (495) 970-00-30 (31) доб. 2071,
факс (495) 970-00-30 (31) доб. 2108, 2094
отдел материально-технического обеспечения:
(3452) 512-720 доб. 55-11, доб. 57-35
E-mail cs@tzmoi.ru
<http://www.tzmoi.ru>


Фотографические изображения медицинского изделия

**Установки для обезжиривания медицинских отходов по ТУ 9451-174-12517820-2014
СМО-30, СМО-75**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ТЗМОИ»**




А.В. Просвиряков



Установка для обеззараживания медицинских отходов
СМО-30 по ТУ 9451-174-12517820-2014
Внешний вид в упаковочной пленке




Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-30 по ТУ 9451-174-12517820-2014. Принадлежности. Кассета.



Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-30 по ТУ 9451-174-12517820-2014. Принадлежности. Подставка.



Установка для обеззараживания медицинских отходов
СМО-75 по ТУ 9451-174-12517820-2014
Внешний вид в упаковочной пленке



Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 по ТУ 9451-174-12517820-2014. Принадлежности. Поддон.

ТЮМЕНЬ  **МЕДИКО**



Сделано
в России

Установка для обеззараживания
медицинских отходов СМО-75

ТУ 9451-174-12517820-2014

50 Гц 220 В 8 кВт

Рабочее давление 0,22 МПа

Масса 120 кг

№

Дата

201

г.

Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 по ТУ 9451-174-12517820-2014 Маркировка.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (Семь) листов
цифрами прописью

Генеральный
директор

А.В. Просвиряков

личная подпись

