

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»



_____**Р.В. Аносов**

«05» апреля 2020 г.

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Аппарат вспомогательный для этапа макроскопического изучения
биопсийного (операционного) материала и макросъемки ePath по ТУ
26.60.12-011-89079081-2018**

Аппарат вспомогательный для этапа макроскопического изучения биопсийного (операционного) материала и макросъемки ePath по ТУ 26.60.12-011-89079081-2018

Маркировочный шильд на прибор

Этикетка 65 мм х 33 мм

Аппарат вспомогательный для этапа макроскопического изучения биопсийного (операционного) материала и макросъемки ePath

BiVitrum РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
26.60.12-011-89079081-2018




REF BV200-M **SN** 0001-1218

 ООО «ЭргоПродакшн»
199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, 14, корп. 39, лит. Н
~100-230В±10%, 50-60±0,6 Гц, 300 ВА



Маркировка транспортной упаковки

Этикетка 70 мм x 110 мм

Аппарат вспомогательный для этапа макроскопического изучения биопсийного (операционного) материала и макросъемки ePath	
Изготовлено по ТУ XXXX.XXXX.XXXX РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Оборудование для профессионального применения.	
Bi Vitrum	
	XX.2019
	BV200-M
	000X-XX19
 	
Масса нетто 19 ±1 кг Масса брутто 23 ±1 кг	
	
 ООО "ЭргоПродакшн". 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru	

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 3 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов

20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Аносов Р.В.




« 3 » апреля 2020 г.


Фотографические изображения Аппарата вспомогательного для этапа
макроскопического изучения биопсийного (операционного) материала и макросъемки
ePath по ТУ 26.60.12-011-89079081-2018

1. Управляющий моноблок


1.1. Управляющий моноблок (вид спереди)



1.2. Управляющий моноблок (вид сзади)




1.3. Управляющий моноблок (Зона маркировки и подключения)




2. Модуль фотовидеофиксации

2.1. $\frac{3}{4}$ вид спереди



2.2. ¾ вид сверху



Аппарат вспомогательный для этапа
макроскопического изучения биопсийного
(операционного) материала и макросъемки
ePath

Bi Vitrum РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
26.60.12-011-89079081-2018

REF BV200-M SN 0001-1218

ООО «Эпрот Продакшн»
199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, 14, корп. 39, лит. Н
~100-230В±10%, 50-60±0,6Гц, 300ВА

 IVD




ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОК
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 2

ГОСТ IEC 60825-1-2013
Макс интенсивность <1 мВт
Длина волны 635 ± 5 нм

3. Сканер штрихкодов



4. Блок педалей




5. Микрофон USB



6. Настенный рельс для крепления монтажной пластины



7. Регулируемый кронштейн с VESA креплением





9. Комплект монтажного крепежа



АППАРАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭТАПА МАКРОСКОПИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ БИОПСИЙНОГО (ОПЕРАЦИОННОГО) МАТЕРИАЛА И МАКРОСЪЕМКИ ЕРАТН

Руководство
пользователя

РАЗРАБОТАНО

ООО «Эргопродакшн»

Утверждаю

РАЗРАБОТЧИК

(должность) ООО «Эргопродакшн»


_____/Ф. И. О./

« ____ » _____ 20 ____ г.

II. Беспроводная гарнитура



Клавиатура USB





Рукоятка модуля фотовидеофиксации





прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 20 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов

« » 20 г.

