

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Уровест»




В.В.Данилов


Фотографические изображения медицинского изделия




Корпус устройства с измерителем весовым SM-15, вариант исполнения F



Корпус устройства с измерителем весовым SM-15, вариант исполнения М





Соединительный кабель




Кружка мерная

Отсекатель




Крышка аккумуляторного блока

Ключ аккумуляторного блока



Аккумуляторы 18650 3.7V li-ion

Сидение



Воронка

Транспортировочная сумка




Фото транспортной упаковки с маркировкой

Сшито и заверено печатью
(Девятв) лист св 9



Дачников ВВ
Директор ООО «Уровест»



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Уровест»

В.В.Данилов

14 3 2020 2020 г.

Проект маркировки медицинского изделия

Урофлоуметр УФМ «СИГМА», по ТУ 26.60.12-001-00643407-2019,
вариант исполнения М, вариант исполнения F

На корпусе УФМ «СИГМА» должна быть нанесена следующая информация:

Товарный знак предприятия (при наличии)

Наименование изделия;

Модель изделия;

Номер изделия;

Степень защиты от влаги IPX1;

Год выпуска;

Знак государственного реестра (при наличии)

Обозначение настоящих технических условий.

 УФМ "СИГМА" _____

№ _____ ГОД.ВЫП. _____

ТУ 26.60.12-001-00643407-2019

Степень защиты от влаги IPX1

Маркировка транспортной тары должна быть выполнена по ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки:

"Хрупкое, осторожно";

"Верх";

"Беречь от влаги";

масса "Брутто", а также обозначение группы 2 условий хранения по ГОСТ 15150

	Урофлоуметр УФМ «СИГМА» _____ модель
количество: 1шт	
ТУ 26.60.12-001-00643407-2019	
РУ _____	
Грузополучатель _____ наименование, адрес	
Грузоотправитель _____ наименование, адрес	
Габариты: _____ X _____ X _____ длина ширина высота	
Масса брутто: _____	
Масса нетто: _____	

Сшито и заверено печатью 3
(При) лист а


Директор ООО «Уровест»
Владивосток