

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



ООО НПФ «Технахим»

Мурашко О.А.

«21» декабря 2019 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализаторы (гемофильтры) Dialife®

**Производитель:** ДИАЛАЙФ СА (DIALIFE SA), Швейцария, Industrial Center Vedeggio 3 - Via al Fiume 3, 6807 Taverner, Switzerland

Все варианты исполнения медицинского изделия «Диализаторы (гемофильтры) Dialife®» имеют идентичный внешний вид, поэтому в качестве примера приведена фотография варианта исполнения DIA 22LS.



Рисунок 1 – Диализатор (гемофильтр) Dialife®, вариант исполнения DIA 22LS

## ФОТОГРАФИИ ИЗДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ



Рисунок 2 – Диализатор (гемофильтр) Dialife®, вариант исполнения DIA 20HP в индивидуальной стерильной упаковке

На рисунках 3-5 приведены фотографии групповой упаковки (транспортной тары) изделий

# Dialife

## DIA 16HP

### HEMODIALYZER

Hemodializador  
Hémodialyseur  
Hämodialysator  
Emodializzatore  
Hemodialisador  
Hemodiyalizör  
Φίλτρο Αιμοκάθαρσης



Manufactured by  
**DIALIFE SA**

Industrial Center Vedeggio 3  
Via al Fiume 3, 6807 Taverna, Switzerland



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5

## **ФОТОГРАФИИ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

**DIA 22HP**

**Dialife**

**Диализатор (гемофильтр)**

**Dialife®**

Высокопоточный

Площадь поверхности 2,2 м<sup>2</sup>

**REF** DIA 22HP

 201703

**LOT** 670217FER

 202002

Следить за тем,  
чтобы диализная  
жидкость и кровь текли  
в противотоке!

Макс. ТМП = 500  
мм.рт.ст.

STERILE

Не стерилизовать  
повторно!



 Швейцария,

(DIALIFESA),


IndustrialCenter Vedeggio 3- Via al Fiume  
3, 6807 Taverne, Switzerland

**Представитель производителя на  
территории РФ:**

ООО НПФ «Технахим», Россия,  
620050, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Монтажников,  
11. Телефон: (343)217-98-27

E-mail: [info@tehnahim.com](mailto:info@tehnahim.com)

РУ \_\_\_\_\_



0476

Диализаторы (гемофильтры) Dialife®

# Dialife

SWISS QUALITY DIALYSIS

## DIA 14HP

REF

LOT

STERILE



Дата производства:

Годен до:

Не использовать при повреждении упаковки.

Не стерилизовать повторно!

Беречь от влаги.

Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

Не хранить на складе в непосредственной близости с химикатами и/или влажными веществами. В целях предотвращения любой инфекции, утилизировать как загрязненные медицинские отходы в соответствии с действующим законодательством.

Пожалуйста, используйте только диализную систему, контролирующую ультрафильтрацию.

Количество диализаторов: 24 шт.



Швейцария, ДИАЛАЙФ СА (DIALIFE SA), Industrial Center Vedeggio 3- Via al Fiume  
3, 6807 Taverna, Switzerland

Представитель производителя на территории РФ: ООО НПФ «Технахим», Россия,  
620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Монтажников, 11

Телефон: (343)217-98-27

E-mail: [info@tehnahim.com](mailto:info@tehnahim.com)

РУ

Рисунок 7 – Макет этикетки, наносимой на групповую упаковку (транспортную тару) изделий

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 12 (двенадцать) листов

Директор Мурашко О. А.

