


атТПО-Имаксиз (IMAXYZ) REF BT11-07

ТУ 21.20.23-081-94568735-2019
РФ



Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
аутоантител к тиреоидной пероксидазе
в сыворотке крови человека
"атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)"

серия:
008

Дата выпуска:
2019-05


Годен до:
2021-05




Состав набора:

- | | |
|---|---------|
| 1. Микропланшет | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 5 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер Р | 1 фл. |
| 6. Буфер А | 1 фл. |
| 7. Буфер П | 2 фл. |
| 8. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 9. Стол-реагент | 1 фл. |
| 10. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 11. Плёнка для заклеивания микропланшета | 2 шт. |
| 12. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 13. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |

АО "Витал Девелопмент
Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку,
д.56, лит А
тел: (812) 702-10-86

Антигена к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор Виталев Флехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

«12» 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека**

**«атТПО-Имаксиз (IMAXIZ)»
ТУ 21.20.23-081-94568735-2019**

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)

REF BT 11-07

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
Аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека
«атТПО-Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-081-94568735-2019

РУ

 +2-8°C

LOT Серия 008



Дата выпуска 2019-05



Годен до 2021-05

Состав набора:

1. Микропланшет	1 упак.
2. Калибровочные пробы	6 фл.
3. Контрольная сыворотка	1 фл.
4. Конъюгат	1 фл.
5. Буфер Р	1 фл.
5. Буфер А	1 фл.
6. Буфер П	2 фл.
7. Раствор ТМБ	1 фл.
8. Стоп-реагент	1 фл.
9. Пакет закрывающийся	1 шт.
10. Пленка для заклеивания микропланшета	2 шт.
11. Ванночки для внесения реагентов	2 шт.
12. Одноразовые наконечники для дозаторов	16 шт.

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют.

Имаксиз (IMAXYZ)

Микропланшет с иммобилизованной ТПО

Готов к использованию

 +2-8°C



LOT 008

 годен до: 2021-05

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 1
0 МЕ/мл
0,5 мл



Готова к использованию

 +2-8°C



LOT 008

 годен до: 2021-05

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 2
25 МЕ/мл
0,5 мл



Готова к использованию

 +2-8°C



LOT 008

 годен до: 2021-05

REF BT 11-

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 3
75 МЕ/мл
0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-05



 +2-8°C



REF BT 11-07

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 4
125 МЕ/мл
0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2021-05



REF BT 11-07

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 5
250 МЕ/мл
0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-05



 +2-8°C



REF BT 11-6

ТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 6
500 МЕ/мл
0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-05



 +2-8°C



REF BT 11-07

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Контрольная сыворотка
18-29 МЕ/мл
0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-05



 +2-8°C



REF BT 11-07

Конъюгат-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Конъюгат
14 мл

Готов к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-05

 +2-8°C



REF BT 11-07

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Буфер Р

50 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development годен до: 2021-05

REF BT 11-07

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Буфер А

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development годен до: 2021-05

Буфер П

Буфер для промывки (20х)

20 мл

Развести в 20 раз

 +2-8°C

LOT 037

 Vital
Development годен до: 2021-07

Только для in vitro диагностики

Раствор ТМБ

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 022

 годен до: 2021-08

Только для in vitro диагностики



Стоп-реагент

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 0045



 годен до: 2021-04

Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор _____ Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

« 12 » 12 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека**

«атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)»

ТУ 21.20.23-081-94568735-2019

атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека

ТУ 21.20.23-081-94568735-2019

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А

 +2-8°C



 Vital
Development

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.

