

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



А.В. Горелов

«23» 08 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набора реагентов АмплиСенс® *Rickettsia* spp. SFG-FL

по ТУ 21.20.23-374-01897593-2019,

производства

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® *Rickettsia* spp. SFG-FL




ТУ 21.20.23-374-01897593-2019

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 FN



Состав комплекта:

ПЦР-смесь-FL <i>Rickettsia</i> spp. SFG	0,6 мл x 1
ПЦР-буфер-Н	0,3 мл x 1
К+ <i>Rickettsia</i> spp. SFG	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ВКО STI-87	0,6 мл x 1
ОКО	1,2 мл x 1



При получении разуккомплектовать в соответствии с указанными температурами хранения



REF H-3741-1

LOT 23.08.19

2019-08-23

2020-11-23

Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:








ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® *Rickettsia* spp. SFG-FL

ТУ 21.20.23-374-01897593-2019






Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-L



Состав комплекта:

ПЦР-смесь <i>Rickettsia</i> spp. SFG-Lyo	---	х 48
K+ <i>Rickettsia</i> spp. SFG	0,2	мл х 1
K-	0,2	мл х 1
BKO STI-87	0,6	мл х 1
ОКО	1,2	мл х 1



При получении разупаковать в соответствии с указанными температурами хранения

REF H-3742-1-4


LOT 23.08.19

2019-08-23

2020-11-23

Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:

фотография образца маркировки, упаковки и состава набора реагентов АмплиСенс® Rickettsia spp. SFG-FL формы 2, после вскрытия внешней упаковки.



Краткое руководство

набор реагентов
Rickettsia spp. SFG-FL

ВНИМАНИЕ! При использовании набора реагентов необходимо соблюдать меры предосторожности и правила личной гигиены.

Форма 2

№	21.08.08
Дата	2018.08.23
Подпись	

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

ВХОДАЮЩИЙ
к набору реагентов
АмплиСенс® Rickettsia spp. SFG-FL



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов
АмплиСенс® Rickettsia spp. SFG-FL



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111523, Москва, ул. Новожиловская, 3А
тел.: (495) 974-9042, факс: (495) 305-1423
e-mail: info@cirmi.ru www.cirmi.ru



Набор реагентов
АмплиСенс® Rickettsia spp. SFG-FL
ТУ 21.20.23-374-01897593-2019



Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-L

Состав комплекта:

ПЦР-смесь Rickettsia spp. SFG-Lyo	--- x 48
K+ Rickettsia spp. SFG	0,2 мл x 1
K-	0,2 мл x 1
ВМО STI-B7	0,6 мл x 1
ОКО	1,2 мл x 1



При получении разукрупнять в соответствии с указанными температурами хранения

ИВР 4-3742-1-4

LOT 23.08.19

2019-08-23





2020-11-23

Свидетельство на товарный знак № 292724 Регистрационный номер:



Фотография образца маркировки, упаковки и состава набора реагентов
АмплиСенс® *Rickettsia* spp. SFG-FL формы 2.





Фотография образца маркировки, упаковки и состава набора реагентов
АмплиСенс® *Rickettsia* spp. SFG-FL формы 2.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 9
Ввемив лист 06

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

[Handwritten signature]

А.В. Горелов

« 18 » 12 20 19 г.



[Handwritten mark]