

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Фонак СНГ»



Лжозеф Шнидер

август 2016г.

Фотографическое изображение МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, Shine Rev с принадлежностями

производства

Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, Ontario, N2G 4X1,
Canada

2016

1. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 10 (10A Omni)





2. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 16 (10A Omni)





3. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 20 (10A Omni)






4. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 E (10A Omni)





5. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Shine Rev 4 (10A Omni)





6. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 10 (Micro CIC)





7. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 16 (Micro CIC)





8. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 20 (Micro CIC)





9. Аппарат слуховой внутриканальный Unitron на платформе «ERA» серии Quantum2, ShineRev: Quantum2 E (Micro CIC)







19 метров

Handwritten signature



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор ООО «Фонак СНГ»

Джозеф Шнидер

август 2016г.

Фотографическое изображение

Оптический носитель

Программного обеспечения TrueFit и инструкции по установке

Системные требования

Процессор: Pentium IV, 2 ГГц или выше
Оперативная память: 2 ГБ и более
Минимальное свободное пространство на жестком диске: 2 ГБ и более
ОС: Microsoft® Windows XP, 32 бит, SP2 и более поздние
Microsoft® Windows Vista®, 32 бит/64 бит, последняя версия SP
Microsoft® Windows 7, 32 бит/64 бит
Разрешение экрана: 1280 x 1024 пикселей и выше
Графическая карта: 16 миллионов (24-битных) цветов и выше; поддержка
DirectX 9; ярлык Microsoft: 'Premium Ready PC'
Привод: DVD ROM или CD ROM
COM-порты: один для HI-PRO (при подключении через последовательный COM-порт)
USB-порт: один для каждого устройства Bluetooth-адаптера, программирования
аппаратуры, HI-PRO (опционально)
Программаторы: iCube, NOAHlink, HI-PRO
Браузер: Internet Explorer версии 7, 8, 9; Mozilla Firefox 6.0; Google Chrome
Звуковая карта: Surround 5.1 или стерео
Система воспроизведения: 20 Гц – 14 кГц
Версия NOAH: 3.5 или более поздняя

Остались вопросы?

Команда Unitron в России: +7 495 788 02 04



Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



unitron TrueFit software

Успешные настройки. Ещё проще.

Unitron TrueFit v2.4
Руководство по установке

Системные требования

Процессор: Pentium IV, 2 ГГц или выше

Оперативная память: 2 ГБ и более

Минимальное свободное пространство на жестком диске: 2 ГБ и более

ОС: Microsoft® Windows XP, 32 бит, SP2 и более поздние

Microsoft® Windows Vista®, 32 бит/64 бит, последняя версия SP

Microsoft® Windows 7, 32 бит/64 бит

Разрешение экрана: 1280 x 1024 пикселей и выше

Графическая карта: 16 миллионов (24-битных) цветов и выше; поддержка

DirectX 9; ярлык Microsoft: 'Premium Ready PC'

Привод: DVD-ROM или CD-ROM

COM-порты: один для HI-PRO (при подключении через последовательный COM-порт)

USB-порт: один для каждого устройства - Bluetooth-адаптера, программирования
аксессуара, HI-PRO (опционально)

Программаторы: iCube, NOAHlink, HI-PRO

Браузер: Internet Explorer версии 7, 8, 9; Mozilla Firefox 6.0; Google Chrome

Звуковая карта: Surround 5.1 или стерео

Система воспроизведения: 20 Гц – 14 кГц

Версия NOAH: 3.5 или более поздняя

Остались вопросы?

Команда Unitron в России: +7 495 788 02 04



Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



G/14-021 029-5861-02

unitron TrueFit™ software

Успешные настройки. Ещё проще.

Unitron TrueFit v2.4

Руководство по установке



4 мсгр

