



МЕДТЭК

Общество с ограниченной ответственностью

«МЕДТЭК»

(ООО «МЕДТЭК»)


117513 г. Москва, Ленинский проспект, д. 117, корп. 1

Тел/Факс: +7 (495) 9362660

ОКПО 70113697, ОГРН 1037728031440, ИНН /КПП 7728294020/772801001

**Фотографические изображения медицинского изделия: «Аппарат ультразвуковой
Оэсаг с принадлежностями».**


Аппарат ультразвуковой Oscar




Принадлежности:

Ультразвуковой генератор.


Дисплей




Преобразователь (рукоятка) для удаления цем




Рукоятка для остеотома.



Кабель.




Ножной выключатель.



Удлинитель длинный для одноразовых насадок




Инерционный молоток.




Ящик (генератор)




Ящик (рукоятки).




Стерилизационный лоток OSCAR.




Стойка OSCAR.




Удлинитель OSCAR.




Переходник OSCAR.




Специальная насадка.




Прошивочная насадка OSCAR 6 мм.




Прошивочная насадка OSCAR 8 мм.




Скребок OSCAR 8 мм.



Скребок OSCAR 10 мм.




Ацетабулярная насадка OSCAR.




Двухлопастная насадка OSCAR.




Скребок 6 мм.






Скребок 10 мм.




Прошивочная насадка 10 мм.




Прошивочная насадка 11 мм.







Одноразовая насадка.




Одноразовый скребок 8 мм.





Одноразовая прошивочная насадка 8 мм.






Одноразовый скребок 10 мм.







Одноразовая прошивочная насадка 6 мм, тонкий штифт 4 мм.




Одноразовая однолопаточная насадка 6 мм и 8 мм




Прямая прошивочная насадка 8 мм.






Ключ 9 мм



Накидной ключ 7 мм.




Видеоэндоскоп



Маркировка

Одноразовая насадка
Для прорезывания участков компактного костного цемента



ORTHOSONICS LTD. («ОПТОСОНИКС ЛТД.»),
Великобритания.
Burney Court, Cordwallis Park, Maidenhead Berkshe, United
Kingdom, UK SL6 7BU
Тел: +01628 594500 Факс: +01628 789400
Email: enquiries@orthosonics.com

Одноразовый скребок 8 мм.
Для удаления затвердевшего костного цемента



STERILE R



LOT

195032



11/2012



11/2015



ORTHOSONICS LTD. («ОРТОСОНИКС ЛТД.»),

Великобритания.

Burney Court, Cordwallis Park, Maidenhead Berks. United
Kingdom, UK SL6 7BU

Тел: +01628 594500 Факс: +01628 789400

Email: enquiries@orthosonics.com

Одноразовая прошивочная насадка 10 мм.
Для окончательного удаления дистальной пробки из
костного цемента и полной прочистки канала.



STERILE



LOT

195045



11/2012



11/2015



ORTHOSONICS LTD. («ОПТОСОНИКС ЛТД.»),
Великобритания.
Burney Court, Cordwallis Park, Maidenhead Berkshre, United
Kingdom, UK SL6 7BU
Тел: +01628 594500 Факс: +01628 789400
Email: enquiries@orthosonics.com

Одноразовая ацетабулярная насадка
Для удаления костного цемента из вертлужной впадины.



STERILE R



LOT

111049



12/2012



12/2015




ORTHOSONICS LTD. («ОРТОСНИКС ЛТД.»),
Великобритания.

Burney Court, Cordwallis Park, Maidenhead Berks, United
Kingdom, UK SL6 7BU

Тел: +01628 594500 Факс: +01628 789400

Email: enquiries@orthosonics.com

Одноразовая однолопаточная насадка 8 мм.
Для удаления крупных фрагментов костного цемента и
цементной пробки.



ORTHOSONICS LTD. («ОПТОСОНИКС ЛТД.»),
Великобритания.
Burney Court, Cordwallis Park, Maidenhead Berks, United
Kingdom, UK SL6 7BU
Тел: +01628 594500 Факс: +01628 789400
Email: enquiries@orthosonics.com

Одноразовая прошивочная насадка 6 мм, тонкий
штифт 4 мм.
Для удаления костного цемента из тонкого кортикального
слоя



STERILE R



LOT

174012



10/2012



10/2015



ORTHOSONICS LTD. («ОРТОСОНИКС ЛТД.»),
Великобритания.
Burney Court, Cordwallis Park, Maidenhead Berkshre, United
Kingdom, UK SL6 7BU
Тел: +01628 594500 Факс: +01628 789400
Email: enquiries@orthosonics.com

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 47 лист об
А.А. Ушаков

