

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭТС-ПРО»

Копчинский А.А.

Р.Л. Сибирский

По доверенности №77 АВ7113518 от 29.08.2018



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™

Редакция документа: 02



Производитель:

Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.

Адрес: 501 Newton Road ZJ Hi-Tech Park 201203


Shanghai, People's Republic of China

Тел.: (86) (21) 38954600


Факс: (86) (21) 50801305

E-mail: customerservice@microport.com


Website: www.microport.com



Общий вид изделия «Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™» до расширения (вид снизу) и после расширения баллоном (вид сверху).



Общий вид медицинского изделия: Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™



Общий вид медицинского изделия (в свернутой трубке): Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™




Общий вид внешней упаковки (картонной коробки). Вид спереди

WALTZ™ CoCr Coronary Stent System

*PRESSURE (kPa/atm)	**DIAMETER (mm)
608/6	2.42
811/8	2.60
912/9	Nominal 2.75
1013/10	2.82
1216/12	2.93
1419/14	3.00
1621/16	RBP 3.05
1824/18	3.18

*Pressure: Presión, Pressão, Basing,
Pressione, Druck, Наляганне, Cidnienie,
Πίεση, Pression, Tlak, Давление
**Diameter: Diámetro, Diameter, Çap,
Diameter, Durchmesser, Диаметр,
Średnica, διάμετρος, Diamètre, Průměr,
Диаметр

A-G0A05-008 Rev.A



MicroPort WALTZ
2.75 x 13 mm
REF TG2713
LOT 47480000
2019-07-15

MicroPort WALTZ
2.75 x 13 mm
REF TG2713
LOT 47480000
2019-07-15

Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.
Add: 501 Newton Rd., ZJ Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China

ISO 13485

MicroPort Medical B.V.
Add: Paasbeuvelweg 25 1105BP Amsterdam
The NETHERLANDS

REF TG2713

LOT 47480000

2017-07-16

2019-07-15

WALTZ™
CoCr Coronary Stent System

MicroPort

Общий вид внешней упаковки (картонной коробки). Вид с обратной стороны



Общий вид внешней упаковки (картонной коробки). Вид с боку



Общий вид транспортной коробки



Общий вид транспортной коробки



Общий вид транспортной коробки

ПРИЛОЖЕНИЕ (СПРАВОЧНОЕ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™

I. Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™, в следующих исполнениях:

- [illegible]

55. Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™: TG2733 (2,75мм – диаметр стента, 33 мм – длина стента, 140 см – длина системы доставки стента);
56. Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™: TG3033 (3,0мм – диаметр стента, 33мм – длина стента, 140 см – длина системы доставки стента);
57. Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™: TG3533 (3,5мм – диаметр стента, 33 мм – длина стента, 140 см – длина системы доставки стента);
58. Стент коронарный кобальт-хромовый на системе доставки WALTZ™: TG4033 (4,0мм – диаметр стента, 33 мм – длина стента, 140 см – длина системы доставки стента).

II. Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

14 листов

Генеральный директор ООО «ЭТС-ПРО»

А.А. Копчинский

Р.Л. Сибирский

По доверенности №77 АВ7113518 от 29.08.2018

